

USER GUIDE

TYPE 6028...

INTENSE PULSED LIGHT HAIR REMOVAL SYSTEM

Gillette
Venus
NAKED SKIN®

designed by


BRAUN



Content/ Índice / Índice / Indhold / Sisällysluettelo / Innehåll / Innhol

English	02 - 21
Español	22 - 41
Português	42 - 61
Dansk	62 - 81
Suomi	82 - 101
Svenska	102 - 121
Norsk	122 - 141

Skin Suitability



Venus Gillette

NAKED SKIN®

INTENSE PULSED LIGHT HAIR REMOVAL SYSTEM

designed by

BRAUN

Please read this entire user guide, including all warnings and safety information, before using the Venus Naked Skin® Intense Pulsed Light Hair Removal System.

The Venus Naked Skin® Intense Pulsed Light Hair Removal System is not suitable for everyone. It works effectively on light to medium skin tones and dark hair colors. Venus Naked Skin® is not effective on treatment areas with red, very blonde, grey or white hair.

Compare the skin tone of the area to be treated to the chart (on the left) to see if Venus Naked Skin® is suitable for you. If you are unsure if the device is appropriate for you to use, please call the toll-free number located on page 21 of this user guide or consult your physician.

WARNING – DO NOT USE:

If the skin to be treated is darker than skin tone (IV) shown on the Skin Tone Chart. Darker skin tones absorb too much light energy during treatment, which may injure (e.g. burn, discolor or scar) your skin.

As the face can be more sensitive, use the device on other body areas before treating upper lip area, chin or jaw. For specific facial usage instructions, see chapter “Facial Treatment”.

Welcome to Gillette Venus Naked Skin®

Welcome to a premium beauty experience with your new Venus Naked Skin® Intense Pulsed Light Hair Removal System.

With Venus Naked Skin®, you can achieve smooth skin every day, so that every season can be bikini season. So get started... you'll love the look and feel of your continuously smooth skin. And that's a beautiful thing!

For more information and to download the free Naked Skin® mobile application, please visit www.braun.com



Contents

Who Should Not Use Gillette Venus Naked Skin® (Contraindications)	6
Before You Start (Warnings and Precautions)	6
Warnings	6
Precautions	7
Electrical and fire safety	8
Possible Side Effects.....	9
Possible side effects include:.....	9
What to do if you have a side effect.....	9
Introduction to Gillette Venus Naked Skin®	10
How It Works	10
What to Expect	11
How to Use	11
Getting Started	11
Setup	11
Check Your Skin Tone	11
Treatment.....	13
Facial Treatment (women only)	15
Patch Test	17
Treatment Schedule	18
Start-up Phase	18
Maintenance Phase.....	18
Troubleshooting	19
Technical Specifications	20
Customer Support	21
Warranty	21

Who Should Not Use Gillette Venus Naked Skin® (Contraindications)

- **DO NOT USE** the device on scalp, eyebrows or anywhere around the eye or eye socket. Use in these areas may permanently damage eyes.
- **DO NOT USE** if you have dark skin tones (see skin tone chart on page 2). Dark skin may absorb too much light energy and injure (e.g., burn, discolor or scar) your skin.
- **DO NOT USE** if you have a history of skin cancer or precancerous lesions (e.g., nevi or a large number of moles). Before you start, consult your doctor if you take medication for any chronic medical condition.
- **DO NOT USE** if you are pregnant, lactating, or under the age of 18 as this device has not been tested with these individuals.

Before You Start (Warnings and Precautions)

WARNINGS

- **DO NOT USE** Venus Naked Skin® if your skin is darker than the dark skin tone (IIII) shown on the skin tone chart or if the setting (IIIII) red light on the Skin Tone Sensor is lit. Because dark skin absorbs more light energy, treating dark skin with Venus Naked Skin® may cause discomfort/pain or may injure (e.g., burn, discolor or scar) your skin.
- **DO NOT USE** Venus Naked Skin® if your skin has been artificially or naturally tanned recently. Because tanned skin is darker, it is at a higher risk of damage when using Venus Naked Skin®. Treating tanned skin with Venus Naked Skin® may cause discomfort/pain or may injure (e.g., burn, discolor or scar) your skin.
- **DO NOT USE** Venus Naked Skin® on:
 - Red hair
 - Grey or white hair
 - Very blonde hair

Venus Naked Skin® is not effective on these hair colors. You will be exposed to the risks of this product but not the benefits.

- **DO NOT USE** Venus Naked Skin® directly on nipples, genitals or around the anus. These areas may have a darker skin color and/or greater hair density and using the device in these areas may cause discomfort/pain or injure (burn, discolor or scar) your skin.
- **DO NOT USE** Venus Naked Skin®:
 - On dark brown or black spots such as freckles, birthmarks, moles or warts in the area you wish to treat.
 - If you have chronic skin disease (e.g., psoriasis or vitiligo) or damaged skin (e.g., sunburn, cuts, open wounds or active infections) in the areas you wish to treat.
 - If you have varicose veins in the area you wish to treat.

Avoid unprotected exposure to direct sunlight after your Venus Naked Skin® treatment. Treatment with Venus Naked Skin® may make your skin more sensitive to the sun, resulting in side effects such as burning and blistering. Use sunscreen (SPF 15 or greater) or cover the skin.

- On a tattoo or permanent makeup on the area you wish to treat.
- If you have a known sensitivity to sunlight (photosensitivity) or are taking medication that makes the skin more sensitive, e.g., Retin A, Accutane and/or other topical retinoids.
- If you have had a skin peel treatment on the area you wish to treat.

If you have any of the above, Venus Naked Skin® may injure your skin or make existing conditions worse. You may experience side effects such as burns, blisters and skin color changes (hyper- or hypo-pigmentation), or scarring.

- **DO NOT look directly into the glass filter** on the handset or attempt to activate the handset toward the eyes. To protect the safety of your eyes, and those of individuals nearby, the Venus Naked Skin® handset will only activate when both contact bars, on the bottom of the handset, are placed against the skin. If at any time the handset activates when both bars are NOT in contact with the skin, STOP use of the device immediately and contact your retailer.
- **DO NOT USE** Venus Naked Skin® more than once a week on the same area. It will not speed up the results and may increase the chances of injury to your skin.

PRECAUTIONS

- Avoid tanning including outdoor sun bathing, tanning treatments in a salon before and during treatment, or use of a tanning lotion or cream before and during treatment as the device may not work for you. Further, darker skin may absorb too much light, which may cause discomfort/ pain or may injure (e.g., burn, discolor or scar) your skin.

- If you are taking any kind of medication regularly and over a long period of time, please consult your physician for any potential impact on skin sensitivity to light.
- This device is not intended for use by persons under 18 years of age or persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device. When not in use, always unplug the device. The device should be stored securely out of the reach of children.
- Do not replace the gel with other gels, creams or lotions. Use only the gel specifically designed for use with the Venus Naked Skin® device.
- Avoid contact of gel with the eyes. In case of accidental contact between the gel and eyes, rinse with water. If skin irritation or rash develops, discontinue use of the gel and the device. If symptoms persist, consult your physician.
- Regularly check the device and cords for visible signs of damage. In case of damage or cracks, stop using the device and have it checked and repaired by an authorized service repairman. Call the toll-free number on page 21 for assistance. Unqualified repair work can lead to extreme hazards for the user.
- Avoid any activity or skin products that may irritate your skin for 24 hours after treatment. This includes:
 - Using hot tubs or saunas
 - Wearing tight-fitting clothing
 - Using bleaching creams, perfumed products or peeling products

The above may cause irritation, such as itching and redness, in the treated areas.

ELECTRICAL AND FIRE SAFETY

As with any electrical device, certain precautions must be taken in order to ensure your safety.

DANGER:

Never open the Venus Naked Skin® device, as this may expose you to dangerous electrical components and to pulsed light energy, either of which may cause serious bodily damage and/or permanent eye injury.

- **DO NOT** use if device is damaged; for example, cracked base, handset cable damage (internal wires visible), cracked or broken glass on the handset, etc. Internal parts contain electric charges that are hazardous. Electric shock may result from using a damaged device.



- **DO NOT** use Venus Naked Skin® near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. If Venus Naked Skin® becomes wet, it should not be used. Electric shock may result from using a wet device.

- **DO NOT** use if either the base unit or handset becomes uncomfortably hot to touch. The device may overheat and pose an electric shock risk or fire hazard.
- **DO NOT** use a power supply other than provided Cyden Type 6027... supply for use with Venus Naked Skin® Type 6028... This may damage the unit and pose an electric shock risk or fire hazard
- **DO NOT** use petroleum-based or flammable cleaning agents as these pose a fire risk.
- **DO NOT** use abrasive cleaning agents. These may damage the device or scratch the glass window on the handset. Damaged devices must not be used. Electric shock may result from using a damaged device.
- **DO NOT** block the cooling vents on the handset. The device may overheat and pose an electric shock risk or fire hazard.

NOTICE:

- Venus Naked Skin® is designed for use where the main supply voltage is 100 V to 240 V AC, 50/60 Hz. Check that the actual supply voltage is within this range.
- Always unplug Venus Naked Skin® when not in use.

POSSIBLE SIDE EFFECTS

Venus Naked Skin® is a powerful device. Some people will experience slight discomfort (e.g., heat or redness of the skin) when using Venus Naked Skin® – this is normal. You may feel heat and tingling when activating the light pulse, followed by redness in the skin. This type of reaction usually disappears within 24 hours. Adverse reactions are usually immediate or appear within 24 hours. In rare cases, they may take up to 72 hours to appear.

POSSIBLE SIDE EFFECTS INCLUDE:

- Discomfort/pain in the area being treated
- Itching of the treated area
- Heat and redness of the skin that continues after the first 24 hours

In rare cases:

- Blistering or burning of the skin
- Swelling and/or bruising
- Changes to the pigmentation (color) of the skin in the area treated

WHAT TO DO IF YOU HAVE A SIDE EFFECT


Side Effect	How to Assess and React
Warm feeling or tingling sensations during treatment which typically disappear after a few seconds to a minute and decrease with continued use.	This is expected and is normal for all IPL (Intense Pulsed Light) hair removal device treatments. You can keep on using the device as instructed.
Discomfort or pain is <u>intense</u> during treatment or persists after a treatment.	Stop using the device and consult your physician before using it again.
Skin redness during or after treatment which disappears within minutes to several hours.	This is expected and is normal for all IPL (Intense Pulsed Light) hair removal device treatments. You can keep on using the device as instructed once skin redness has disappeared.
Skin redness which <u>does not go away</u> within 24–48 hours after treatment.	Stop using the device and consult your physician before using it again.
In Very Rare Cases:	
Swelling and redness around the hair follicle that disappears within two or three days.	You can keep on using the device as instructed once swelling and redness around the hair follicle has disappeared.
Swelling and redness around the hair follicle that <u>does not disappear</u> within two to three days.	Stop using the device and consult your physician before using it again.
Temporary <u>changes</u> in skin color (lightening or darkening).	If your skin color changes, stop using the device and consult your physician.
<u>Increase</u> in hair growth in areas of treatment (more likely to be seen with subjects of Mediterranean descent).	If this increase persists over several treatments, stop using the device and consult your physician.

Introduction to Gillette Venus Naked Skin®

The Venus Naked Skin® device is powered by Intense Pulsed Light (IPL), derived from professional light technology that is used by dermatologists/professionals worldwide for the treatment of unwanted hair.


The Venus Naked Skin® System includes:

1. Base unit
2. Handset (connected to base unit)
3. Detachable Skin Tone Sensor (see page 11 for details on the Skin Tone Sensor)
4. Activation button
5. Power supply
6. Treatment window in the front of handset
7. V™ Activating Gel
8. User Guide



How It Works

The Venus Naked Skin® Intense Pulsed Light (IPL) system is derived from professional IPL technology and helps break the cycle of hair regrowth. The light energy is transferred through the V™ Activating Gel to target the melanin in dark hair, helping to put the hair to sleep.



ipulse™
Let your skin see the light

V™ Activating Gel

Venus Naked Skin® comes with V™ Activating Gel. This is a clear, water-based gel that enables the light to transfer to the hair during treatment to optimize effectiveness.

Do not use Venus Naked Skin® if you do not have Activating Gel. The gel is available for purchase at your retailer.

What to Expect


You could experience noticeable hair reduction after 6 treatments and long lasting hair removal after 6 – 12 treatments. Continue to treat once every two months to maintain results and to enjoy continuously smooth, beautiful skin.

How to Use

Getting Started

The treatment area should be clean, hair-free and dry.

1. Remove any visible hair before using Venus Naked Skin®. Removal of hair ensures the light reaches the hair follicle during treatment.
2. Cleanse the treatment area and pat dry.



Setup


To power on the device:

1. Place the device unit on a firm surface. The handset should be securely placed in its cradle on the base unit.
2. Plug the power supply into an electrical outlet. The Skin Tone Sensor button will illuminate RED to indicate STANDBY mode. A skin tone reading is required to begin.

Check Your Skin Tone


USING THE SKIN TONE SENSOR

Venus Naked Skin® has an integrated Skin Tone Sensor designed to assist you in choosing the appropriate skin tone setting for your skin.



To measure your skin:

1. Remove the Skin Tone Sensor from the base unit. The RED Skin Tone Sensor light will go out to indicate it is ready.



2. Place the sensor window of the Skin Tone Sensor to the clean, dry area of skin you wish to treat.
For comfort and safety, always choose the darkest skin, e.g., for leg, test the outside of the lower leg; for arms, use the back of the hand. For the face, test the cheek or upper lip area.

3. Press the Skin Tone Sensor button to receive a skin tone reading:

- If an illuminated WHITE light (settings I, II, III, IIII) appears, the skin tone in this area is suitable for treatment.



- If an illuminated RED light appears, this indicates the skin tone in this area is not suitable for treatment.



4. IMPORTANT: Before treating another body part, you must perform a new measurement.

NOTE: If all lights illuminate, this indicates that the measurement taken is not valid, e.g., Skin Tone Sensor does not have good contact.



5. Replace the Skin Tone Sensor in the base unit. The Skin Tone Sensor button will illuminate WHITE which indicates that the unit is ready for use. The device setting will automatically adjust to the Skin Tone Sensor reading. The white setting light indicates the power setting.

6. Double check the result by comparing the skin tone of the treated area to the Skin Tone Chart.

IMPORTANT: If there is a difference between the skin tone identified by the Skin Tone Sensor and the Skin Tone Chart, you should always use the higher number/darker tone setting (emits less light energy). For example: if the Skin Tone Sensor indicates (III) and the Skin Tone Chart indicates (IIII), you should use (IIII).

7. Press the Skin Tone Sensor button repeatedly until the correct skin tone setting appears.

I – IIII on the Skin Tone Sensor.

- **Setting I** is the HIGHEST power setting and is for people with fair skin as shown on the Skin Tone Chart—Skin Tone 1.
- **Setting II** is the MEDIUM power setting and is for people with medium skin tone as shown on the Skin Tone Chart—Skin Tone 2.
- **Setting III** is a LOWER power setting and is for people with darker skin as shown on the skin tone chart—Skin Tone 3.
- **Setting IIII** is the LOWEST power setting and is for people with darker skin as shown on the Skin Tone Chart—Skin Tone 4.

NOTE: You can choose a higher number/darker tone setting (emits less light energy) than your Skin Tone Sensor measurement result, but a lower number/lighter skin tone setting cannot be selected.

STANDBY Mode

When the Skin Tone Sensor is placed in the base unit, after 10 minutes of inactivity, the handset will revert to STANDBY mode (indicated by a RED light). A new skin tone reading is required to re-activate the unit.



Treatment

Before your first treatment, we advise you to perform a patch test on a small area of skin on a body part you plan to treat. Please refer to page 17 for Patch Test details.

Once you have established the correct skin tone setting and prepared the treatment area, you are ready to begin your treatment.



1. Apply a thick layer of Activating Gel to the area. DO NOT RUB IN. The gel should remain in a thick layer on the skin to ensure proper contact with the Handset.



IMPORTANT:

Only use the Activating Gel specifically designed for use with this device. In order to prevent gel from drying, larger areas should be treated in sections.


2. Wipe excess gel from your hands.
3. Select a spot on the edge of the treatment area. Place the handset firmly on the skin so that both contact bars on the outer corners of the treatment window are placed in the Activating Gel that is on the skin surface. A WHITE light signals you have the proper contact. If the white light does not appear, be sure to adjust the handset so that both bars remain in contact with the skin.



4. Press the Activation button once. Look away from the handset to avoid the bright light. You will hear a click and may feel a warm sensation.



- Remove the handset from your skin. The two contact bars and treatment window will leave marks in the Activating Gel to help track your treatment progress.
- Venus Naked Skin® should be used on the skin in continuous rows. Your next selected treatment spot should be adjacent to the previous. There should be no gaps between treatment areas. When placing the handset onto the gel on your skin, the edge of the treatment window and the two contact bars should line up with the marks from the previous treatment area.



WARNING:

DO NOT discharge the device on the same site more than once to avoid possible adverse skin effect. If your skin blisters or burns, STOP IMMEDIATELY. Soothe the area with cooling gel packs. Seek medical advice immediately.

- You will need to wait approximately 4 – 6 seconds for the unit to recharge before it is ready to activate again. The Skin Tone Sensor button flashes to show the unit is recharging. When the light glows WHITE constantly, it's ready for use again. Repeat the process above until you are finished treating the treatment area. Periodically wipe the treatment window to ensure it is clean and free of any debris.



- When you have finished treating an area, wipe away any excess Activating Gel from the handset and the area you have treated. Place the handset back on the base unit.
- Check the treated area to see if you develop any skin reactions. If you experience a side effect, refer to page 9 in this user guide.

SLEEP Mode Timeout

- When the unit is left “inactive” (i.e., no buttons are pushed or the Skin Tone Sensor is not removed/replaced) for 55 minutes, then the unit will enter a low power SLEEP mode.
- In SLEEP mode, all the lights are off except for the RED Skin Tone Sensor button which will make a single flash once every 3 seconds. You must take a skin tone reading to get out of SLEEP mode.



Facial Treatment (women only)

Using Venus Naked Skin® to remove unwanted facial hair requires care and special guidance to prevent any possible adverse reaction. It is recommended that before treating the face, other body areas are treated first.

Avoid tanning including outdoor sun bathing, tanning treatments in a salon before and during treatment, or use of a tanning lotion or cream before and during treatment as the device may not work for you. Further, darker skin may absorb too much light energy, which may cause discomfort/pain.

IMPORTANT:

- Do not treat the eyebrows or areas around the eyes, the scalp, the nostrils, the ears.
- Do not use on moles or any dark (pigmented) areas.

Before Treatment

- Determine if the face may be treated, by using the skin color chart and the skin tone sensor. Because the face is unavoidably exposed to sunlight, it may be darker than other body areas.
- Perform a patch test: test your skin for reaction in a hair-free area below the ear (see chapter titled “Patch Test”).
- After this patch test, wait 48 hours, examine the treated area and if it appears normal, begin treating the upper lip, chin or jaw.


Getting started

- Remove all cosmetics, lotions and creams (including self tanning) from the area you wish to treat.
- Remove any visible hair.

- Use the skin tone sensor to confirm suitability for treatment. Do NOT use if the skin tone sensor indicates red (IIII). Always start with the lowest setting when using on the face, regardless of the skin tone sensor reading. This may require you to manually reduce the energy level to the lowest setting (III) if you are a lighter skin tone (I-III). Do this by pressing the white button on the skin tone sensor until the lowest setting is lit (III).

Treating the face, cheek and jaw

- Apply a thick layer of Activating Gel to the area to be treated (see illustration below).



- Wipe excess gel from your hands.
- You may choose to use a mirror to help position the handset for treating facial areas.
- Select a spot on the edge of the treatment zone. Place handset firmly on the skin so that both contact bars on the outer corners of the treatment window are placed in the Activation Gel that is on the skin surface. The white light of the Activation button signals you have the proper contact. If the white light does not appear, be sure to adjust the handset so that both bars remain in contact with the skin.

IMPORTANT:

Before pressing the activation button, close your eyes or look away as the light is very bright.

- Press the Activation button. You may feel a warm sensation.

- Remove the handset from the skin.
- Place the handset on the next adjacent untreated spot (do not overlap) and press the activation button. Continue until you have completed the entire area you wish to treat.

IMPORTANT:

Avoid treating the same area twice as this may cause adverse reactions.


- Wipe any excess Activating Gel from the handset and the area you have treated.

Treating the upper lip area

IMPORTANT:

- Avoid contact with the lips and the nostrils. The central area below the nostrils is often sensitive
- Do not use on permanent / semi permanent lip liner on the lip margin.

- Apply a thick layer of Activating Gel to the area to be treated (see illustration below).




TIP: You can press your lips together to ensure that the light does not activate on the upper lip itself.

- Repeat steps 2-8 as presented for treating face, cheek and jaw.

Treating the neck and chin

Hair growth under the chin can be denser and more coarse in nature and this can sometimes lead to slight reddening in the skin following a treatment. This redness is temporary and should completely disappear after 24 hours.

- Apply a thick layer of Activating Gel to the area to be treated (see illustration below)



- Repeat steps 2-8 as presented for treating face, cheek and jaw.

NOTE:

- If redness or a burning sensation occurs and lasts for several minutes, apply a cool cloth/pad to soothe the area.
- If any pigmentary changes in the skin, e.g., lightening or darkening, are observed, stop using the device. Seek medical advice to determine the cause which may be due to an underlying medical condition.

After Treatment

- Avoid using bleaching creams, or peeling products in the treated area for 24 hours after treatment as they may cause irritation.
- Avoid direct sunlight exposure for 24 hours after treatment. To protect the skin, use a facial moisturizer with SPF 15 or greater broad spectrum sunscreen.

Patch Test

Before your first treatment, we recommend you test your skin for reaction to Venus Naked Skin® device and Activating Gel.

NOTE: Test the area you are planning to treat. The patch test area should be about 2.5 x 5 cm in size (equivalent to size of two flashes, side by side).

- First check your skin tone, (refer to page 11).
- Prepare the area to be treated by cleansing and removing visible hair. Pat dry with a towel.
- Apply a thick layer of Activating Gel to the area. **DO NOT RUB IN.** The gel should remain in a thick layer on the skin to ensure proper contact with the applicator.
- Place the handset firmly on the skin so that both contact bars on the outer corners of the treatment window are placed in the Activating Gel that is on the skin surface. The Activation button will illuminate **WHITE** to signal you have the proper contact. If the white light does not appear, be sure to adjust the handset so that both bars remain in contact with the skin.
- Press the Activation button once. Look away from the handset to avoid the bright light. You will hear a click and may feel a warm sensation.

IMPORTANT: Adjustment of Treatment Level

The treatment sensation may vary depending on the person and treatment area. For best results, conduct the treatment at the highest level you are comfortable using.

Level I – Highest power setting
Level III – Lowest power setting

To adjust the treatment level, refer to step 7 on page 12.

- Remove the handset from your skin.
- Place the handset on the area adjacent to the area you already treated (see **NOTE** to the left). Repeat steps 4 – 6.
- Wait 48 hours and then examine the test area. If the skin appears normal, begin your first treatment at the highest level you are comfortable using. If a skin reaction develops, discontinue use of Venus Naked Skin® and consult your physician. **DO NOT** treat the patch tested area for at least one week after the test.

Maintenance and Storage

- Once you have completed your treatment, unplug the power supply from the electrical outlet to turn off the Venus Naked Skin® system.
- After use, wipe down the handset, treatment window and the base unit with a tissue or cloth to remove any excess gel remaining on the device. Do not rinse or immerse the unit or handset in water or any other liquid.
- Store the Venus Naked Skin® device and V™ Activating Gel in a cool, dry place.

Treatment Schedule

Start-up Phase

For optimal results, Venus Naked Skin® should be used once every 2 weeks for 6–12 treatments.

1 st Month	2 nd Month	3 rd Month
1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14	8 9 10 11 12 13 14	8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21	15 16 17 18 19 20 21	15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28	22 23 24 25 26 27 28	22 23 24 25 26 27 28
29 30	29 30	29 30

Maintenance Phase

After your start-up phase, to maintain continuously smooth skin, use Venus Naked Skin® once every two months.

1 st Month	2 nd Month	3 rd Month
1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14	8 9 10 11 12 13 14	8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21	15 16 17 18 19 20 21	15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28	22 23 24 25 26 27 28	22 23 24 25 26 27 28
29 30	29 30	29 30

4 th Month	5 th Month	6 th Month
1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14	8 9 10 11 12 13 14	8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21	15 16 17 18 19 20 21	15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28	22 23 24 25 26 27 28	22 23 24 25 26 27 28
29 30	29 30	29 30

Troubleshooting

The following troubleshooting guide should be used initially to try to solve any problems you may experience with Venus Naked Skin®.

Problem	Solution
The lights on the Venus Naked Skin® control panel are not lit up.	Make sure the power supply is plugged in. Ensure that the power cord to the Venus Naked Skin® base unit is plugged in correctly.
Venus Naked Skin® doesn't work on small areas.	For safety reasons, both contact bars on the handset must make positive contact with the skin. If the area of the skin to be treated is too small for this, Venus Naked Skin® will not emit a pulse of light. Try to reposition the handset to ensure both bars make contact with the gel in the treatment area.
The Venus Naked Skin® base unit or handset is broken, cracked or appears defective.	DO NOT USE if the base unit, handset, connecting cable or power supply is damaged. If you are in any doubt about the safety of Venus Naked Skin® or suspect it is damaged in any way, you must not use it.
The red light on the Skin Tone Sensor has come on or is flashing and Venus Naked Skin® won't respond.	Venus Naked Skin® has gone into STANDBY or SLEEP mode. To reactivate, take another valid skin tone reading as described on page 11 – 12 of this user guide.
The lights on the Venus Naked Skin® control panel are on or flashing in an unfamiliar pattern.	Venus Naked Skin® will display any error messages through combinations of lights on the control panel. The table below explains what these light combinations mean.
There is a noticeable change in treatment light intensity.	Call Customer Support number (page 21).

Power Setting Lights	Explanation
All lights flash ON & OFF in a random sequence and unit is not working.	The device is damaged and should be returned for repair. Refer to your retailer for further information.
All lights OFF.	The power supply connection is incorrectly made.
Activator button illuminated constantly.	The bulb will provide 50,000 flashes. This indicator light means 45,000 or 90% of bulb flashes have been used.
Activator button light flashing.	The bulb life has expired.

Technical Specifications

Venus Naked Skin® is a filtered broadband intense pulsed light system with the following technical specification:

Repetition Rate:	Manually pulsed every 4–6 seconds on average, depending on operating temperature
Power Line Input:	100 V – 240 V~, 1.3 – 0.55 A
Operating Temperature:	between 15°C and 30°C
Operating Humidity:	up to 85% Relative Humidity, non-condensing
Treatment Area (spot size):	3 cm² (12 mm x 25 mm)

The system includes a safety system and needs contact with skin covered in a layer of Activating Gel in order to operate correctly. Use only gels specifically designed for use with Venus Naked Skin®. Other gels or creams should not be used.

The device is intended for a single user.

Conformance:



CE marking certifies that this appliance conforms to the following EEC directives:

- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC
- Energy Using Product Directive 2009/125/EC

Disposal (end of life):

In order to minimize hazards to health and the environment and ensure that materials can be recycled, this product should be disposed of at a separate collection facility for waste electrical and electronic equipment.



The Wheelie Bin symbol marked on the product is there to remind you.

The installed battery in the Skin Tone Sensor will be removed by a professional recycling facility.

Customer Support

For questions or comments, please contact our customer support team at:
08007 833670

Warranty













We grant a 2 year warranty on the product commencing on the date of purchase. Within the warranty period, we will eliminate any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship free of charge either by repairing or replacing the complete appliance at our discretion.

This warranty extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.

This warranty does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The flash bulb is considered a wearable part of the device and is therefore not covered under the warranty. The warranty becomes void if repairs are undertaken by unauthorized persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the warranty period, visit www.braun.com for details.

Idoneidad de piel

Tabla de tonos de piel	Ajuste de tonos de piel
	I 
	II 
	III 
	IV 
	 NO USAR
	 NO USAR



Por favor, lea detenidamente la totalidad de esta Guía de Usuario, incluidas todas las advertencias y la información sobre seguridad antes de emplear el Sistema de Fotodepilación de Luz Pulsada de Alta Intensidad Venus Naked Skin®.

El Sistema de Fotodepilación de Luz Pulsada de Alta Intensidad Venus Naked Skin® no está indicado para todas las personas. Es efectivo sobre tonos de piel claros a medios y sobre vello oscuro. Venus Naked Skin® no es efectivo para el tratamiento de zonas con vello pelirrojo, rubio claro, gris o blanco.

Compare el tono de la piel de la zona a tratar con la tabla (de la izquierda) para comprobar si Venus Naked Skin® está indicado para Vd. Si tiene dudas sobre la conveniencia de usar este dispositivo, por favor, llame gratis al número que aparece en la página 41 de esta Guía de Usuario o consulte con su médico.

ADVERTENCIA – NO DEBE EMPLEARSE:

Cuando la piel de la zona a tratar es más oscura que el tono de piel (VIII) que aparece en la Tabla de Tonos de Piel. Las tonalidades más oscuras absorben demasiada luz durante el tratamiento, pudiendo producir lesiones cutáneas (p.ej. quemaduras, decoloración o cicatrices). Como la cara puede ser más sensible, utilice el dispositivo en otras áreas del cuerpo antes de tratar la parte superior del labio, la barbilla o la mandíbula. Para instrucciones específicas para uso facial, mire la sección "Tratamiento Facial".

Bienvenida a Gillette Venus Naked Skin®

Descubra una experiencia de belleza de lujo con su nuevo Sistema de Fotodepilación de Luz Pulsada de Alta Intensidad Venus Naked Skin®.

Con Venus Naked Skin® podrá lograr una piel suave a diario, para que todo el año pueda ser temporada de bikini. Empiece a usarla hoy mismo... quedará encantada con el aspecto y el tacto siempre suave de su piel.

¡Esto sí que es belleza!

Para más información y para descargar la aplicación móvil gratuita Naked Skin®, por favor visite www.braun.com.



Índice

¿Quién no debería utilizar Gillette Venus Naked Skin®?	26
Antes de empezar (advertencias y precauciones)	26
Advertencias	26
Precauciones	27
Seguridad eléctrica y antiincendios	28
Posibles efectos secundarios	29
Entre los posibles efectos secundarios figuran	29
¿Qué hacer si se experimenta un efecto secundario?	29
Introducción a Gillette Venus Naked Skin®	30
¿Cómo funciona?	30
¿Qué se puede esperar?	31
¿Cómo se usa?	31
Primeros pasos	31
Configuración	31
Compruebe su Tono de Piel	31
Tratamiento	33
Tratamiento facial (solo mujeres)	35
Test de Piel	37
Programa de tratamiento	38
Tratamiento inicial	38
Mantenimiento	38
Solución de problemas	39
Especificaciones técnicas	40
Atención al Cliente	41
Garantía	41

¿Quién no debería utilizar Gillette Venus Naked Skin®?

- **NO USE** el dispositivo en el cuero cabelludo, las cejas o en cualquier zona alrededor de los ojos o de la cuenca ocular. Utilizarlo en estas áreas podría dañar los ojos de forma permanente.
- **NO USE** el dispositivo si su tono de piel es oscuro (compruebe la tabla de tonos de piel de la página 22). Las pieles oscuras pueden absorber demasiada energía lumínica y dañar la piel (p.ej. quemaduras, decoloraciones o cicatrices).
- **NO USE** el dispositivo si tiene antecedentes de cáncer de piel o de lesiones precancerosas (p.ej. nevus o un gran número de lunares). Antes de comenzar el tratamiento, consulte con su médico si está tomando alguna medicación para el tratamiento de cualquier enfermedad crónica.
- **NO USE** el dispositivo si está embarazada, dando el pecho o es menor de 18 años, ya que este dispositivo no ha sido probado en estas circunstancias.

Antes de empezar (advertencias y precauciones)

ADVERTENCIAS

- **NO USE** Venus Naked Skin® si su piel es más oscura que el tono oscuro de piel (IIII) que aparece en la tabla de tonos de piel, o si se enciende la luz roja de ajuste (IIII) en el Sensor de Tono de Piel. Como las pieles oscuras absorben más energía lumínica, el tratamiento con Venus Naked Skin® puede provocar molestias/dolor o lesiones (p.ej. quemaduras, decoloraciones o cicatrices) en este tipo de pieles.
- **NO USE** Venus Naked Skin® si recientemente ha sometido la piel a bronceado, natural o artificial. Como la piel bronceada es más oscura, existe un mayor riesgo de lesión si se emplea Venus Naked Skin®. El tratamiento con Venus Naked Skin® puede provocar molestias/dolor o lesiones (p.ej. quemaduras, decoloraciones o cicatrices) en las pieles bronceadas.

Evite la exposición directa a la radiación solar sin protección después del tratamiento con Venus Naked Skin®. El tratamiento con Venus Naked Skin® puede incrementar la sensibilidad de la piel a la radiación solar, dando lugar a reacciones no deseadas como quemadura o ampollas. Use una crema solar (SPF 15 o mayor), o cubra las zonas tratadas.

- **NO USE** Venus Naked Skin® sobre:
 - Vello pelirrojo
 - Vello gris o blanco
 - Vello rubio claroVenus Naked Skin® no es efectivo sobre estos colores de vello. Vd. se expondrá a los riesgos de este producto, pero no a sus beneficios.
- **NO USE** Venus Naked Skin® directamente sobre los pezones, los genitales o la zona alrededor del ano. Estas áreas presentan una coloración más oscura y/o mayor densidad de vello. El uso de este dispositivo sobre estas áreas puede provocar molestias/dolor o lesiones (quemaduras, decoloraciones o cicatrices).
- **NO USE** Venus Naked Skin®:
 - Sobre manchas marrones o negras de la piel, como pecas, antojos, lunares o verrugas, en la zona que quiera tratar.
 - Si padece una enfermedad cutánea crónica (p.ej. psoriasis o vitiligo) o tiene la piel dañada (quemaduras del sol, cortes, heridas abiertas o infectadas) en las zonas que quiera tratar.

- Sobre tatuajes o maquillaje permanente en las zonas que quiera tratar.
- Si tiene sensibilidad probada a la luz solar (fotosensibilidad) o está tomando una medicación que aumente la sensibilidad de la piel, p.ej. Retin A, Accutane y/o otros retinoides tópicos.
- Si ha sometido la piel del área que desea tratar a un tratamiento exfoliante.

Si Vd. se encuentra dentro de cualquiera de los casos anteriores, Venus Naked Skin® puede causar lesiones o empeorar las enfermedades preexistentes. Puede sufrir reacciones no deseadas como quemaduras, ampollas y cambios en la coloración de la piel (hiperpigmentación o hipopigmentación) o cicatrices.

- **NO mire directamente al filtro de cristal** del aplicador ni intente activar el aplicador en dirección a los ojos. Para proteger la seguridad de los ojos y los de las personas que le rodeen, el aplicador Venus Naked Skin® sólo se activa cuando las dos barras de contacto situadas en su extremo inferior del aplicador se encuentran en contacto con la piel. Si, en cualquier momento, el aplicador se activará sin que AMBAS BARRAS estuvieran en contacto con la piel, DEJE inmediatamente DE USAR el aplicador y póngase en contacto con su distribuidor.
- **NO USE** Venus Naked Skin® más de una vez por semana sobre una misma zona. Los resultados no mejorarán y pueden incrementarse las posibilidades de sufrir lesiones en la piel.

PRECAUCIONES

- Evite el bronceado, tomar el sol, las sesiones de bronceado en salones de belleza antes y durante el tratamiento, o el uso de lociones o cremas bronceadoras antes y durante el tratamiento, ya que esto puede interferir con el funcionamiento del dispositivo. Además, las pieles

oscuras pueden absorber demasiada energía lumínica lo que puede provocar molestias/dolor y dañar la piel (p.ej. quemaduras, decoloraciones o cicatrices).

- Si lleva Vd. un tiempo tomando de forma regular cualquier medicación, consulte con su médico los posibles efectos que pudiera tener sobre la sensibilidad a la luz de la piel.
- Este dispositivo no ha sido concebido para ser usado por personas menores de 18 años ni por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimiento, salvo bajo supervisión de la persona responsable de su seguridad, o conforme a las instrucciones que la persona responsable de su seguridad les haya dado sobre el uso de este dispositivo.
- Los niños deberán estar siempre bajo supervisión para asegurarse de que no jueguen con este dispositivo.
- No sustituya el gel activante por otros geles, cremas o lociones. Use únicamente el gel diseñado específicamente para ser usado con Venus Naked Skin®.
- Evite que el gel entre en contacto con los ojos. En caso de contacto accidental, enjuague los ojos con agua abundante. En caso de desarrollar irritación o sarpullido, interrumpa el uso del gel y el dispositivo. Si los síntomas persisten, acuda a su médico.
- Compruebe regularmente si el dispositivo o sus cables presentan algún desperfecto. En caso de apreciar algún desperfecto o grieta, interrumpa el uso del dispositivo y llévelo a un servicio técnico autorizado para su revisión y reparación. Llame gratis al número que figura en la página 41 para obtener asistencia técnica. Las reparaciones realizadas por personal no cualificado pueden resultar en un grave perjuicio para el usuario.
- En las 24 horas siguientes al tratamiento, evite cualquier actividad o producto

que pudiera irritar la piel. Entre éstos se incluyen:

- Bañeras de hidromasaje o saunas
- Ropa ajustada
- Cremas blanqueadoras, productos perfumados o productos exfoliadores

Los productos y actividades anteriores pueden causar irritación, picores y enrojecimiento en las zonas tratadas.

SEGURIDAD ELÉCTRICA Y ANTIINCENDIOS

Como con todo dispositivo eléctrico, deben adoptarse determinadas precauciones para garantizar la seguridad del usuario.

PELIGRO:

Nunca abra el dispositivo Venus Naked Skin®, ya que puede Vd. quedar expuesta a peligrosos componentes eléctricos y a energía de luz pulsada, cualquiera de los cuales puede causar graves lesiones corporales y/o daños permanentes en la visión.

- **NO USE** el dispositivo si presenta desperfectos; por ejemplo, grietas en la base, daños en el cableado del aplicador (cables internos visibles), grietas o fracturas en el cristal del aplicador, etc. Los elementos internos contienen cargas eléctricas que pueden ser peligrosas. El uso de un dispositivo con desperfectos puede dar lugar a un shock eléctrico.

- **NO USE** Venus Naked Skin® cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua. Si Venus Naked Skin® se moja, no debe usarse. El uso de un dispositivo mojado puede dar lugar a un shock eléctrico.



- **NO USE** el dispositivo si la base o el aplicador resultan demasiado calientes al tacto. El dispositivo puede sobrecalentarse y presentar riesgo de shock eléctrico o de incendio.

- **NO USE** una fuente de alimentación distinta del modelo Cyden 6027... suministrado con Venus Naked Skin® Modelo 6028..., ya que podría provocar daños en la unidad y riesgo de shock eléctrico o de incendio.

- **NO USE** agentes abrasivos para la limpieza del dispositivo, ya que podrían dañar la unidad o rallar la ventana de cristal del aplicador. Los dispositivos que presenten desperfectos no deben ser usados, ya que podrían provocar shocks eléctricos.

- **NO BLOQUEE** las rejillas de ventilación del aplicador. El dispositivo podría recalentarse y presentar riesgo de shock eléctrico o incendio.

ADVERTENCIA:

- Venus Naked Skin® ha sido diseñado para ser utilizado con un suministro eléctrico de 100V a 240V AC, 50/60 Hz. Compruebe que el suministro eléctrico se encuentre dentro de estos parámetros.
- Desenchufe Venus Naked Skin® siempre que no esté en funcionamiento.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

Venus Naked Skin® es un dispositivo de gran potencia. Algunas personas notarán ligeras molestias (sensación de calor o enrojecimiento de la piel) al usar Venus Naked Skin® – esto es normal. Al activar la luz pulsada se puede sentir calor y cosquilleo, seguidos de enrojecimiento de la piel. Este tipo de reacción desaparece normalmente transcurridas 24 horas. Las reacciones adversas normalmente aparecen de inmediato o en el transcurso de las primeras 24 horas. En casos excepcionales, la aparición de las reacciones adversas puede demorarse hasta 72 horas.

ENTRE LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS FIGURAN

- Molestia/dolor en la zona tratada
- Picor en la zona tratada
- Sensación de calor y enrojecimiento de la piel que persiste transcurridas 24 horas

En casos excepcionales:

- Aparición de ampollas o quemaduras en la piel
- Inflamación y/o hematomas
- Cambios en la pigmentación (color) de la piel de la zona tratada

¿QUÉ HACER SI SE EXPERIMENTA UN EFECTO SECUNDARIO?


Efecto secundario	¿Cómo evaluarlo y reaccionar?
Sensación de calor o cosquilleo durante el tratamiento que normalmente desaparece al cabo de pocos segundos (hasta un minuto) y disminuye con el uso continuado.	Esto es normal y puede esperarse con todos los dispositivos de fotodepilación por Luz Pulsada de Alta Intensidad. Puede seguir usando el dispositivo conforme a las instrucciones de uso.
Malestar o dolor intenso durante el tratamiento o que persiste tras el tratamiento.	Interrumpa el uso del dispositivo y consulte a su médico antes de reanudarlo.
Enrojecimiento de la piel durante el tratamiento, o con posterioridad al mismo, que desaparece en un plazo de minutos a varias horas.	Esto es normal y puede esperarse con todos los dispositivos de fotodepilación por Luz Pulsada de Alta Intensidad. Puede seguir usando el dispositivo conforme a las instrucciones de uso una vez que haya desaparecido el enrojecimiento.
Enrojecimiento de la piel <u>que no desaparece</u> transcurridas 24-48 horas después del tratamiento.	Interrumpa el uso del dispositivo y consulte a su médico antes de reanudarlo.
En Casos Muy Raros:	
Inflamación y enrojecimiento en torno al folículo capilar <u>que no desaparece</u> al cabo de dos o tres días.	Interrumpa el uso del dispositivo y consulte a su médico antes de reanudarlo.
<u>Cambios</u> temporales en la coloración de la piel (oscurecimiento o aclaramiento).	Si aprecia cambios en la coloración de la piel, interrumpa el uso del dispositivo y consulte con su médico.
<u>Mayor</u> crecimiento del vello en las zonas tratadas (aparición más probable en personas de origen mediterráneo).	Si este crecimiento excesivo persiste tras varios tratamientos, interrumpa el uso del dispositivo y consulte con su médico.

Introducción a Gillette Venus Naked Skin®

El dispositivo Venus Naked Skin® funciona con Luz Intensa Pulsada (LIP), un sistema derivado de la tecnología lumínica profesional empleada en todo el mundo por dermatólogos y profesionales para la eliminación del vello no deseado.

El Sistema Venus Naked Skin® consta de:

1. Unidad base
2. Aplicador (conectado a la unidad base)
3. Sensor de Tono de Piel desmontable (véase página 31 para más detalles sobre el Sensor de Tono de Piel)
4. Botón de activación
5. Alimentación eléctrica
6. Ventana de tratamiento
7. Gel Activante V™
8. Guía del usuario



¿Cómo funciona?

El sistema Venus Naked Skin® de Luz Intensa Pulsada (LIP) se deriva de la tecnología profesional LIP, y ayuda a interrumpir el ciclo de crecimiento del vello. La energía lumínica se transmite a través del Gel Activante V™ para actuar sobre la melanina del vello oscuro, ayudando a inducir la fase de reposo del vello.



ipulse™
Let your skin see the light

Gel Activante V™

Venus Naked Skin® viene acompañado del Gel Activante V™. Se trata de un gel transparente de base acuosa que permite la transferencia de la luz hasta el vello durante el tratamiento, para optimizar la efectividad del mismo.

NO UTILICE Venus Naked Skin® sin el gel activante. El gel puede adquirirse en su distribuidor habitual.

¿Qué se puede esperar?


Puede esperar una significativa reducción del vello tras cuatro tratamientos, y un efecto duradero tras 6-12 tratamientos. Siga tratando las zonas cada dos meses para mantener los resultados y disfrutar de una piel siempre suave y hermosa.

¿Cómo se usa?

Primeros pasos

La zona a tratar debe estar limpia, depilada y seca.

1. Elimine cualquier vello visible antes de emplear Venus Naked Skin®. La eliminación del vello garantiza que la luz llegue al folículo durante el tratamiento.
2. Limpie la zona a tratar y séquela sin frotar.



Configuración


Para poner en marcha el dispositivo:

1. Sitúe la unidad base sobre una superficie estable. El aplicador debe estar fijo en la horquilla de la unidad base.
2. Conecte el sistema de alimentación a un enchufe. El botón del Sensor de Tono de Piel se iluminará en ROJO para indicar el modo STANDBY. Es necesaria una calibración del tono de piel antes de proceder al uso del dispositivo

Compruebe su Tono de Piel


CÓMO USAR EL SENSOR DE TONO DE PIEL

Venus Naked Skin® cuenta con un Sensor de Tono de Piel integrado, diseñado para ayudarle a seleccionar el ajuste de tono de piel adecuado a su tono de piel.



Para calibrar el tono de piel:

1. Levante el Sensor de Tono de Piel desde la unidad base. La luz ROJA del Sensor de Tono de Piel se apagará para indicar que el dispositivo está listo.



2. Coloque la ventana del Sensor de Tono de Piel sobre la piel, limpia y seca, del área que desee tratar. Para una mayor comodidad y seguridad, escoja siempre la piel más oscura, p.ej. en la pierna pruebe sobre la cara externa de la parte inferior; para los brazos, use el dorso de la mano. Para la cara, pruebe la mejilla o la zona superior del labio.

- Pulse el botón del Sensor de Tono de Piel para obtener una lectura del tono de piel:

- Si se ilumina una luz BLANCA (configuraciones I, II, III, IIII), el tono de piel de la zona es apto para el tratamiento.



- Si se ilumina una luz ROJA, esto quiere decir que el tono de piel de la zona no es apto para el tratamiento.



- IMPORTANTE: Antes de proceder al tratamiento de una zona distinta del cuerpo es necesaria una nueva calibración del tono de piel.

NOTA: Si se iluminan ambas luces, esto indica que la calibración realizada no es válida, p.ej. el Sensor no hacía contacto adecuadamente.



- Vuelva a colocar el Sensor de Tono de Piel en la unidad base. El botón del Sensor de Tono de Piel se iluminará con una luz BLANCA para indicar que la unidad está lista para su uso. La configuración del dispositivo queda automáticamente ajustada a la lectura del Sensor de Tono de Piel. La luz blanca indica la configuración de potencia.

- Compruebe de nuevo el resultado de la lectura, comparando el tono de la zona a tratar con la Tabla de Tonos de Piel.

IMPORTANTE: Si aprecia alguna diferencia entre el tono de piel identificado por el Sensor de Tono de Piel y la Tabla de Tono de Piel, emplee siempre el número mayor/la configuración para tono más oscuro (emite menos energía luminica). Por ejemplo: si el Sensor de Tono de Piel indica (III) y la Tabla de Tonos de Piel indica (IIII), debería usar la configuración (IIII).

- Pulse repetidamente el botón del Sensor de Tono de Piel hasta que refleje la configuración adecuada para el tipo de piel.

I – IIII en el Sensor de Tono de Piel.

- Configuración I** es la configuración de MAYOR potencia, y está pensada para personas de piel clara, como refleja el Tono de Piel 1 de la tabla de tonos de piel.

- Configuración II** es la configuración INTERMEDIA de potencia para personas con un tono de piel medio, como el Tono de Piel 2 de la tabla de tonos de piel.

- Configuración III** es la configuración de BAJA potencia, pensada para personas con piel oscura, como el Tono de Piel 3 de la tabla de tonos de piel.

- Configuración IIII** es la configuración de MENOR potencia, pensada para las pieles más oscuras como el Tono de Piel 4 de la tabla de tonos de piel.

NOTA: Siempre puede escogerse una configuración de número mayor/tono más oscuro (emite menos energía luminica) que el indicado por la lectura del Sensor de Tono de Piel; sin embargo, no puede seleccionarse una configuración de número menor/tono más claro.

MODO STANDBY

Cuando el Sensor de Tono de Piel se encuentra situado en la unidad base, al transcurrir diez minutos sin actividad el aplicador volverá al modo STANDBY (indicado por una luz ROJA). Es necesaria una nueva calibración del tono de piel para reactivar la unidad.




Tratamiento

Antes de realizar el primer tratamiento le aconsejamos realizar una prueba sobre una pequeña zona de piel de la parte del cuerpo que quiera tratar. Véase la página 37 para obtener detalles sobre el Test de Piel.

Una vez que se ha establecido la configuración correcta del tono de piel y preparado la zona a tratar, está Vd. lista para empezar el tratamiento


1. Aplique una gruesa capa de Gel Activante sobre la zona. NO FROTE. El gel debe mantenerse como una gruesa capa sobre la piel para garantizar un adecuado contacto del Aplicador.




IMPORTANTE:

Use únicamente el Gel Activante diseñado específicamente para ser empleado con el dispositivo. A fin de evitar que el gel se seque, las zonas más grandes deben ser tratadas por secciones.


2. Limpie el exceso de gel de las manos.
3. Seleccione un punto en el exterior de la zona a tratar. Sitúe firmemente el Aplicador sobre la piel, para que ambas barras de contacto de los bordes exteriores de la ventana de tratamiento entren en contacto con la piel. Una luz BLANCA indica un contacto adecuado. Si la luz blanca no se ilumina, asegúrese de ajustar el aplicador para que ambas barras entren en contacto con la piel.



4. Pulse una vez el botón de Activación. No mire hacia el Aplicador para evitar la luz brillante. Oirá un clic y puede que sienta calor.



- Levante el aplicador de la piel. Las dos barras de contacto y la ventana de tratamiento dejarán marcas sobre el Gel Activante para ayudarlo a hacer un seguimiento del tratamiento.
- Venus Naked Skin® debe emplearse realizando filas continuas sobre la piel. El siguiente punto de tratamiento debe estar junto al anterior. No debe haber separación entre las zonas de tratamiento. Al colocar el aplicador sobre la piel, el borde de la ventana de tratamiento y las dos barras de contacto deben estar alineados con las marcas correspondientes a la zona anterior de tratamiento.



ADVERTENCIA:

NO aplique el dispositivo más de una vez sobre un mismo punto para evitar posibles reacciones adversas en la piel. Si aparecen ampollas o quemaduras sobre la piel, **INTERRUMPA DE INMEDIATO** el tratamiento. Calme la zona con bolsas de gel refrescante. Acuda de inmediato al médico.

- Debe esperar unos 4 a 6 segundos para que la unidad vuelva a cargarse antes de estar lista para volver a ser activada. El botón del Sensor de Tono de Piel parpadeará para indicar que la unidad está recargándose. Cuando la luz BLANCA deje de parpadear, el aplicador estará listo para un nuevo uso. Repita el proceso anterior hasta que haya terminado el tratamiento de la zona escogida. Limpie regularmente la ventana de tratamiento para garantizar que se mantiene limpia y libre de restos.



- Quando haya terminado de tratar una zona, limpie el exceso de Gel Activante que pueda quedar sobre el Aplicador y la zona tratada. Vuelva a colocar el Aplicador sobre la unidad base.
- Compruebe la zona tratada para ver si se producen reacciones adversas. Si experimenta un efecto secundario, lea la página 29 de esta Guía de Usuario.

TEMPORIZADOR DE MODO SLEEP

- Cuando la unidad permanece “inactiva” (esto es no se pulsa ningún botón, o se levanta /coloca el Sensor de Tono de Piel) durante 55 minutos, la unidad entrará en modo SLEEP para reducir el consumo eléctrico.
- En modo SLEEP, todas las luces permanecen apagadas con la excepción de la luz ROJA del botón del Sensor de Tono de piel que se iluminará cada 3 segundos. Debe realizarse una calibración de tono de piel para que la unidad abandone el modo SLEEP.



Tratamiento facial (solo mujeres)

Utilizar Venus Naked Skin para eliminar el vello facial no deseado requiere seguir unas pautas especiales para prevenir cualquier posible reacción adversa. Se recomienda que antes de tratar la cara, se traten otras zonas del cuerpo.

Evite el bronceado incluyendo los baños al aire libre con sol y los tratamientos de bronceado en salones antes y después del tratamiento. Tampoco use ninguna loción o crema bronceadora durante el tratamiento dado que en ese caso el dispositivo podría no funcionar para usted. Las pieles más oscuras podrían absorber demasiada luz, lo que podría causar molestias o dolor.

IMPORTANTE:

- No trate las cejas o las áreas alrededor de los ojos, el cuero cabelludo, los orificios de la nariz o las orejas.
- No lo utilice en lunares u otras zonas oscuras (pigmentadas).

Antes del tratamiento

- Determine si la cara puede ser tratada mediante la tabla de tonos de piel y el sensor de tono de piel. Como la cara es una zona irremediablemente expuesta a la luz del sol, podría ser más oscura que otras zonas del cuerpo.
- Realice una prueba de alergia: pruebe su piel para ver si sufre alguna reacción en una zona libre de vello debajo de la oreja (ver sección titulada “Test de piel”).
- Después de esta prueba de alergia, espere 48 horas, examine el área tratada y, si parece normal, comience tratando la zona superior del labio, la barbilla o la mandíbula.


Comenzando el tratamiento

- Limpie cualquier cosmético, loción o crema (incluida crema bronceadora) del área que desee tratar.
- Elimine cualquier vello visible.
- Utilice el sensor de tono de piel para confirmar que el tratamiento es adecuado. **NO UTILICE** el dispositivo si el sensor de tono de piel se ilumina en rojo (IIII). **Siempre comience con el menor nivel de energía cuando utilice el dispositivo en la cara,** independientemente de lo que indique el sensor de tono de piel. Esto puede requerir que reduzca el nivel de energía manualmente hasta el nivel más bajo (III) si su tono de piel es más claro (I-III).

Haga esto presionando el botón blanco del sensor de tono de piel hasta que el mínimo nivel de energía se ilumine (III).

Tratando la cara, mejillas y mandíbula

1. Aplique una gruesa capa de Gel Activante en el área a tratar (observe la ilustración inferior).



- Limpie el exceso de gel de sus manos.
1. Puede utilizar un espejo para ayudarse a posicionar el dispositivo al tratar las áreas faciales.
- Elija un punto en borde de la zona a tratar. Coloque la zona de aplicación del dispositivo firmemente en la piel de manera que las dos barras en la ventana de tratamiento estén sobre Gel Activante. La luz blanca en el botón de activación confirma que el contacto es correcto. Si la luz blanca no aparece, asegúrese de ajustar el dispositivo de manera que las barras mantengan el contacto con la piel.

IMPORTANTE: Antes de pulsar el botón de activación. Cierre los ojos o mire hacia otro lado puesto que la luz es muy brillante.

5. Pulse el botón de activación. Puede que sienta una sensación de calor.
6. Retire el dispositivo de la piel.
7. Coloque el dispositivo en la siguiente zona sin tratar, adyacente a la que acaba de tratar (no repita sobre la misma zona) y pulse el botón de activación. Continúe hasta que haya completado el área que desee tratar.


IMPORTANTE: Evite tratar la misma zona dos veces puesto que puede causar reacciones adversas.

8. Limpie cualquier exceso de Gel Activante del dispositivo y del área que ha tratado.

Tratar la zona superior del labio

IMPORTANTE:

- Evite el contacto con los labios y los orificios nasales. Con bastante frecuencia, la zona entre los dos orificios nasales es sensible.
 - No lo utilice sobre delineador de labios permanente/semipermanente en el margen de los labios.
1. Aplique una gruesa capa de Gel Activante al área que desea tratar (observe la ilustración inferior).




TRUCO: Puede presionar sus labios el uno contra el otro para asegurarse de que la luz no se activa en el labio superior.

2. Repita los pasos 2-8 para tratar la cara, mejillas o mandíbula.

Tratando el cuello y la barbilla

El vello debajo de la barbilla puede ser más denso y grueso por naturaleza y esto puede provocar que la zona tratada se enrojezca levemente tras el tratamiento. Este enrojecimiento es temporal y debería desaparecer por completo tras 24 horas.

1. Aplique una gruesa capa de Gel Activante al área que desea tratar (observe la ilustración inferior).



2. Repita los pasos 2-8 para tratar la cara, mejillas o mandíbula.

NOTA:

- Si aparece enrojecimiento o sensación de quemazón y dura varios minutos, aplique un trapo o una almohadilla fría para calmar el área.
- Si observa cambios de pigmentación en la piel (por ejemplo oscurecimiento o aclaramiento), deje de usar el dispositivo. Busque consejo médico para determinar la causa, que podría ser una enfermedad de la que no está al tanto.

Después del tratamiento

- Evite usar cremas blanqueantes o productos exfoliantes en el área tratada hasta 24 horas después porque pueden causar irritación.
- Evite la exposición directa al sol hasta 24 horas después del tratamiento. Para proteger la piel, use una crema facial hidratante con Factor de Protección Solar 15 o superior.

Test de Piel

Antes de realizar el primer tratamiento le recomendamos que haga una prueba para comprobar la reacción de la piel ante el dispositivo Venus Naked Skin® y el Gel Activante.

NOTA: Realice la prueba sobre piel de la zona que quiera tratar. La zona de prueba debería medir unos 2,5x5 cm (equivalente a dos aplicaciones, una junto a la otra).

1. Primero compruebe su tono de piel, véase página 31.
2. Prepare la zona a tratar limpiándola y eliminando cualquier vello visible. Seque la piel con una toalla, sin frotar.
3. Aplique una gruesa capa de Gel Activante sobre la zona. **NO FROTE.** El gel debe mantenerse como una gruesa capa sobre la piel para garantizar un adecuado contacto del Aplicador.
4. Sitúe firmemente el Aplicador sobre la piel, para que ambas barras de contacto de los bordes exteriores de la ventana de tratamiento entren en contacto con la piel. Una luz BLANCA indica un contacto adecuado. Si la luz blanca no se ilumina, asegúrese de ajustar el aplicador para que ambas barras entren en contacto con la piel.
5. Pulse una vez el botón de Activación. No mire hacia el Aplicador para evitar la luz brillante. Oirá un clic y puede que sienta calor.
6. Levante el aplicador de la piel.
7. Sitúe el aplicador sobre la zona inmediatamente adjunta a la previamente tratada (véase NOTA a la izquierda). Repita los pasos 4 a 6 anteriores.

IMPORTANTE: Ajuste del nivel de tratamiento

La sensación del tratamiento podrá variar en función de la persona y de la zona a tratar. Para obtener los mejores resultados, realice el tratamiento con el nivel más alto con el que se sienta cómoda.

Nivel I – configuración de mayor potencia

Nivel IIII – configuración con mínima potencia.

Para ajustar el nivel de tratamiento, véase el paso 7 descrito en la página 32.

8. Espere 48 horas antes de examinar la zona de prueba. Si la piel presenta un aspecto normal, comience el primer tratamiento con el nivel más elevado con el que se sienta cómoda. Si se produce una reacción cutánea, interrumpa el uso de Venus Naked Skin® y consulte a su médico. **NO REPITA** el tratamiento sobre la zona de prueba durante la primera semana posterior a la prueba.

Mantenimiento y almacenamiento

1. Una vez que haya completado el tratamiento, desenchufe la fuente de alimentación para apagar el sistema Venus Naked Skin®.
2. Después de cada uso, limpie el aplicador, la ventana de tratamiento y la unidad base con un pañuelo de papel o un paño, para eliminar cualquier exceso de gel que pueda quedar sobre el dispositivo. No enjuague ni sumerja la unidad o el aplicador en agua o cualquier otro líquido.
3. Guarde el dispositivo Venus Naked Skin® y el Gel Activante V™ en un lugar fresco y seco.

Programa de tratamiento

Tratamiento inicial

Para obtener resultados óptimos, Venus Naked Skin® debería emplearse cada dos semanas durante los primeros 6-12 tratamientos.

Mes 1						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Mes 2						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Mes 3						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Mantenimiento

Tras el tratamiento inicial, para mantener una piel siempre suave, use Venus Naked Skin® una vez cada dos meses.

Mes 1						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Mes 2						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Mes 3						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Mes 4						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Mes 5						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Mes 6						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Solución de problemas

Para intentar resolver cualquier problema que pueda experimentar con Venus Naked Skin® debería acudir en primer lugar a la siguiente guía para la solución de problemas.

Problema	Solución
Las luces del panel de control de Venus Naked Skin® no se encienden.	Asegúrese de que la fuente de alimentación esté enchufada. Asegúrese de que el cable de alimentación de la unidad base Venus Naked Skin® esté correctamente conectado.
Venus Naked Skin® no funciona sobre zonas pequeñas.	Por razones de seguridad, ambas barras de contacto del aplicador deben hallarse en contacto con la piel. Si el área a tratar es demasiado pequeña para permitir el contacto, Venus Naked Skin® no emitirá ningún pulso de luz. Intente volver a colocar el aplicador para asegurarse de que ambas barras estén en contacto con el gel que cubre la zona a tratar.
La unidad base Venus Naked Skin® o el aplicador están rotos, agrietados o parecen defectuosos.	NO EMPLEE la unidad base, el aplicador, el cable de conexión o la fuente de alimentación que presente daños. Si tiene dudas sobre la seguridad de Venus Naked Skin® o sospecha que pudiera estar dañado no debería emplearlo.
La luz roja del Sensor de Tono de Piel está encendida o parpadea, pero Venus Naked Skin® no responde.	Venus Naked Skin® ha entrado en modo STANDBY o SLEEP. Para reactivarlo, realice una nueva calibración válida del tono de piel como se indica en las páginas 31-32 de esta Guía de Usuario.
Las luces del panel de control de Venus Naked Skin® están encendidas o parpadean en una secuencia no habitual.	Venus Naked Skin® mostrará cualquier mensaje de error por medio de combinaciones de luces en el panel de control. La siguiente tabla explica el significado de las combinaciones de luces.
Hay un cambio significativo en la intensidad de la luz de tratamiento.	Llame al número del Servicio de Atención al Cliente que aparece en la página 41.

Luces de configuración de potencia	Explicación
Todas las luces PARPADEAN en una secuencia aleatoria y la unidad no funciona.	El dispositivo está dañado y debe ser llevado a reparar. Acuda a su distribuidor para obtener más información.
Todas APAGADAS.	La conexión de la fuente de alimentación no se ha realizado correctamente.
Luz indicadora de bombilla blanca ENCENDIDA permanentemente.	La bombilla proporcionará 50.000 pulsos. Este indicador representa que se han producido 45.000 pulsos o que se han realizado el 90% de los pulsos posibles.
Indicador de bombilla blanca parpadea.	La vida útil de la bombilla ha llegado a su fin.

Especificaciones técnicas

Venus Naked Skin® es un sistema de Luz Intensa Pulsada de banda ancha filtrada con las siguientes especificaciones técnicas:

Frecuencia de repetición:	Pulsos manuales cada 4 – 6 segundos de media, en función de la temperatura ambiental
Voltaje de alimentación:	100 V – 240 V~, 1.3 – 0.55 A
Temperatura de funcionamiento:	Entre 15°C y 30°C
Humedad ambiental de funcionamiento:	Hasta un 85% humedad relativa sin condensación
Área de tratamiento:	3 cm² (12 mm x 25 mm)

El dispositivo incorpora un sistema de seguridad, y el aplicador debe estar en contacto con piel cubierta por una capa de Gel Activante para funcionar correctamente. Utilice únicamente geles diseñados específicamente para ser empleados con Venus Naked Skin®. No deben emplearse otros geles o cremas.

Este dispositivo ha sido concebido para un único usuario.

Conformidad:



La marca CE certifica que este dispositivo se ajusta a las siguientes directivas de la CEE:

- Directiva 2006/95/CE sobre Bajo Voltaje
- Directiva 2004/108/CE sobre Compatibilidad Electromagnética
- Directiva 2005/32/CE sobre Productos que utilizan energía

Eliminación (fin de vida útil):

A fin de minimizar los riesgos para la salud y el medioambiente y garantizar el reciclaje de los componentes, este producto debe depositarse en una instalación de recogida específica de residuos eléctricos y electrónicos.



El símbolo del Cubo de Basura impreso sobre el producto está ahí como recordatorio.

La batería instalada en el Sensor de Tono de Piel debe ser retirada por un profesional en la instalación de reciclaje.

Atención al Cliente

Para cualquier pregunta o comentario, por favor póngase en contacto con nuestro personal de atención al cliente en 900 800 521

Garantía













Este producto cuenta con 2 años de garantía a partir de la fecha de compra. Durante el período de garantía, subsanaremos, sin cargo alguno, cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

Esta garantía tendrá validez en todos los países donde este producto sea distribuido por Braun o por un distribuidor autorizado.

La presente garantía no cubre: los daños consecuencia de un uso inadecuado, del desgaste normal por uso ni aquellos defectos que tuvieran un impacto imperceptible sobre el valor o el funcionamiento del electrodoméstico. La bombilla de pulsos se considera como una parte de uso del dispositivo y, por tanto, no queda cubierta por la garantía. Esta garantía perderá su efecto si la reparación fuera llevada a cabo por personal no autorizado o no se emplearan repuestos originales de Braun.

Para obtener asistencia técnica durante el período de garantía, visite www.braun.com para obtener los detalles.

Adequação da Pele

Tabela do Tom de Pele	Regulação do Tom de Pele
	I 
	II 
	III 
	IIII 
	 NÃO UTILIZAR
	



Leia cuidadosamente este manual do utilizador, incluindo todos os avisos e informações de segurança, antes de utilizar o Sistema de Depilação de Luz Pulsada de Alta Intensidade Venus Naked Skin®.

O Sistema de Depilação de Luz Pulsada de Alta Intensidade Venus Naked Skin® não é adequado a todas as pessoas. Funciona eficazmente em tons de pele claro a médio e em pêlos escuros. A Venus Naked Skin® não é eficaz se a cor natural dos pêlos nas áreas de tratamento for ruivo, loiro claro, grisalho ou branco.

Compare o tom de pele da área a ser tratada com a tabela (à esquerda) para verificar se a Venus Naked Skin® é adequada para si. Se não tiver a certeza de que o aparelho é adequado para si, ligue para o número verde indicado na página 61 deste manual do utilizador ou consulte o seu médico.

AVISO – NÃO UTILIZE:

Se o tom da pele a ser tratada for mais escuro do que o tom de pele (IIII) indicado na Tabela do Tom de Pele. As pessoas com um tom de pele mais escuro correm mais riscos de desenvolver lesões na pele (tais como queimaduras, descolorações ou cicatrizes), uma vez que a sua pele absorve demasiada luz durante o tratamento. Uma vez que o rosto pode ser mais sensível, utilize o aparelho noutras áreas do corpo antes de efetuar qualquer tratamento na zona do lábio superior, queixo ou maxilar. Para consultar as instruções específicas para o rosto, consulte o capítulo "Tratamento Facial".

Bem-vinda à Gillette Venus Naked Skin®

Bem-vinda a uma das melhores experiências de beleza com o seu novo Sistema de Depilação de Luz Pulsada de Alta Intensidade Venus Naked Skin®. A Venus Naked Skin® proporciona-lhe uma pele suave todos os dias, para que possa usar biquíni em todas as estações do ano. Por isso, prepare-se... vai adorar o aspecto e a sensação de ter uma pele sempre suave como seda.

E isso é maravilhoso!

Para mais informações e para fazer o download da aplicação Naked Skin® para smartphone, visite www.braun.com



Índice

Quem Não Deve Utilizar a Gillette Venus Naked Skin® (Contra-indicações)	46
Antes de Utilizar o Aparelho (Avisos e Precauções)	46
Avisos	46
Precauções	47
Segurança eléctrica e protecção contra incêndios	48
Possíveis Efeitos Secundários	49
Os Possíveis Efeitos Secundários Incluem	49
O que Fazer em Caso de Sentir Algum Efeito Secundário	49
Introdução à Gillette Venus Naked Skin®	50
Como Funciona	50
O que Esperar	51
Como Utilizar	51
Configuração	51
Tratamento	53
Tratamento Facial (apenas para mulheres)	55
Teste na pele	57
Programação do Tratamento	58
Fase inicial	58
Manutenção	58
Resolução de problemas	59
Especificações Técnicas	60
Serviço de Atendimento ao Cliente	61
Garantia	61

Quem Não Deve Utilizar a Gillette Venus Naked Skin® (Contra-indicações)

- **NÃO UTILIZE O APARELHO** no couro cabeludo, sobranceiras ou no contorno dos olhos ou órbitas. A sua utilização nestas áreas pode causar lesões oculares permanentes.
- **NÃO UTILIZE** se tem um tom de pele escuro (consulte a tabela do tom de pele na página 42). As pessoas com um tom de pele escuro correm mais riscos de desenvolver lesões na pele (tais como queimaduras, descolorações ou cicatrizes), uma vez que a sua pele absorve demasiada luz.
- **NÃO UTILIZE** se tiver um historial de cancro de pele ou lesões pré-cancerígenas (como, por exemplo, nevus ou um grande número de sinais). Antes de utilizar o aparelho, consulte o seu médico se estiver a tomar medicação para quaisquer situações clínicas crónicas.
- **NÃO UTILIZE** se estiver grávida ou a amamentar, ou se tiver menos de 18 anos de idade, dado que este aparelho não foi testado nesses indivíduos.

Antes de Utilizar o Aparelho (Avisos e Precauções)

AVISOS

- **NÃO UTILIZE** a Venus Naked Skin® se o tom da sua pele for mais escuro do que o tom de pele escuro (IIII) indicado na tabela do tom de pele ou se a luz vermelha de regulação (IIII) no Sensor do Tom de Pele estiver acesa. Uma vez que os tons de pele mais escuros absorvem mais luz, o seu tratamento com a Venus Naked Skin® pode causar algum desconforto/dor ou provocar lesões na pele (tais como queimaduras, descolorações ou cicatrizes).
- **NÃO UTILIZE** a Venus Naked Skin® se a sua pele estiver bronzeada artificialmente ou se esteve recentemente exposta à luz natural do sol. Como a pele bronzeada é mais escura, está sujeita a um elevado risco de desenvolver reacções após a utilização da Venus Naked Skin®. O tratamento da pele bronzeada artificialmente com a Venus Naked Skin® pode causar desconforto/dor ou provocar lesões na pele (tais como queimaduras, descolorações ou cicatrizes).

Evite a exposição à luz directa do sol sem protecção após o tratamento com a

Venus Naked Skin®. O tratamento com a Venus Naked Skin® pode tornar a sua pele mais sensível ao sol, podendo provocar efeitos secundários, tais como queimaduras e bolhas. Utilize um protector solar (com um FPS 15 ou superior) para proteger a pele.

- **NÃO UTILIZE** a Venus Naked Skin® se a cor natural dos pêlos for:
 - Ruivo
 - Grisalho ou branco
 - Louro claro

A Venus Naked Skin® não é eficaz nestas colorações de pêlos. Ficará exposta aos riscos deste produto mas não às suas vantagens.

- **NÃO UTILIZE** a Venus Naked Skin® directamente nos mamilos e zonas mucosas (interior da vagina e ânus). A pele nestas áreas pode ter uma coloração mais escura e/ou uma densidade maior de pêlos e, consequentemente, a utilização do aparelho nestas áreas pode causar desconforto/dor ou causar lesões na pele (tais como queimaduras, descolorações ou cicatrizes).

- **NÃO UTILIZE** a Venus Naked Skin®:
 - Em zonas com pigmentação mais escura, tais como sardas, sinais de nascença, sinais ou verrugas na zona de tratamento pretendida.
 - Se tiver uma doença de pele crónica (como, por exemplo, psoríase ou vitiligo) ou lesões cutâneas (como, por exemplo, queimaduras solares, cortes, lacerações abertas ou infecções activas) nas zonas de tratamento pretendidas.
 - Se tiver varizes na zona de tratamento pretendida.
 - Em tatuagens ou maquilhagem permanente na zona de tratamento pretendida.
 - Se a sua pele for sensível à luz solar (fotosensibilidade) ou se estiver a tomar agentes ou medicação fotosensível, como, por exemplo, tretinoína (Retin A), isotretinoína oral (Accutane) e/ou outros retinóides tópicos.
 - Se fez um peeling na zona de tratamento pretendida.

Não utilize a Venus Naked Skin® em qualquer dos casos acima mencionados, pois poderá lesar a sua pele ou piorar as condições existentes. Poderá sentir alguns efeitos secundários, tais como queimaduras, bolhas e alterações da cor da pele (hiperpigmentação ou hipopigmentação) ou cicatrizes.

- **NÃO olhe directamente para o filtro do vidro** no aparelho nem tente activar o aparelho em direcção aos olhos. Para proteger os seus olhos e os das pessoas que estejam junto a si, a Venus Naked Skin® só será activada quando as barras de contacto, situadas na parte inferior, estiverem em contacto com a pele. Na eventualidade do aparelho se activar sempre que as barras de contacto NÃO estiverem em contacto com a pele, PARE o tratamento de imediato e contacte o seu revendedor.
- **NÃO UTILIZE** a Venus Naked Skin®

mais do que uma vez por semana na mesma área. Isto não irá acelerar os resultados e pode inclusivamente aumentar a probabilidade de lesionar a pele.

PRECAUÇÕES

- Evite bronzear a pele, incluindo a exposição à luz natural do sol e sessões de bronzeamento artificial antes e durante o tratamento, ou a utilização de loções e cremes bronzadores antes ou durante o tratamento, dado que o aparelho poderá não ser adequado para si. Além disso, os tons de pele mais escuros absorvem demasiada luz, o que pode causar desconforto/dor ou provocar lesões na pele (tais como queimaduras, descolorações ou cicatrizes).
- Se estiver a tomar qualquer tipo de medicação regular e durante um longo período de tempo, consulte o seu médico para se informar de qualquer impacto potencial na sensibilidade da pele à luz.
- Este aparelho não foi concebido para ser usado por pessoas com idade inferior a 18 anos ou pessoas (incluindo crianças) com limitações sensoriais, físicas ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho. O aparelho deve ser sempre desligado após a sua utilização. O aparelho deve ser arrumado de forma segura fora do alcance das crianças.
- Não substitua o gel por outro tipo de geles, cremes ou loções. Utilize apenas o gel especificamente concebido para ser utilizado com o aparelho Venus Naked Skin®.
- Evite o contacto do gel com os olhos. Em caso de contacto accidental entre o gel e os olhos, lave abundantemente com água. Em caso de irritação ou

erupção cutânea, não deverá continuar a utilizar o gel nem o aparelho. Se os sintomas persistirem, consulte o seu médico.

- Verifique com regularidade o aparelho e os cabos para identificar sinais visíveis de danos. Nunca utilize o aparelho caso este apresente danos ou fissuras e leve-o a um serviço de assistência técnica autorizada. Ligue para o número verde indicado na página 61 para obter assistência. As reparações efectuadas por pessoal não qualificado podem originar situações extremamente perigosas para o utilizador.

- Evite praticar qualquer actividade ou aplicar produtos cosméticos que possam irritar a pele durante um período de 24 horas após o tratamento. Isto inclui o seguinte:

- Utilizar jacuzzis, banheiras de hidromassagem ou saunas
- Usar roupa apertada ou justa
- Usar cremes descolorantes, produtos perfumantes ou produtos de peeling.

As situações acima indicadas podem causar irritação na pele, tal como prurido e vermelhidão nas áreas tratadas.

SEGURANÇA ELÉCTRICA E PROTECÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

Tal como para qualquer aparelho eléctrico, deverão tomar-se determinadas precauções a fim de garantir a sua segurança.

PERIGO:

Nunca abra o aparelho Venus Naked Skin®, dado que poderá ficar exposta a componentes eléctricos perigosos e à luz pulsada, o que pode causar ferimentos graves e/ou lesões oculares permanentes.

- **NÃO** utilize o aparelho caso este se encontre danificado; por exemplo, base com fissuras, cabo do aparelho danificado (fios internos visíveis), vidro partido ou rachado no aparelho, etc. As peças

internas contêm cargas eléctricas que são perigosas. A utilização de um aparelho danificado pode provocar choque eléctrico.

- **NÃO** utilize a Venus Naked Skin® próximo de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água. Se a Venus Naked Skin® se molhar, o aparelho não deverá ser utilizado. A utilização de um aparelho molhado pode provocar choque eléctrico.



- **NÃO** utilize se a unidade base ou o aparelho ficar desconfortavelmente quente ao toque. O aparelho pode aquecer excessivamente, representando risco de electrocussão ou perigo de incêndio..

- **NÃO** utilize uma fonte de alimentação diferente da Cyden Tipo 6027... fornecida para utilização com a Venus Naked Skin® Tipo 6028... . Isto pode danificar a unidade e representar risco de electrocussão ou perigo de incêndio.

- **NÃO** utilize agentes de limpeza derivados do petróleo ou inflamáveis, dado representarem perigo de incêndio.

- **NÃO** utilize agentes de limpeza abrasivos. Estes produtos podem danificar o aparelho ou riscar a janela de vidro no aparelho. Não se devem utilizar aparelhos danificados. A utilização de um aparelho danificado pode provocar choque eléctrico.

- **NÃO** bloqueie ou cubra as ranhuras de ventilação do aparelho. O aparelho pode aquecer excessivamente, representando risco de electrocussão ou perigo de incêndio.

ATENÇÃO:

- A Venus Naked Skin® destina-se a ser utilizada em locais em que a corrente de alimentação seja de 100 V a 240 V AC, 50/60 Hz. Verifique se a corrente de alimentação se encontra dentro destes parâmetros.

- Desligue sempre a Venus Naked Skin® após a utilização.

POSSÍVEIS EFEITOS SECUNDÁRIOS

A Venus Naked Skin® é um aparelho potente. A utilização da Venus Naked Skin® poderá causar uma sensação ligeiramente desconfortável (por exemplo, vermelhidão ou sensação de calor na pele) para algumas pessoas - isto é normal. Quando a luz é pulsada, poderá sentir calor e um formigueiro, seguido de vermelhidão na pele. Este tipo de reacção desaparece normalmente num espaço de 24 horas. As reacções adversas são geralmente imediatas ou surgem num espaço de 24 horas. Em casos raros, poderão levar até 72 horas a aparecer.

OS POSSÍVEIS EFEITOS SECUNDÁRIOS INCLUEM

- Desconforto/dor na área em tratamento
- Prurido ou formigueiro na área tratada
- Vermelhidão e sensação de calor na pele que se prolonga após as primeiras 24 horas

Em casos raros:

- Bolhas ou queimaduras da pele
- Inchaço e / ou hematomas
- Alterações na pigmentação (coloração) da pele na área tratada

O QUE FAZER EM CASO DE SENTIR ALGUM EFEITO SECUNDÁRIO


Efeito Secundário	Como Avaliar e Reagir
Sensação de calor ou formigueiro na pele durante o tratamento que desaparece normalmente no espaço de alguns segundos a minutos e que diminui com a utilização.	Esta é uma reacção esperada e normal para todos os tratamentos com aparelhos de depilação por IPL (Luz Pulsada Intensa). Pode continuar a utilizar o aparelho, de acordo com as instruções fornecidas.
Desconforto ou dor <u>intensa</u> durante o tratamento ou persistente após o tratamento.	Pare de utilizar o aparelho e consulte o seu médico antes de o utilizar novamente.
Vermelhidão da pele durante ou após o tratamento, que desaparece no espaço de minutos a algumas horas.	Esta é uma reacção esperada e normal para todos os tratamentos com aparelhos de depilação por IPL (Luz Pulsada Intensa). Pode continuar a utilizar o aparelho, de acordo com as instruções fornecidas, assim que a vermelhidão da pele desaparecer.
Vermelhidão da pele que <u>não desaparece</u> num espaço de 24 – 48 horas após o tratamento.	Pare de utilizar o aparelho e consulte o seu médico antes de o utilizar novamente.
Em casos muito raros:	
Inchaço e vermelhidão em torno do folículo do pêlo que desaparece no espaço de dois ou três dias.	Pode continuar a utilizar o aparelho, de acordo com as instruções fornecidas, assim que o inchaço e a vermelhidão em torno do folículo do pêlo desaparecer.
Inchaço e vermelhidão em torno do folículo do pêlo que <u>não desaparece</u> no espaço de dois ou três dias.	Pare de utilizar o aparelho e consulte o seu médico antes de o utilizar novamente.
<u>Descolorações</u> temporárias da pele (manchas mais claras ou mais escuras).	Se a sua pele sofreu uma descoloração, pare de utilizar o aparelho e consulte o seu médico.
<u>Aumento</u> do crescimento dos pêlos nas áreas de tratamento (maior propensão em pessoas de origem mediterrânica).	Se este aumento persistir ao longo de diversos tratamentos, para de utilizar o aparelho e consulte o seu médico.

Introdução à Gillette Venus Naked Skin®

O aparelho Venus Naked Skin® funciona com Luz Pulsada Intensa (IPL), baseada na tecnologia de luz utilizada por dermatologistas/salões de estética profissionais em todo o mundo para o tratamento de pêlos indesejados.


O Sistema Venus Naked Skin® inclui:

1. Unidade base
2. Aparelho (ligado à unidade base)
3. Sensor Amovível do Tom de Pele (consulte a página 51 para mais informações sobre o Sensor do Tom de Pele)
4. Botão de Activação
5. Unidade de Alimentação
6. Janela de Tratamento
7. Gel Activador V™
8. Manual do Utilizador



Como Funciona

O Sistema de Depilação de Luz Pulsada de Alta Intensidade (IPL) Venus Naked Skin® utiliza uma tecnologia com base em luz pulsada intensa, que contribui para quebrar o ciclo do crescimento dos pêlos. A luz pulsada é conduzida através do Gel Activador V™ para chegar até à melanina nos pêlos escuros, ajudando a evitar a reactivação da raiz do pêlo.



ipulse™
Let your skin see the light

Gel Activador V™

A Venus Naked Skin® vem com o Gel Activador V™. É um gel transparente, à base de água, que permite a transferência da luz para os pêlos durante o tratamento, contribuindo para otimizar a sua eficácia.

Não utilize a Venus Naked Skin® se não tiver o Gel Activador. O gel pode ser adquirido nas grandes superfícies comerciais

O que Esperar


Vai poder sentir uma redução visível dos pêlos após quatro tratamentos e uma eliminação duradoura dos pêlos após 6 – 12 tratamentos. De forma a garantir estes resultados e desfrutar de uma pele sempre macia, suave e sem pêlos, deverá repetir os tratamentos uma vez de dois em dois meses.

Como Utilizar

Preparar para a Utilização

A área a tratar deve estar limpa, sem pêlos e completamente seca.

1. Elimine todos os pêlos visíveis com uma lâmina antes de utilizar a Venus Naked Skin®. A remoção dos pêlos garante que a energia da luz é canalizada para o folículo do pêlo durante o tratamento.
2. Limpe a área a tratar e seque-a delicadamente.



Configuração


Para ligar o aparelho:

1. Coloque a unidade base sobre uma superfície firme. O aparelho deverá ser colocado de forma segura no suporte na unidade base.
2. Ligue a unidade de alimentação a uma tomada eléctrica. A luz indicadora do botão do Sensor do Tom de Pele fica VERMELHA, indicando o modo ESPERA. É necessário efectuar uma leitura do tom de pele para iniciar o tratamento.

Verificar O Seu Tom de Pele


UTILIZAR O SENSOR DO TOM DE PELE

A Venus Naked Skin® possui um Sensor do Tom de Pele integrado, concebido para ajudar a seleccionar a regulação do tom de pele adequado para a sua pele.



Para avaliar o tom da sua pele:

1. Retire o Sensor do Tom de Pele da unidade base. A luz indicadora VERMELHA do Sensor do Tom de Pele desliga-se, indicando que está pronto a ser utilizado.



2. Coloque a janela do Sensor do Tom de Pele na área de pele limpa e seca que pretende tratar. Para o seu conforto e segurança, escolha sempre um local onde a pele seja mais escura: na perna, por exemplo, faça o teste na parte posterior e inferior da perna; nos braços, efectue o teste nas costas da mão. Para o rosto, efetue um teste na zona da maçã do rosto ou do lábio superior.

3. Prima o botão do Sensor do Tom de Pele para receber uma leitura do tom da pele:

- Se aparecer uma luz indicadora BRANCA (regulações I, II, III, IIII), o tom de pele nesta área é adequado para o tratamento.



- Se aparecer uma luz indicadora VERMELHA, isto significa que o tom de pele nesta área não é adequado para o tratamento.



4. IMPORTANTE: Antes de tratar uma outra parte do corpo, deverá efectuar uma nova leitura.

NOTA: Se todas as luzes indicadores se acenderem, isto significa que a leitura efectuada não é válida, por exemplo, o Sensor do Tom de Pele não fez um bom contacto.



5. Volte a colocar o Sensor do Tom de Pele na unidade base. A luz indicadora do botão do Sensor do Tom de Pele fica BRANCA, indicando que a unidade está pronta a ser utilizada. As regulações no aparelho irão ajustar-se automaticamente à leitura do Sensor do Tom de Pele. A luz branca da regulação indica a definição da intensidade da luz.

6. Verifique novamente o resultado, comparando o tom de pele da área tratada com a Tabela do Tom de Pele.

IMPORTANTE: Se existir uma diferença entre o tom de pele identificado pelo Sensor do Tom de Pele e a Tabela do Tom de Pele, deverá sempre utilizar o número mais elevado/definição de tom mais escuro (emite uma menor intensidade da luz). Por exemplo: se o Sensor do Tom de Pele indicar (III) e a Tabela do Tom de Pele indicar (IIII), deverá utilizar a regulação (IIII).

7. Prima repetidamente o botão do Sensor do Tom de Pele até aparecer a definição correcta para o tom da pele.

I – IIII no Sensor do Tom de Pele.

- A **regulação I** é a definição de intensidade MAIS ELEVADA da luz e destina-se a pessoas de pele clara, tal como se indica na tabela do tom de pele – Tom de Pele 1.

- A **regulação II** é a definição de intensidade MÉDIA da luz e destina-se a pessoas com um tom de pele médio, tal como se indica na tabela do tom de pele – Tom de Pele 2.

- A **regulação III** é a definição de intensidade BAIXA da luz e destina-se a pessoas de pele mais escura, tal como se indica na tabela do tom de pele – Tom de Pele 3.

- A **regulação IIII** é a definição de intensidade MAIS BAIXA da luz e destina-se a pessoas de pele mais escura, tal como se indica na tabela do tom de pele – Tom de Pele 4.

NOTA: Pode escolher um número mais elevado/definição de tom mais escuro (emite uma menor intensidade da luz) do que o resultado da leitura do Sensor do Tom de Pele, mas não poderá seleccionar um número mais baixo/definição de tom de pele mais claro.

MODO DE ESPERA

Quando se coloca o Sensor do Tom de Pele na unidade base, após 10 minutos de inactividade, o aparelho passa para o modo ESPERA (indicado por uma luz VERMELHA). Para reactivar a unidade, é necessário efectuar uma nova leitura do tom de pele.




Tratamento

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, aconselhamo-la a realizar um teste na pele na área a ser tratada. Consulte a página 57 para obter mais informações sobre o Teste na Pele.

Após estabelecer a configuração da intensidade correcta da luz para o tom de pele e depois de preparar a área de tratamento, está pronta para começar o tratamento



1. Aplique uma camada espessa do Gel Activador na área a tratar. NÃO ESFREGUE. O gel deve formar uma camada espessa sobre a pele, a fim de assegurar um contacto correcto com o aparelho.




IMPORTANTE:

Use apenas o Gel Activador especialmente concebido para ser utilizado com este aparelho. A fim de evitar que o gel seque, as áreas maiores devem ser tratadas por partes.


2. Limpe o excesso de gel das mãos.
3. Seleccione um ponto na extremidade da área a tratar. Coloque o aparelho com firmeza na pele, de forma a que as barras de contacto nos cantos exteriores da janela de tratamento fiquem em contacto com a pele. A luz BRANCA assinala o contacto correcto. Se a luz branca não acender, ajuste o aparelho, de forma a que as barras permaneçam em contacto com a pele.



4. Prima o botão de Activação uma vez. Desvie os olhos do aparelho, de forma a evitar a luz intensa. Irá ouvir um 'clique' e poderá sentir uma sensação de calor.



- Retire o aparelho da pele. As duas barras de contacto e a janela de tratamento irão deixar marcas no Gel Activador, ajudando-a a acompanhar o andamento do tratamento.
- A Venus Naked Skin® deve ser utilizada na pele em linhas contínuas. O local seleccionado para o tratamento seguinte deverá ser contíguo ao anterior. Não deverá haver intervalos entre as áreas de tratamento. Quando colocar o aparelho na pele, a extremidade da janela de tratamento e as duas barras de contacto devem ficar alinhadas com as marcas da área do tratamento anterior.



AVISO:

NÃO trate exactamente a mesma área mais do que uma vez durante uma sessão, de forma a evitar o risco de desenvolver reacções adversas na pele. Se a sua pele apresentar bolhas ou queimaduras, PARE IMEDIATAMENTE. Acalme a zona com um pack de gel refrescante. Consulte imediatamente um médico.

- Vai ter de aguardar cerca de 4 – 6 segundos aproximadamente até a unidade recarregar antes de a poder activar novamente. O botão do Sensor do Tom de Pele pisca, assinalando que a unidade está a carregar. Quando a luz BRANCA acender, a unidade está pronta para ser utilizada novamente. Repita o processo acima descrito até terminar de tratar a área. Limpe regularmente a janela de tratamento para que se mantenha limpa e sem resíduos nem sujidade.



- Quando terminar de tratar uma área, limpe o excesso de Gel Activador do aparelho e da área que tratou. Volte a colocar o aparelho na unidade base.
- Verifique a área tratada para identificar o desenvolvimento de qualquer reacção cutânea. Se sentir algum efeito secundário, consulte a página 49 neste manual do utilizador.

MODO DE PAUSA

- Quando a unidade fica “inactiva” (i.e. quando não se carrega nos botões ou quando o Sensor do Tom de Pele não é retirado / recolocado) durante 55 minutos, a unidade passa para o modo de PAUSA de baixo consumo.
- No modo de PAUSA, todas as luzes estão desligadas, à excepção do botão VERMELHO do Sensor do Tom de Pele, que pisca de 3 em 3 segundos. Para sair do modo de PAUSA deverá efectuar uma leitura do tom de pele.



Tratamento Facial (apenas para mulheres)

A utilização de Venus Naked Skin para a remoção de pelos faciais indesejados, exige cuidado e conselhos de orientação especiais, de forma a evitar eventuais efeitos adversos. Recomendamos, portanto, que antes de efectuar qualquer tratamento no rosto, trate primeiro outras zonas do corpo.

Evite bronzear a pele, incluindo a exposição à luz natural do sol e sessões de bronzamento artificial antes e durante o tratamento, ou a utilização de loções e cremes auto-bronzadores antes ou durante o tratamento, dado que o aparelho poderá não ser adequado para si. Os tons de pele mais escuros absorvem demasiada luz, o que pode causar algum desconforto/ dor.

IMPORTANTE:

- Não trate as sobrancelhas ou o contorno dos olhos, couro cabeludo, narinas e orelhas.
- Não utilize em sinais nem em zonas de tom de pele mais escura (pigmentadas).

Antes do Tratamento

- Para verificar se pode efectuar o tratamento no rosto, utilize a tabela do tom de pele e o sensor do tom de pele. Como o rosto está inevitavelmente exposto à luz solar, poderá ter um tom mais escuro do que outras áreas do corpo.
- Efetue um teste na pele: teste a pele numa área sem pelos, abaixo da orelha, para identificar possíveis reacções ao tratamento (consulte o capítulo “Teste na Pele”).
- Após este teste na pele, aguarde 48 horas e a seguir examine a área de teste; se a pele apresentar um aspeto normal, comece o tratamento no lábio superior, queixo ou maxilar.


Começar

- Retire a maquilhagem, loções e cremes (incluindo os auto-bronzadores) da área que pretende tratar.
- Elimine todos os pelos visíveis.
- Utilize o sensor de tom de pele para confirmar se é adequada ao tratamento. NÃO utilize se a luz vermelha do sensor de tom de pele acender (IIII). Quando utilizar o aparelho no rosto, comece sempre com a definição de regulação mais baixa, independente da leitura do sensor do tom de pele. Isto pode exigir que tenha de reduzir manualmente o nível de energia para a definição de intensidade mais baixa (IIII), caso tenha um tom de pele mais clara (I-III).

Para tal, prima o botão branco do sensor de tom de pele até acender a definição mais baixa (IIII).

Tratamento do rosto, maçãs do rosto e maxilar

- Aplique uma camada espessa de Gel Activador na área a tratar (consulte a imagem abaixo).



- Limpe o excesso de gel das mãos.
- Pode optar por usar um espelho para ajudar a posicionar o aparelho para tratar as zonas do rosto.
- Selecione um ponto na extremidade da área a tratar. Coloque o aparelho com firmeza na pele, de forma a que as barras de contacto nos cantos exteriores da janela de tratamento fiquem em contacto com a superfície da pele. A luz branca do botão de Ativação assinala o contacto correto. Se a luz branca não acender, ajuste o aparelho, de modo a que ambas as barras permaneçam em contacto com a pele.

IMPORTANTE: Antes de premir o botão de ativação, feche os olhos ou desvie o olhar, devido à intensidade da luz.

5. Prima o botão de Ativação. Poderá sentir uma sensação de calor.
6. Retire o aparelho da pele.
7. Coloque o aparelho no ponto a tratar imediatamente contíguo ao anterior (não sobreponha) e prima o botão de ativação. Continue até terminar de tratar toda a área que pretende.

IMPORTANTE: vite tratar a mesma área mais do que uma vez, pois poderá provocar reacções adversas na pele.


8. Limpe o excesso de Gel Ativador do aparelho e da área que acabou de tratar.

Tratar a zona do lábio superior

IMPORTANTE:

- Evite o contacto com os lábios e narinas. A zona central abaixo das narinas costuma ser muito sensível.
- Não utilize em maquilhagem permanente ou semi-permanente do contorno dos lábios.

1. Aplique uma camada espessa de Gel Ativador na área a tratar (consulte a imagem abaixo).




CONSELHO: Pode comprimir os lábios, assegurando assim que a luz não é ativada sobre o lábio superior.

2. Repita os passos 2 a 8, tal como indicados para o tratamento do rosto, maçãs do rosto e maxilar

Tratamento do pescoço e queixo

Os pelos que crescem no queixo podem ser mais densos e mais ásperos, o que pode contribuir para uma ligeira vermelhidão da pele após o tratamento. Este tipo de reacção é temporário e desaparece normalmente passadas 24 horas.

1. Aplique uma camada espessa de Gel Ativador na área a tratar (consulte a imagem abaixo).



2. Repita os passos 2 a 8, tal como indicados para o tratamento do rosto, maçãs do rosto e maxilar.

NOTA:

- Se surgir vermelhidão ou sensação de queimadura na pele, que se prolonga durante vários minutos, aplique um pano/pack refrescante para acalmar a pele nessa área.
- Se a sua pele apresentar quaisquer alterações na pigmentação, como, por exemplo, se ficar mais clara ou mais escura, pare de utilizar o aparelho. Consulte o médico para determinar a causa do sucedido, que pode uma consequência ou sintoma de um problema de saúde subjacente.

Após o Tratamento

- Evite aplicar cremes descolorantes ou produtos de peeling na zona tratada durante um período de 24 horas após o tratamento, dado que poderão provocar irritação da pele.
- Evite a exposição à luz direta do sol durante 24 horas após o tratamento. Para proteger a pele, utilize um creme hidratante para o rosto com um FPS 15 ou superior.

Teste na pele

Antes de efectuar o seu primeiro tratamento, recomendamos que efectue um teste na pele para identificar possíveis reacções ao tratamento com o aparelho Venus Naked Skin® e o Gel Ativador.

NOTA: Teste a zona de tratamento pretendida. A área do teste deverá ter um tamanho de cerca de 2,5 X 5 cm (equivalente a dois impulsos de luz, lado a lado).

1. Em primeiro lugar, verifique o seu tom de pele; consulte a página 51).
2. Prepare a área a ser tratada, limpando e eliminando os pêlos visíveis. Seque delicadamente com uma toalha.
3. Aplique uma camada espessa do Gel Ativador na área. **NÃO ESFREGUE.** O gel deve formar uma camada espessa sobre a pele, a fim de assegurar um contacto correcto com o aparelho.
4. Coloque o aparelho com firmeza na pele, de forma a que as barras de contacto nos cantos exteriores da janela de tratamento fiquem em contacto com a pele. A luz BRANCA do botão de Activação assinala o contacto correcto. Se a luz branca não acender, ajuste o aparelho, de forma a que as barras permaneçam em contacto com a pele.
5. Prima o botão de Activação uma vez. Desvie os olhos do aparelho, de forma evitar a luz intensa. Irá ouvir um 'clique' e poderá sentir uma sensação de calor.

IMPORTANTE: Regulação da intensidade da luz

O efeito e a durabilidade dos resultados do tratamento por luz pulsada variam de pessoa para pessoa e da área a tratar. Para obter melhores resultados, regule a intensidade da luz para o nível mais elevado que seja confortável para si.

Nível I – Definição de intensidade mais elevada da luz

Nível IIII – Definição de intensidade mais baixa da luz

Para ajustar o nível da intensidade do tratamento, consulte o passo 7 na página 52.

6. Retire o aparelho da pele.
7. Coloque o aparelho na área contígua à zona que já tratou (consulte a **NOTA** à esquerda). Repita os passos 4 – 6
8. Aguarde 48 horas e a seguir examine a área de teste. Se a pele apresentar um aspecto normal, comece o primeiro tratamento com um nível de intensidade mais elevado da luz que seja confortável para si. Se a pele desenvolver qualquer reacção, pare de utilizar a Venus Naked Skin® e consulte o seu médico.
NÃO trate a área de teste durante uma semana, no mínimo, após efectuar o teste.

Manutenção e arrumação

1. Após o tratamento, retire a unidade de alimentação da corrente eléctrica para desligar o sistema Venus Naked Skin®.
2. Após a utilização, limpe o aparelho, a janela de tratamento e a unidade base com um lenço de papel ou um pano para remover qualquer excesso de gel que tenha ficado no aparelho. A unidade ou o aparelho não devem ser passados por água nem colocados dentro de água ou de qualquer outro líquido.
3. Arrume e guarde a Venus Naked Skin® e o Gel Activador V™ num local seco e fresco.

Programação do Tratamento

Fase inicial

Para obter os melhores resultados, a Venus Naked Skin® deve ser utilizada uma vez de 2 em 2 semanas ao longo de 6 – 12 tratamentos

1º Mês	2º Mês	3º Mês
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Manutenção

Após a fase inicial, e para manter a pele sempre suave e macia, utilize a Venus Naked Skin® uma vez de dois em dois meses.

1º Mês	2º Mês	3º Mês
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
4º Mês	5º Mês	6º Mês
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Resolução de problemas

O seguinte guia de resolução de problemas deve ser usado inicialmente para tentar solucionar quaisquer problemas que possam ocorrer com a Venus Naked Skin®.

Problema	Solução
As luzes no painel de controlo da Venus Naked Skin® não acendem	Verifique se a unidade de alimentação está ligada. Verifique se o cabo de alimentação da unidade base da Venus Naked Skin® está correctamente ligado.
A Venus Naked Skin® não funciona em áreas pequenas.	Por razões de segurança, as barras de contacto do aparelho devem fazer um contacto positivo com a pele. Se a área da pele a tratar for demasiado pequena para tal, a Venus Naked Skin® não emite um pulso de luz. Experimente reposicionar o aparelho de forma a que as barras façam contacto com o gel na área de tratamento.
A unidade base ou o aparelho Venus Naked Skin® está partida, apresenta fissuras ou aparenta estar defeituosa.	NÃO UTILIZE se a unidade base, o aparelho, o cabo de ligação ou a unidade de alimentação estiverem danificados. Se tiver dúvidas quanto à segurança da Venus Naked Skin® ou suspeitar que o aparelho poderá estar danificado, este não deverá ser utilizado.
A luz vermelha no Sensor do Tom de Pele acendeu ou está a piscar e a Venus Naked Skin® não responde.	A Venus Naked Skin® passou para o modo ESPERA ou PAUSA. Para reactivar o aparelho, efectue uma nova leitura válida do tom de pele, tal como se descreve nas páginas 51 – 52 deste manual do utilizador.
As luzes no painel de controlo da Venus Naked Skin® estão acesas ou estão a piscar de forma anómala.	A Venus Naked Skin® apresenta mensagens de erro mediante combinações de luzes no painel de controlo. A tabela abaixo explica o que significam estas combinações de luzes.
Existe uma alteração visível na intensidade da luz.	Ligue para o número do Serviço de Atendimento ao Cliente indicado na página 61.

Luzes da regulação da intensidade	Explicação
Todas as Luzes LIGADAS e DESLIGADAS numa sequência aleatória e a unidade não funciona.	O aparelho está danificado e deve ser entregue para reparação. Consulte o seu revendedor para mais informações.
Tudo DESLIGADO.	A unidade de alimentação não está ligada correctamente.
A luz indicadora branca da lâmpada está constantemente LIGADA.	A lâmpada proporciona 50.000 impulsos. Esta luz indicadora significa que já se utilizaram 45.000 ou 90% dos impulsos da lâmpada.
A luz indicadora branca da lâmpada está a piscar.	O tempo de vida útil da lâmpada terminou.

Especificações Técnicas

A Venus Naked Skin® é um sistema de luz pulsada intensa de banda larga filtrada, com as seguintes especificações técnicas:

Taxa de Repetição:	Pulsada manualmente a cada 4 – 6 segundos em média, dependendo da temperatura operacional
Tensão eléctrica:	100 V – 240 V~, 1.3 – 0.55 A
Temperatura de funcionamento:	entre os 15°C e os 30°C
Humidade relativa de funcionamento:	até 85% de humidade relativa sem condensação
Área de tratamento (diâmetro do feixe):	3 cm ² (12 mm x 25 mm)

O sistema inclui um sistema de segurança e necessita de contacto com a pele revestida com uma camada de Gel Activador para que possa funcionar correctamente. Utilize apenas os geles especificamente concebidos para utilizar com a Venus Naked Skin®. Não se devem utilizar outros geles ou cremes.

Este aparelho foi concebido para ser utilizado apenas por uma pessoa.

Conformidade:



A marcação CE certifica a conformidade do aparelho com as seguintes directivas da CEE:

- Directiva 2006/95/CE relativa ao material eléctrico de baixa tensão
- Directiva 2004/108/CE relativa à compatibilidade electromagnética
- Directiva 2005/32/CE relativa aos produtos que consomem energia

Eliminação (final da vida útil):

Com o objectivo de minimizar os perigos para a saúde, preservar o meio ambiente e garantir que os materiais podem ser reciclados, este produto deve ser depositado no final da sua vida útil num dos pontos de recolha dos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos.



O símbolo do contentor no produto indica que o mesmo não deve ser eliminado no lixo doméstico.

A bateria instalada no Sensor do Tom de Pele será retirada numa instalação de reciclagem recycling facility.

Serviço de Atendimento ao Cliente

Em caso de perguntas ou comentários, contacte a nossa equipa do serviço de atendimento ao cliente através do número 800 855 708

Garantia

Os nossos produtos dispõem de uma garantia de 2 anos a partir da sua data de compra. Qualquer defeito do aparelho imputável, quer aos materiais, quer ao fabrico, dentro do período de garantia, não terá custos adicionais.

Esta garantia é válida e extensível a todos os países onde este aparelho seja fornecido pela Braun ou por um distribuidor autorizado.


A garantia não cobre avarias por utilização indevida, desgaste normal por utilização, que causem defeitos ou diminuição da qualidade de funcionamento do aparelho. A lâmpada é considerada uma peça de desgaste do aparelho, pelo que não se encontra coberta pela garantia. Esta garantia perderá a sua validade no caso de serem efectuadas reparações por pessoas não autorizadas ou se não forem utilizadas peças originais da Braun.

No caso de reclamação ao abrigo do período estabelecido por esta garantia, visite www.braun.com para obter mais informações.

Hudens egnethed

Hudtoneskema

Hudtoneindstilling



Gillette
Venus

NAKED SKIN®

HÅRFJERNINGSSYSTEM MED INTENST
PULSERENDE LYS

designed by

BRAUN

Læs hele brugervejledningen inklusive alle advarsler og sikkerhedsinstruktioner inden du bruger Venus Naked Skin® hårfjerningssystem med intenst pulserende lys

Venus Naked Skin® hårfjerningssystem med intenst pulserende lys er ikke egnet til alle. Det fungerer effektivt på lyse til medium hudtoner og mørke hårfarver. Venus Naked Skin® er ikke effektiv til behandling af områder med røde, meget lyse, grå eller hvide hår.

Sammenlign hudtonen i det område, du ønsker at behandle med skemaet (til venstre) for at se, om Venus Naked Skin® er egnet til dig. Hvis du er usikker på, om apparatet er egnet til dig, kan du ringe til det gratis nummer på side 81 i denne brugervejledning eller kontakte din læge.

ADVARSEL – BRUG IKKE APPARATET :

Hvis den hud, du vil behandle er mørkere end hudtone (III) vist på hudtoneskemaet. Mørke hudtoner absorberer for meget lysenergi under behandlingen, hvilket kan skade (f.eks. brænde, misfarve eller give ardannelser) på huden.

Huden i ansigtet kan være ekstra sensitiv, så du skal bruge apparatet på andre områder af kroppen, før du behandler området ved overlæben, hagen eller kæben. Du kan se særlige anvisninger til brug i ansigt i kapitlet "Ansigtsbehandling".

Velkommen til Gillette Venus Naked Skin®

Velkommen til en førsteklasses skønhedsbehandling med dit nye Venus Naked Skin® hårfjerningssystem med intenst pulserende lys. Med Venus Naked Skin® kan du opnå glat hud hver dag, så alle sæsoner kan være bikinisæsoner. Så kom i gang ... du vil elske både at se og mærke din altid glatte hud.

Og det er en smuk ting!

For mere information og for at downloade Naked Skin®-appen gratis, besøg www.braun.com



Indhold

Hvem bør ikke bruge Gillette Venus Naked Skin® (Modsatninger)	60
Før du går i gang (Advarsler og forholdsregler)	60
Advarsler	60
Forholdsregler	61
Mulige bivirkninger	63
Mulige bivirkninger omfatter:.....	63
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg oplever bivirkninger	63
Introduktion til Gillette Venus Naked Skin®	64
Sådan virker det	64
Hvad kan jeg forvente	65
Brugervejledning	65
Ibrugtagning	65
Indstilling	65
Tjek din hudtone.....	65
Behandling	67
Ansigtsbehandling (kun kvinder)	69
Hudtest	71
Behandlingsskema	72
Opstart	72
Vedligeholdelse	72
Fejlfinding	73
Tekniske specifikationer	74
Kundeservice	75
Garanti	75

Hvem bør ikke bruge Gillette Venus Naked Skin® (Modsætninger)

- **BRUG IKKE** apparatet på hovedbund, øjenbryn eller omkring øjne eller i øjenhule. Brug på disse områder kan forårsage permanent øjenskade.
- **BRUG IKKE** apparatet, hvis du har mørke hudtoner (se hudtonetabel på side 62). Mørke hudtoner kan absorbere for meget lysenergi og skade (f.eks. brænde, misfarve eller give ardannelser) huden.
- **BRUG IKKE** apparatet, hvis du har haft hudkræft eller læsioner fra forstadier til kræft (f.eks. nævi eller mange skønhedspletter). Inden du går i gang, bør du kontakte din læge, hvis du tager medicin for en kronisk lidelse.
- **BRUG IKKE** apparatet, hvis du er gravid, ammer eller er under 18 år, da dette apparat ikke er testet på disse persongrupper.

Før du går i gang (Advarsler og forholdsregler)

ADVARSLER

- **BRUG IKKE** Venus Naked Skin® hvis din hud er mørkere end hudtone (III) vist på hudtoneskemaet eller indstilling (IIII) rødt lys på hudtonesensoren lyser. Da mørk hud absorberer mere lysenergi vil behandling af mørk hud med Venus Naked Skin® kunne medføre ubehag/smerter eller skade (f.eks. forbrænding, misfarvning eller ardannelse) på din hud.
 - **BRUG IKKE** Venus Naked Skin®, hvis din hud er kunstigt eller naturligt brunet for nylig (gælder alle former for sol- og selvbruning). Fordi brunet hud er mørkere, er der en større risiko for skader ved brug af Venus Naked Skin®. Behandling af brunet hud med Venus Naked Skin® kan medføre ubehag/smerter eller skade (f.eks. forbrænding, misfarvning eller ardannelse) på din hud.
- Undgå at udsætte huden for ubeskyttet, direkte sollys efter din Venus Naked Skin® behandling. Behandling med Venus Naked Skin® kan gøre din hud mere følsom over for solen, og medføre bivirkninger som forbrænding og blæredannelse. Brug solcreme (SPF 15 eller højere) eller dæk huden til.
- **BRUG IKKE** Venus Naked Skin® på:
 - Rødt hår
 - Gråt eller hvidt hår
 - Meget blondt hår
- Venus Naked Skin® er ikke effektiv på disse hårfarver. Du vil blive udsat for risikoen ved dette produkt men ikke fordelene.
- **BRUG IKKE** Venus Naked Skin® direkte på brystvorter, kønsorganer eller omkring anus. Disse områder kan have en mørkere hudfarve og/eller tættere hårvækst, og brug af apparatet i disse områder kan medføre ubehag/smerter eller skade (forbrænding, misfarvning eller ardannelse) på huden.
 - **BRUG IKKE** Venus Naked Skin®:
 - På mørkebrune eller sorte pletter som fregner, modermærker, skønhedspletter eller vorter i områder du ønsker at behandle.
 - Hvis du har en kronisk hudlidelse (f.eks. psoriasis eller vitiligo) eller beskadiget hud (f.eks. solskoldet, skrammer, åbne sår eller aktive infektioner) i de områder, du ønsker at behandle.

- Hvis du har årekner i det område, du ønsker at behandle.
- På en tatovering eller permanent makeup i det område du ønsker at behandle.
- Hvis du ved, at du er sensitiv over for sollys (fotosensitivitet) eller tager medicin, der gør huden mere følsom, f.eks. Retin A, Accutane og/eller andre topiske retinoider.
- Hvis du har fået en hudpeelingbehandling i det område, du ønsker at behandle.

Hvis du har noget af ovenstående kan Venus Naked Skin® beskadige din hud eller forværre din tilstand. Du kan opleve bivirkninger som forbrændinger, blæredannelse og ændret hudfarve (hyper- eller hypopigmentering) eller ardannelse.

- **KIG IKKE direkte ind i glasfilteret** på håndsættet, og forsøg ikke at aktivere håndsættet rettet mod øjnene. For at beskytte dine øjne og personer i nærheden aktiveres Venus Naked Skin® håndsæt kun, når begge kontaktknapper på bunden af håndsættet holdes mod huden. Hvis håndsættet aktiveres, UDEN begge kontaktknapper er i kontakt med huden, skal du straks STOPPE med at bruge apparatet og kontakte din forhandler.
- **BRUG IKKE** Venus Naked Skin® mere end én gang om ugen i det samme område. Det vil ikke give hurtigere resultater, og det kan øge risikoen for at beskadige din hud.

FORHOLDSREGLER

- Undgå bruning inklusive udendørs solbadning, bruningsbehandlinger i en salon før og under behandlingen, eller brug af selvbruner lotion eller creme før og under behandlingen, da apparatet måske ikke virker for dig. Desuden kan mørkere hud absorbere for meget lys, hvilket kan medføre ubehag/smerter eller skade (f.eks. forbrænding, misfarvning eller ardannelse) på din hud.

- Hvis du tager medicin regelmæssigt og over en længere periode, bør du kontakte din læge om potentiel påvirkning af hudens sensitivitet over for lys.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer under 18 år eller personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner, eller som mangler den nødvendige erfaring og viden, medmindre de modtager passende overvågning eller instruktioner i brug af apparatet fra en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Tag altid stikket ud af kontakten, når apparatet ikke er i brug. Apparatet bør opbevares sikkert og utilgængeligt for børn.
- Erstat ikke gelen med andre geler, cremer eller lotioner. Brug kun den gel, der er specielt udviklet til brug sammen med Venus Naked Skin® apparatet.
- Undgå at få gel i øjnene. I tilfælde af at du får gel i øjnene, skylles med vand. Hvis der opstår hudirritation eller udslet, skal du stoppe med at bruge gelen og apparatet. Hvis symptomerne fortsætter, bør du kontakte din læge.
- Kontroller regelmæssigt apparat og ledning for synlige tegn på skader. I tilfælde af revner, skal du stoppe med at bruge apparatet og få det kontrolleret og repareret af en autoriseret service-reparatør. Ring til det gratis nummer på side 81 for at få hjælp. Ukvalificerede reparationer kan medføre stor fare for brugeren.

- Undgå aktiviteter og hudprodukter, der kan irritere huden i 24 timer efter behandlingen. Det inkluderer:
 - Brug af badekar eller sauna
 - Tætsiddende tøj
 - Brug af blegecremer, parfumerede produkter eller peelingprodukter

Ovenstående kan medføre irritation, som kløe og rødmen på de behandlede områder.

ELEKTRICITET OG BRAND-SIKKERHED

Som med alle elektriske apparater bør man tage visse forholdsregler for en sikkerheds skyld.

FARE:

Åbn aldrig Venus Naked Skin® apparat, da det kan udsætte dig for farlige elektriske komponenter og pulserende lysenergi, som hver især kan medføre alvorlig legemlig skade og/eller permanent skade på øjnene.

• **BRUG IKKE** apparatet, hvis det er beskadiget, f.eks. revnet base, beskadiget håndsætledning (indmad synlig), revnet eller knust glas på håndsættet etc. Interne dele indeholder elektriske ledninger, der er farlige. Brug af et beskadiget apparat kan medføre elektrisk stød.

• **BRUG IKKE** Venus Naked Skin® i nærheden af badekar, bruser, håndvask eller andre beholdere, der indeholder vand. Hvis Venus Naked Skin® bliver våd, bør det ikke bruges. Brug af et vådt apparat kan medføre elektrisk stød.

• **BRUG IKKE** hvis enten basisenheden eller håndsættet bliver ubehageligt varmt at røre ved. Apparatet kan blive overophedet og udgøre en risiko for elektrisk stød eller brand.

• **BRUG IKKE** en anden strømkilde end den medfølgende Cyden Type 6027... sammen med Venus Naked Skin® Type 6028... Det kan beskadige enheden og udgøre en risiko for elektrisk stød eller brand.

• **BRUG IKKE** petroleumsbaseret eller brandbare rengøringsmidler, da de kan udgøre en brandrisiko.

• **BRUG IKKE** rengøringsmidler med slibemiddel. De kan beskadige apparatet eller ridse glasvinduet på håndsættet. Beskadigede apparater må ikke anvendes. Brug af et beskadiget apparat kan medføre elektrisk stød.

• **BLOKER IKKE** ventilationsåbningerne på håndsættet. Apparatet kan blive overophedet og udgøre en risiko for elektrisk stød eller brand.

BEMÆRK:

• Venus Naked Skin® er designet til brug på steder, hvor spændingen er 100 V til 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz. Tjek at den faktiske spænding ligger inden for dette område.

• Træk altid stikket ud fra Venus Naked Skin® når apparatet ikke er i brug.

MULIGE BIVIRKNINGER

Venus Naked Skin® er et kraftigt apparat. Nogle mennesker vil opleve lettere ubehag (f.eks. varme eller rødmen af huden), når de bruger Venus Naked Skin® – dette er normalt. Du kan føle varme og prikken efterfulgt af rødmen på huden, når du aktiverer det pulserende lys. Denne type reaktion forsvinder normalt inden for 24 timer. Uønskede bivirkninger opstår normalt straks eller inden for 24 timer. I sjældne tilfælde kan det tage op til 72 timer, før de opstår.

MULIGE BIVIRKNINGER OMFATTER:

- Ubehag/smerter i det behandlede område
- Kløe i det behandlede område
- Varme og rødmen af huden der fortsætter efter de første 24 timer

I sjældne tilfælde:

- Blæredannelse eller forbrændinger på huden
- Hævelse og/eller blå mærker
- Ændringer i hudens pigmentering (farve) i det behandlede område

HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS JEG OPLEVER BIVIRKNINGER

Bivirkning	Sådan bedømmer du og reagerer på bivirkninger
Varm eller prikkende fornemmelse under behandlingen, der typisk forsvinder efter nogle få sekunder til et minut og falder ved fortsat brug.	Det er forventeligt og normalt for alle IPL-hårfjerningsbehandlinger (med intenst pulserende lys). Du kan fortsætte med at bruge apparatet som beskrevet.
Ubehag eller smerter er intense under behandlingen eller fortsætter efter en behandling.	Stop med at bruge apparatet og kontakt din læge, inden du bruger det igen.
Huden rødmer under og efter behandlingen, som forsvinder inden for få minutter til flere timer.	Det er forventeligt og normalt for alle IPL-hårfjerningsbehandlinger. Du kan fortsætte med at bruge apparatet som beskrevet, når hudens rødme er forsvundet.
Rødmen i huden der ikke forsvinder inden for 24 – 48 timer efter behandlingen.	Stop med at bruge apparatet og kontakt din læge, inden du bruger det igen.
I meget sjældne tilfælde:	
Hævelse og rødmen omkring hårfolliklerne, der forsvinder inden for to til tre dage.	Du kan fortsætte med at bruge apparatet som beskrevet, når hævelsen og hudens rødme omkring hårfolliklerne er forsvundet.
Hævelse og rødmen omkring hårfolliklerne, der ikke forsvinder inden for to til tre dage.	Stop med at bruge apparatet og kontakt din læge, inden du bruger det igen.
Midlertidige ændringer i hudfarven (lysere eller mørkere).	Hvis din hud ændrer farve, skal du stoppe med at bruge apparatet og kontakte din læge.
Øget hårvækst i de behandlede områder (mere almindeligt hos personer fra landene omkring Middelhavet).	Hvis denne øgede hårvækst fortsætter efter flere behandlinger, skal du stoppe med at bruge apparatet og kontakte din læge.




Introduktion til Gillette Venus Naked Skin®

Venus Naked Skin® apparat styres af intenst pulserende lys (IPL), der kommer fra professionel lysteknologi, der anvendes af dermatologer/professionelle i hele verden til behandling af uønsket hårvækst.

Venus Naked Skin® System omfatter:

1. Basisenhed
2. Håndsæt (forbundet til basisenhed)
3. Aftagelig hudtonesensor (se side 71 for flere oplysninger om hudtonesensoren)
4. Aktiveringsknap
5. Strømforsyning
6. Behandlingsvindue
7. V™ aktiveringsgel
8. Brugervejledning



Sådan virker det

Venus Naked Skin® system med intenst pulserende lys (IPL) kommer fra professionel IPL-teknologi og hjælper med at bryde hårets udvoksningscyklus. Lysenergien overføres gennem V™ aktiveringsgel for at nå melaninet i mørke hår og hjælpe med at få hårvæksten til at gå i dvale.



ipulse™
Let your skin see the light

V™ aktiveringsgel

Venus Naked Skin® leveres med V™ aktiveringsgel. Det er en klar, vandbaseret gel, der giver mulighed for at overføre lyset til håret under behandlingen for at optimere effektiviteten.

Brug ikke Venus Naked Skin®, hvis du ikke har noget aktiveringsgel. Gelen kan købes hos din forhandler.

Hvad kan jeg forvente


Du kan opleve mærkbart reduceret hårvækst efter fire behandlinger og langtidsvirkende hårfjerning efter 6 – 12 behandlinger. Fortsæt med behandlingen en gang hver anden måned for at opretholde resultatet og nyd fortsat glat og smuk hud.

Brugervejledning

Ibrugtagning

Det område, du vil behandle, skal være rent, uden hår, og tørt.

1. Fjern alle synlige hår, inden du bruger Venus Naked Skin®. Fjernelse af hår sikrer, at lyset når ned til hårfolliklerne under behandlingen.
2. Rens det behandlede område og dup det tørt.



Indstilling


Opstart af apparatet:

1. Placer apparatet på et fast underlag. Håndsættet placeres sikkert i vuggen på basisenheden.
2. Sæt stikket i en stikkontakt. Hudtonesensorknappen lyser RØDT for at indikere STANDBY. En aflæsning af hudtonen er påkrævet, før du går i gang.

Tjek din hudtone


BRUG AF HUDTONESENSOREN

Venus Naked Skin® har en indbygget hudtonesensor, der er designet til at hjælpe dig med at finde frem til den rigtige hudtoneindstilling til din hud.



Måling af huden:

1. Tag hudtonesensoren fra basisenheden. Lyset i den RØDE hudtonesensor slukker for at indikere, at den er klar.



2. Hold sensorvinduet på hudtonesensoren ned mod det rene, tørre hudområde, du ønsker at behandle. Vælg altid den mørkeste hud for nænsom og sikker behandling, f.eks. test ydersiden af underbenet på benene, brug bagsiden af hånden til armene. Test på kind eller øvre læbeområde før brug i ansigt.

3. Tryk på hudtonesensorknappen for at få en aflæsning af hudtonen:

- Hvis en HVIDT lampe (indstilling I, II, III, IIII) lyser, er hudtonen i dette område egnet til behandling




- Hvis en RØD lampe (indstilling I, II, III, IIII) lyser, indikerer det, at hudtonen i dette område ikke er egnet til behandling.



4. VIGTIGT: Inden du behandler en anden del af kroppen, skal du gennemføre en ny måling.

BEMÆRK: Hvis alle lamper lyser, indikerer det, at målingen ikke er gyldig, f.eks. hudtonesensoren har ikke god kontakt.



5. Sæt hudtonesensoren tilbage i basisenheden. Hudtonesensorknappen lyser HVIDT, hvilket indikerer, at enheden er klar til brug. Apparatets indstilling tilpasses automatisk til hudtonesensorens aflæsning. Det hvide indstillingslys indikerer styrkeindstilling.

6. Dobbeltjek resultatet ved at sammenligne hudtonen på det behandlede område med hudtonetabellen.

VIGTIGT: Hvis der er forskel mellem hudtonen aflæst af hudtonesensoren og hudtonetabellen, bør du altid bruge det højeste tal/mørkeste toneindstilling (udsender mindre lysenergi). For eksempel: hvis hudtonen indikerer (III) og hudtonetabellen indikerer (IIII), bør du bruge (IIII).

7. Tryk på hudtonesensorknappen flere gange, indtil den korrekte hudtoneindstilling vises.

I – IIII på hudtonesensoren.

- **Indstilling I** er den HØJESTE styrkeindstilling og anvendes til personer med lys hud som vist på hudtonetabellen — Hudtone 1.

- **Indstilling II** er den MELLEMLIGE styrkeindstilling og anvendes til personer med middelhudtone som vist på hudtonetabellen — Hudtone 2.

- **Indstilling III** er en LAVERE styrkeindstilling og anvendes til personer med mørkere hud som vist på hudtonetabellen — Hudtone 3.

- **Indstilling IIII** er den LAVESTE styrkeindstilling og anvendes til personer med mørkere hud som vist på hudtonetabellen — Hudtone 4.

BEMÆRK: Du kan vælge et højere tal/en mørkere toneindstilling (udsender mindre lysenergi) end dit måleresultat med hudsensoren, men du kan ikke vælge et lavere tal/en lysere hudtone.

STANDBY

Når hudtonesensoren placeres i basisenheden vil håndsættet efter 10 minutters inaktivitet gå tilbage til STANDBY (indikeret med et RØDT lys). En ny aflæsning af hudtonen er påkrævet, før du kan genaktivere enheden.




Behandling

Inden din første behandling anbefaler vi, at du laver en hudtest på et lille hudområde på en kropsdel, du har planer om at behandle. Se flere oplysninger om hudtest på side 77.

Når du har fundet den korrekte hudtoneindstilling og forberedt det område, du vil behandle, er du klar til at gå i gang med behandlingen.



1. Påfør et tykt lag aktiveringsgel på området. GNUB DET IKKE IND. Gelen skal ligge i et tykt lag på huden for at sikre passende kontakt med håndsættet.



VIGTIGT:

Brug kun aktiveringsgel, der er specielt udviklet til brug sammen med dette apparat. For at undgå at gelen tørrer ind, bør du behandle større områder i mindre sektioner.


2. Tør overskydende gel af dine hænder.
3. Vælg et sted i kanten af det behandlede område. Hold håndsættet fast mod huden, så begge kontaktknapper i hjørnerne af behandlingsvinduet er i kontakt med huden. Et HVIDT lys signalerer, at du har passende kontakt. Hvis den hvide lampe ikke lyser, skal du justere håndsættet, så begge knapper forbliver i kontakt med huden.



4. Tryk på aktiveringsknappen én gang. Kig væk fra håndsættet for at undgå det skarpe lys. Du hører et klik og mærker måske en varm fornemmelse.



5. Fjern håndsættet fra huden. De to kontakter og behandlingsvinduet efterlader mærker i aktiveringsgelen, der hjælper dig med at følge din behandling.
6. Venus Naked Skin® anvendes på huden i fortløbende rækker. Dit næste valgte behandlingsområde bør ligge op til det foregående. Der bør ikke være noget mellemrum mellem de behandlede områder. Når du placerer håndsættet på huden, skal kanten af behandlingsvinduet og de to kontakter følge mærkerne fra det foregående behandlede område.



ADVARSEL:

UDLØS IKKE apparatet på samme sted mere end én gang for at undgå mulige ugunstige effekter på huden. STOP STRAKS, hvis din hud danner blærer eller får brandmærker. Området lindres med kølende gelépakker. Søg læge straks.

7. Du må vente cirka 4 – 6 sekunder, inden enheden er ladet op og klar til aktivering igen. Hudtonesensorknappen blinker for at vise, at enheden lader op. Når lampen lyser HVIDT konstant, er den klar til brug igen. Gentag ovenstående proces, indtil du er færdig med at behandle det ønskede område. Tør lejlighedsvis behandlingsvinduet af for at sikre, at det er rent og fri for efterladenskaber.



8. Når du er færdig med at behandle et område, tørrer du evt. overskydende aktiveringsgel af håndsættet og det område, du har behandlet. Placer håndsættet på basisenheden igen.
9. Kontroller det behandlede område for at se, om der opstår hudreaktioner. Se side 69 i denne brugervejledning, hvis du oplever bivirkninger.

DVALE TIMEOUT

- Når enheden efterlades "inaktiv" (dvs. der ikke trykkes på nogen knapper, eller hudtonesensoren ikke tages op/sættes tilbage) i 55 minutter, går enheden ind i en strømbe-sparende DVALE.
- I DVALE slukker alle lamper bortset fra den RØDE hudtonesensorknap, som blinker hvert 3. sekund. Du skal gennemføre en hudtoneaflæsning for at forlade DVALEN.



Ansichtsbehandling (kun kvinder)

Brug af Venus Naked Skin® til at fjerne uønsket hårvækst kræver omhu og særlige retningslinjer for at undgå eventuelle uønskede reaktioner. Vi anbefaler, at du behandler andre områder på kroppen først, før du behandler ansigtet.

Undgå bruning inklusive udendørs solbadning, bruningsbehandlinger i en salon før og under behandlingen, eller brug af selvbruner-lotion eller -creme før og under behandlingen, da apparatet måske ikke virker for dig. Mørkere hud kan absorbere for meget lys, hvilket kan forårsage ubehag/smerte.

VIGTIGT:

- Brug ikke apparatet på øjebryn eller øjenområde, hovedbund, næsebor eller ører.
- Brug ikke apparatet på moder-mærker eller områder med mørkt pigment.

Før behandling

1. Find ud af, om ansigtet kan behandles ved hjælp af hudtoneskemaet og hudtonesensoren. Eftersom huden i ansigtet uundgåeligt udsættes for sollys, kan den være mørkere end andre områder på kroppen.
2. Udfør en hudtest: Test huden for reaktioner på et hårfrit område under øret (se kapitlet "Hudtest").
3. Vent 48 timer efter hudtesten, undersøg det behandlede område, og start behandling af overlæbe, hage eller kæbe, hvis området ser normalt ud.

Sådan kommer du i gang


1. Rens og fjern al kosmetik, lotion og creme (inklusive selvbruner) fra det område, du vil behandle.
2. Fjern eventuelt synligt hår.

3. Brug hudtonesensoren til at bekræfte, at huden kan behandles. Brug IKKE apparatet, hvis hudtonesensoren viser rød (IIIIII). Start altid med den laveste indstilling ved brug i ansigtet, uanset hvad hudtonesensoren siger. Det kan betyde, at du skal reducere energiniveauet manuelt til den laveste indstilling (IIII), hvis du har en lysere hudtone (I-IIII).

Det gør du ved at trykke på den hvide knap på hudtonesensoren, indtil du når den laveste indstilling (IIII).

Behandling af ansigt, hage og kæbe

1. Smør et tykt lag aktiveringsgel på det område, der skal behandles (se illustration nedenfor).



2. Tør overskydende gel af dine hænder.
3. Du kan vælge at bruge et spejl til at hjælpe med at placere håndsættet til behandling af områder i ansigtet.
4. Vælg et sted i kanten af det hudområde, du ønsker at behandle. Hold håndsættet tæt mod huden, så begge kontaktknapper i hjørnerne af behandlingsvinduet er placeret i aktiveringsgelen på huden. Det hvide lys på aktiveringsknappen betyder, at du har god kontakt. Hvis den hvide lampe ikke lyser, skal du justere håndsættet, så begge knapper forbliver i kontakt med huden.

VIGTIGT:

Luk øjnene eller kig den anden vej, før du trykker på aktiveringsknappen, da lyset er meget skarpt.

5. Tryk på aktiveringsknappen. Du fornemmer muligvis en varm følelse.

6. Fjern håndsættet fra huden.
7. Placer håndsættet på det næste ubehandlede område ved siden af (må ikke overlappe), og tryk på aktiveringsknappen. Fortsæt, indtil du har behandlet hele det ønskede område.

IMPORTANT:


Undgå at behandle det samme område to gange, da dette kan resultere i uønskede reaktioner.

8. Fjern eventuel overskydende aktiveringsgel fra håndsættet og det område, du har behandlet.

Behandling af overlæbe**VIGTIGT:**

- Undgå kontakt med læbe og næsebor. Det midterste område under næseborerne er ofte sensitivt.
- Brug ikke apparatet på permanent/halvpermanent lipliner på kanten af læben.

1. Smør et tykt lag aktiveringsgel på det område, der skal behandles (se illustration nedenfor).



TIP: Du kan presse læberne tæt sammen for at sikre, at lyset ikke aktiveres på selve overlæben.


2. Gentag trin 2-8 som vist for behandling af ansigt, hage og kæbe.

Behandling af hals og hage

Hårvækst under hagen kan være tættere og mere grov af natur, hvilket nogle gange kan medføre en let rødme i huden efter

behandling. Denne rødmen er midlertidig og bør være helt væk efter 24 timer.

1. Smør et tykt lag aktiveringsgel på det område, der skal behandles (se illustration nedenfor).



2. Gentag trin 2-8 som vist for behandling af ansigt, hage og kæbe.

BEMÆRK:

- Hvis der opstår rødmen eller en brændende fornemmelse, som varer i flere minutter, skal du dulme området med en kold vaskeklud eller lignende.
- Hvis du observerer pigmentforandringer i huden, f.eks. lysere eller mørkere områder, skal du holde op med at bruge apparatet. Kontakt din læge for at finde frem til årsagen, som kan skyldes en underliggende medicinsk tilstand.

Efter behandling

- Undgå brug af blegecremer eller peeling-produkter på det behandlede område i 24 timer efter behandling, da sådanne produkter kan forårsage irritation.
- Undgå direkte sollys i 24 timer efter behandling. Beskyt huden med en fugtighedscreme til ansigtet med SPF 15 eller højere med bredt dækkende solbeskyttelse.

Hudtest

Inden din første behandling anbefaler vi, at du tester din hud for reaktioner fra Venus Naked Skin® apparat og aktiveringsgel.

BEMÆRK: Test det område, du har planer om at behandle. Hudtestområdet bør være cirka 2,5 x 5 cm (svarende til størrelsen på to blink, ved siden af hinanden).

1. Kontroller først din hudtone, se side 71.
2. Forbered området, der skal behandles, ved at rengøre det og fjerne synlige hår. Dup huden tør med et håndklæde.
3. Påfør et tykt lag aktiveringsgel på området. GNUB DET IKKE IND. Gelen skal ligge i et tykt lag på huden for at sikre passende kontakt med håndsættet.
4. Hold håndsættet fast mod huden, så begge kontaktknapper i hjørnerne af behandlingsvinduet er i kontakt med huden. Aktiveringsknappen lyser HVIDT for at signalere, at du har passende kontakt. Hvis den hvide lampe ikke lyser, skal du justere håndsættet, så begge knapper forbliver i kontakt med huden.
5. Tryk på aktiveringsknappen én gang. Kig væk fra håndsættet for at undgå det skarpe lys. Du hører et klik og mærker måske en varm fornemmelse.
6. Fjern håndsættet fra huden.

VIGTIGT: Justering af behandlingsniveau

Følelsen af behandlingen kan variere afhængig af person og det behandlede område. Du opnår det bedste resultat ved at gennemføre behandlingen ved det højeste niveau, du føler behageligt.

Niveau I – Højeste styrkeindstilling
Niveau IIII – Laveste styrkeindstilling

Se trin 7 på side 72 om justering af behandlingsniveau.

7. Placer håndsættet på området ved siden af det område, du allerede har behandlet (Se **BEMÆRK** til venstre). Gentag trin 4 – 6.
8. Vent 48 timer og undersøg testområdet. Hvis huden virker normalt, kan du begynde din første behandling ved det højeste niveau, du føler behageligt. Hvis du oplever en hudreaktion, skal du stoppe med at bruge Venus Naked Skin® og kontakte din læge. **UNDGÅ** at behandle det område, du udførte hudtesten på i mindst én uge efter testen.

Vedligeholdelse og opbevaring

1. Når du har afsluttet behandlingen trækkes stikket ud af kontakten for at slukke for Venus Naked Skin® systemet.
2. Efter brug tørres håndsættet, behandlingsvinduet og basisenheden af med en serviet eller klud for at fjerne evt. overskydende gel på apparatet. Undgå at skylle eller nedsænke enheden eller håndsættet i vand eller anden væske.
3. Opbevar Venus Naked Skin® apparatet og V™ Aaktiveringsgelen køligt og tørt.

Behandlingsskema

Opstart

Brug Venus Naked Skin® hver anden uge til 6 – 12 behandlinger for at opnå det optimale resultat.

1 måned	2 måned	3 måned
1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14	8 9 10 11 12 13 14	8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21	15 16 17 18 19 20 21	15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28	22 23 24 25 26 27 28	22 23 24 25 26 27 28
29 30	29 30	29 30

Vedligeholdelse

Efter din opstartsfasen bruger du Venus Naked Skin® hver anden måned for fortsat at holde huden glat.

1 måned	2 måned	3 måned
1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14	8 9 10 11 12 13 14	8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21	15 16 17 18 19 20 21	15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28	22 23 24 25 26 27 28	22 23 24 25 26 27 28
29 30	29 30	29 30

4 måned	5 måned	6 måned
1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14	8 9 10 11 12 13 14	8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21	15 16 17 18 19 20 21	15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28	22 23 24 25 26 27 28	22 23 24 25 26 27 28
29 30	29 30	29 30

Fejlfinding

Følgende fejlfindingsguide anvendes i første omgang til at prøve at løse evt. problemer, der opstår med Venus Naked Skin®.

Problem	Løsning
Lampen på Venus Naked Skin® kontrolpanel lyser ikke.	Kontroller at der er tilsluttet strøm til apparatet. Kontroller at ledningen til Venus Naked Skin® basisenhed sidder korrekt.
Venus Naked Skin® fungerer ikke på små områder.	Af sikkerhedshensyn skal begge kontakter på håndsættet have positiv kontakt med huden. Hvis det hudområde, der skal behandles, er for lille til det, vil Venus Naked Skin® ikke udsende noget pulserende lys. Prøv at flytte håndsættet for at sikre, at begge knapper har kontakt med gelen i det behandlede område.
Basisenheden eller håndsættet til Venus Naked Skin® er i stykker, revnet eller virker defekt.	BRUG IKKE apparatet, hvis basisenheden, håndsættet, ledningen eller strømforsyningen er beskadiget. Hvis du er i tvivl om sikkerheden i din Venus Naked Skin® eller har mistanke om at apparatet er beskadiget, skal du ikke bruge det.
Den røde lampe på hudtone-sensoren er tændt eller blinker, og Venus Naked Skin® reagerer ikke.	Venus Naked Skin® står på STANDBY eller DVALE. Du genaktiverer apparatet ved at gennemføre en ny hudtoneaflysning som beskrevet på side 71 – 72 i denne bruger-vejledning.
Lamperne på Venus Naked Skin® kontrolpanel blinker i et ukendt mønster.	Venus Naked Skin® viser evt. fejlmeddelelser via kombinationer af lys på kontrolpanelet. Nedenstående tabel forklarer, hvad disse kombinationer betyder.
Der er en bemærkelsesværdig ændring i behandlingslysets intensitet.	Ring til kundeservice, du finder nummeret på side 81.

Strøm indstillingslamper	Forklaring
Alle lamper blinker i en tilfældig rækkefølge, og enheden virker ikke.	Apparatet er beskadiget og skal indleveres til reparation. Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger.
Alle lamper er slukket.	Strømforsyningen er ikke tilsluttet korrekt.
Indikatorlampe med hvid pære er tændt konstant.	Pæren leverer 50.000 blink. Indikatorlampen betyder, at 45.000 eller 90 % af pærens blink er opbrugt.
Indikatorlampe med hvid pære blinker.	Pærens levetid er udløbet.

Tekniske specifikationer

Venus Naked Skin® er et filtreret bredbånds intenst pulserende lyssystem med følgende tekniske specifikationer:

Repetitionshyppighed:	Manuel pulsering hvert 4 – 6 sekund i gennemsnit afhængig af betjeningstemperatur
Ledningsinput:	100 V – 240 V~, 1.3 – 0.55 A
Driftstemperatur:	mellem 15 °C og 30 °C
Luftfugtighed:	op til 85 % relativ luftfugtighed ikke kondenserende
Behandlingsområde (pletstørrelse):	3 cm ² (12 mm x 25 mm)

Systemet omfatter et sikkerhedssystem og kræver kontakt med huden dækket med et lag aktiveringsgel for at fungere korrekt. Brug kun gel, der er specielt udviklet til brug sammen med Venus Naked Skin®. Andre geler og cremer bør ikke anvendes.

Dette apparat er beregnet til en enkelt bruger.

Overholdelse:



CE-mærket certificerer, at dette apparat overholder følgende EEC-direktiver:

- Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC
- Elektromagnetisk kompatibilitetsdirektiv 2004/108/EC
- Direktiv for energiforbrugende produkt 2005/32/EC

Bortskaffelse (afsluttet funktionstid):

For at minimere risikoen for sundhed og miljø og sikre, at materialerne kan genbruges, bør dette produkt afleveres på en genbrugsstation, der modtager elektrisk og elektronisk udstyr.



Symbolet med affaldsbeholderen på hjul, der sidder på produktet, er for at minde dig om det.

Det installerede batteri i hudtonesensoren tages ud på en professionel genbrugsstation.

Kundeservice

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice på 80 34 76 11

Garanti


Vi yder 2 års garanti på dette produkt. Garantien træder i kraft på datoen for købet. Inden for garantiperioden udbedrer vi enhver defekt i apparatet, som kan tilskrives materiale- eller arbejdsmæssige fabriksfejl, enten ved reparation eller ved udskiftning af hele apparatet i henhold til vores skøn.

Garantien gælder i alle lande, hvor dette produkt sælges af Braun eller en Braun-forhandler.

Denne garanti dækker ikke: skader opstået ved fejlbetjening, normalt slid eller brug samt fejl, som har ringe effekt på apparatets værdi eller funktionsdygtighed. Pæren betragtes som en forbrugsdel i apparatet og er derfor ikke dækket af garantien. Garantien gælder ikke, hvis reparationer foretages af uautoriserede personer, og hvis der ikke anvendes originale Braun-reservedele.

Du kan finde flere oplysninger om brug af garantien i garantiperioden på www.braun.com.

Millaiselle iholle käsittely soveltuu?



Gillette
Venus

NAKED SKIN®

IPL-IHOKARVOJENPOISTOJÄRJESTELMÄ

designed by

BRAUN

Lue koko käyttöohje mukaan lukien kaikki varoitukset ja turvallisuusohjeet ennen ihokarvojen poistoa Venus Naked Skin® IPL-ihokarvojenpoistolaitteella.

Venus Naked Skin® IPL-ihokarvojenpoistolaite ei sovi kaikille. IPL-ihokarvojenpoisto toimii tehokkaimmin, kun käsiteltävä ihosävy on vaaleasta keskiruskeaan ja ihokarvat ovat tummia. Venus Naked Skin® ei tehoa alueilla, joissa ihokarvat ovat punaisia, erittäin vaaleita, harmaita tai valkoisia.

Voit tarkistaa, soveltuuko oma ihosävy käsiteltäväksi Venus Naked Skin® -laitteella, vertaamalla käsiteltävän alueen ihosävyä vasemmalla olevaan sävykaavioon. Jos olet epävarma siitä, sopiiko laite sinulle, ota Brauniin yhteyttä soittamalla sivun 101 ilmaiseen palvelunumeroon tai kysy asiaa lääkäriltä.

VAROITUS – ÄLÄ KÄYTÄ:

Älä käytä laitetta, jos käsiteltävän ihon sävy on tummempi kuin ihosävykaavioon sävy (IV). Tätä tummempi iho imee itseensä käsittelyn aikana liian paljon valoenergiaa ja voi vaurioitua. Ihoon voi syntyä palovamma tai arpi tai ihonväri voi muuttua.

Koska kasvojen alueen iho voi olla herkempi, käytä laitetta muulla kehon alueella ennen kuin käsittelet ylähuulen, poskien tai leuan aluetta. Lukeaksesi erilliset kasvojen alueen käyttöohjeet, katso kohta ”Kasvojen käsitteleminen”.

Tervetuloa käyttämään Gillette Venus Naked Skin® -laitetta

IPL-tekniikkaa käyttävä Venus Naked Skin® -ihokarvanpoistolaite on ensiluokkainen kauneudenhoitotuote. Venus Naked Skin® takaa sileän ihon vuodenajasta riippumatta, joten bikinikausi voi nyt kestää koko vuoden. Ryhdy siis toimeen... ja ihastu jatkuvasti sileän ihon huoliteltuun ulkonäköön ja pehmeyteen. Nauti kauniista ihostasi!

Lue lisää tuotteesta ja lataa ilmainen Naked Skin® -sovellus osoitteesta www.braun.com



Sisällysluettelo

Kenelle Gillette Venus Naked Skin® ei sovi (Kontraindikaatiot)	86
Ennen kuin aloitat (varoitukset ja varotoimenpiteet)	86
Varoitukset.....	86
Varotoimenpiteet	87
Sähkö- ja paloturvallisuus	88
Mahdolliset sivuvaikutukset	89
Mahdollisia sivuvaikutuksia ovat esimerkiksi:	89
Mitä tehdä, jos sivuvaikutuksia esiintyy	89
Gillette Venus Naked Skin® -laitteen esittely	90
Miten se toimii?	90
Millaisia tuloksia voin odottaa	91
Käyttö	91
Valmistelut	91
Asetukset.....	91
Tarkista ihosävy	91
Käsittely.....	93
Kasvojen käsitteleminen (vain naiset)	95
Kokeilu pienellä alueella	97
Käsittelyaikataulu	98
Aloitusvaihe	98
Ylläpito	98
Ongelmanratkaisu	99
Tekniset tiedot	100
Asiakastuki	101
Takuu	101

Kenelle Gillette Venus Naked Skin® ei sovi (Kontraindikaatiot)

- **ÄLÄ KÄYTÄ** laitetta hiuspohjan, kulmakarvojen tai silmien/silmäkuoppien läheisyydessä. Laitteen käyttö näillä alueilla saattaa vahingoittaa silmiä pysyvästi.
- **ÄLÄ KÄYTÄ** jos ihosävyysi on tumma (lisätietoja on sivulla 82 olevassa ihosävykaaviossa.). Tumma iho saattaa imeä itseensä käsittelyn aikana liian paljon valoenergiaa ja vaurioitua. Ihon voi syntyä palovamma tai arpi tai ihonväri voi muuttua.
- **ÄLÄ KÄYTÄ** jos sairastat tai olet sairastanut ihosyöpää tai sinulla on syövän esiasteiksi luokiteltavia ihovaurioita (esimerkiksi nevi tai runsaasti luomia). Keskustele asiasta ennen laitteen käytön aloittamista lääkärin kanssa, jos sinulla on lääkitys johonkin krooniseen sairauteen.
- **ÄLÄ KÄYTÄ** jos olet raskaana, imetät tai olet alle 18-vuotias, sillä laitetta ei ole testattu kyseisillä ryhmillä.

Ennen kuin aloitat (varoitukset ja varotoimenpiteet)

VARIOITUKSET

- **ÄLÄ KÄYTÄ** Venus Naked Skin® -laitetta, jos ihosi on tummempi kuin ihosävykaavion tumma sävy (IIII) tai jos ihosävyn tunnistimen punainen valo (IIIII) palaa. Tumma iho imee itseensä enemmän valoenergiaa, minkä vuoksi tumman ihon käsittely Venus Naked Skin® -laitteella voi aiheuttaa epämukavan tunteen tai kipua tai vahingoittaa ihoa (esim. palovamma, ihon värimuutos tai arpi).
- **ÄLÄ KÄYTÄ** Venus Naked Skin® -laitetta, jos olet äskettäin hankkinut rusketuksen ottamalla aurinkoa tai käyttämällä keino-rusketusta. Rusketunut iho on normaalia tummempi ja siksi alttiimpi Venus Naked Skin® -laitteen käytön aikana syntyville vaurioille. Rusketuneen ihon käsittely Venus Naked Skin® -laitteella saattaa aiheuttaa epämukavan tunteen tai kipua tai vaurioittaa ihoa (palovamma, ihon värimuutos tai arpi).

Vältä käsitellyn ihoalueen suoraa altistusta auringonvalolle Venus Naked Skin® -käsittelyn jälkeen. Ihosi saattaa olla Venus Naked Skin® -käsittelyn jälkeen tavallista herkempi auringonvalolle ja auringonvalo voi aiheuttaa esimerkiksi ihon palamista

tai rakkuloita. Suojaa ihoa käyttämällä voidetta, jonka suojakerroin on vähintään 15.

- **ÄLÄ KÄSITTELE** Venus Naked Skin® -laitteella:
 - punaisia ihokarvoja
 - harmaita tai valkoisia ihokarvoja
 - erittäin vaaleita ihokarvoja

Venus Naked Skin® ei tehoa tämän värisiin ihokarvoihin. Käyttämällä laitetta tämän värisiin ihokarvoihin altistat itsesi laitteen mahdollisille sivuvaikutuksille hyötymättä tuotteen käytöstä.

- **ÄLÄ KÄYTÄ** Venus Naked Skin® -laitetta suoraan nännien, sukupuolielinten tai peräaukon alueella. Kyseisten alueiden iho voi olla tavallista ihosävyäsi tummempaa ja niiden karvoitus on usein muita ihoalueita tiheämpää. Ihokarvojen poisto laitteella näiltä alueilta saattaa aiheuttaa epämukavan tunteen tai kipua tai vaurioittaa ihoa (palovamma, ihon värimuutos tai arpi).
- **ÄLÄ KÄYTÄ** Venus Naked Skin® -laitetta:
 - käsiteltävän alueen tummissa tai mustissa kohdissa, kuten piamien, syntymämerkkien tai känsien kohdalla.

- jos sinulla on jokin krooninen ihosairaus (esimerkiksi psoriaasi tai vitiligo eli valkopälvi) tai jos käsiteltävällä iholla on vaurioita (iho on esimerkiksi palanut auringossa, siinä on naarmuja, avohaavoja tai aktiivinen tulehdus).
- alueella, jossa on suonikohjuja.
- kohdassa, jossa on tatuointi tai kestopigmentointi eli kestomeikki.
- jos kärsit valoherkyydestä tai jos sinulla on lääkitys, joka herkistää ihon auringonvalolle (topikaalisia retinoideja sisältävät tuotteet, kuten Retin A, Accutane)
- alueella, jossa on tehty ihonkuorinta.

Jos jokin yllä mainituista pätee sinuun, Venus Naked Skin® voi vaurioittaa ihoasi tai pahentaa nykyistä ongelmaa. Laitteen käyttö saattaa aiheuttaa sivuvaikutuksia, kuten palovammoja, rakkuloita, ihon värimuutoksia (hyper- tai hypopigmentaatio) tai ihon arpeutumista.

- **ÄLÄ katso suoraan laitteen lasisuo-**
dattimeen tai yritä aktivoida laitetta siten, että osoitat sillä silmiä. Silmien suojaamiseksi Venus Naked Skin® -laitteen turvamekanismi sallii laitteen aktivoitumisen vain, kun kummatkin laitteen pohjassa olevat kosketuspalkit koskettavat ihoa. LOPETA välittömästi laitteen käyttö ja ota yhteys jälleenmyyjään, jos laite aktivoituu ILMAN, että kummatkin kosketuspalkit koskettavat ihoa.
- **ÄLÄ KÄYTÄ** Venus Naked Skin® -laitetta samalle alueelle useammin kuin kerran viikossa. Käyttö useammin kuin kerran viikossa ei nopeuta tulosten näkymistä ja saattaa lisätä ihon vaurioitumisen riskiä.

VAROTOIMENPITEET

- Vältä ihon rusketamista (auringonotto tai esimerkiksi kauneushoitolassa tehty keino-rusketus) ennen karvanpoistokäsittelyä ja käsittelyn jatkuessa. Älä myöskään käytä aurinkovoiteita ennen karvanpoistokäsittelyä tai niin kauan,

kun karvanpoistokäsittely jatkuu, sillä laite ei silloin välttämättä tehoa. Tummat ihosävyt saattavat lisäksi imeä itseensä liian paljon valoenergiaa, mikä voi aiheuttaa epämukavan tunteen tai kipua tai vaurioittaa ihoa (esimerkiksi palovamma, ihon värimuutos tai arpi).

- Jos sinulla on jokin pitkäaikainen ja säännöllinen lääkitys, tarkista lääkäriltäsi, voiko lääkitys herkistää ihoasi auringonvalolle.
- Laitetta ei ole tarkoitettu alle 18-vuotiaiden tai sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Lapsia tulisi valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki laitteella. Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta aina, kun laitetta ei käytetä. Säilytä laite lasten ulottumattomissa.
- Älä korvaa geeliä millään muulla geelillä, voiteella tai aineella. Käytä ainoastaan geeliä, joka on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Venus Naked Skin® -laitteen kanssa.
- Varo, ettei geeliä joudu silmiin. Jos geeliä joutuu vahingossa silmiin, huuhtelee runsaalla vedellä. Lopeta geelin ja laitteen käyttö, jos ihoärsytystä tai ihottumaa ilmenee. Jos oireet jatkuvat, käänny lääkärin puoleen.
- Tarkista säännöllisesti, ettei laitteessa ja johdoissa ole näkyviä vahingoittumisen merkkejä. Jos vahingoittumisen merkkejä tai halkeamia ilmaantuu, lopeta laitteen käyttö ja anna se valtuutetun huoltoliikkeen tarkistettavaksi ja korjattavaksi. Saat lisätietoja asiasta soittamalla sivulla 101 näkyvään ilmaiseen palvelunumeroon. Valtuuttamaton huoltotyö voi aiheuttaa vakavia vaaratilanteita käyttäjälle.
- Vältä 24 tunnin ajan käsittelyn jälkeen ihonhoitotuotteita ja asioita, jotka voivat

aiheuttaa ihoärsytystä. Näitä ovat esimerkiksi:

- saunassa käynti ja poreammeen käyttö
- vartalonmyönteisten tiukkojen vaatteiden käyttö
- vaalennusvoiteiden, hajustettujen tuotteiden ja kuorintatuotteiden käyttö

Nämä voivat aiheuttaa käsiteltyjen alueiden ärsytystä, kuten punoitusta ja kutinaa.

Sähkö- ja paloturvallisuus

Tiettyjä varotoimenpiteitä tulee aina noudattaa sähkölaitteita käytettäessä turvallisen käytön varmistamiseksi.

VAARA:

Älä koskaan avaa Venus Naked Skin® -laitetta, sillä voit joutua alttiiksi vaarallisille sähkökomponenteille tai valopulssille, jotka voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai pysyvän silmävamman.

- **ÄLÄ KÄYTÄ** tuotetta, jos sen jalustassa on halkeamia, jos käsiosan johdot ovat vaurioituneet (laitteen sisäiset johdot ovat näkyvissä), jos käsiosan lasi on rikki tai halkeillut tai jos laitteessa näkyy muita vaurioita. Laitteen sisällä olevien osien sähkövaraus on vaarallisen korkea. Vaurioituneen laitteen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun.

- **ÄLÄ KÄYTÄ** Venus Naked Skin® -laitetta kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan lähellä tai muualla veden läheisyydessä. Älä käytä Venus Naked Skin® -laitetta, jos se kastuu. Märän laitteen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun.



- **ÄLÄ KÄYTÄ**, jos jalusta tai käsiosa kuumenevat niin paljon, että niiden koskettaminen on epämiellyttävää. Laite saattaa ylikuumentua ja aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.

- **ÄLÄ KÄYTÄ** muuta virtälähdettä kuin laitteen mukana toimitettu Cyden Type 6027..., joka on tarkoitettu käytettäväksi Venus Naked Skin® -laitteen (Tyypin 6028...) kanssa. Muun virtälähteen käyttö saattaa vaurioittaa jalustaa ja aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.

- **ÄLÄ KÄYTÄ** öljypohjaisia tai syttyviä puhdistusaineita, sillä ne voivat aiheuttaa tulipalon vaaran.

- **ÄLÄ KÄYTÄ** hankaavia puhdistusaineita. Ne voivat vahingoittaa laitetta tai naarmuttaa käsiosan lasi-ikkunaa. Vahingoittunutta laitetta ei saa käyttää. Vaurioituneen laitteen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun.

- **ÄLÄ TUKI** käsiosan ilmanvaihtoaukkoja. Laite saattaa ylikuumentua ja aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.

HUOMAUTUS:

- Venus Naked Skin® on suunniteltu käytettäväksi alueilla, joissa sähkövirran jännite on 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz. Tarkista, että todellinen syöttöjännite on tämän alueen rajoissa.
- Irrota Venus Naked Skin® -laitteen virtajohto aina pistorasiasta, kun et käytä laitetta.

MAHDOLLISET SIVUVAIKUTUKSET

Venus Naked Skin® on tehokas laite. Joillakin käyttäjillä voi Venus Naked Skin® -laitteen käytön aikana esiintyä epämuksuvia tuntemuksia, kuten ihon kuumotusta tai punoitusta; tämä on normaalia. Valopulssin aktivoimisen yhteydessä voi tuntua lämpöä ja kihelmöintiä sekä myöhemmin ihon punoitusta. Nämä oireet häviävät yleensä 24 tunnin kuluessa. Haittavaikutukset ilmaantuvat yleensä välittömästi tai 24 tunnin kuluessa. Joskus harvoin haittavaikutuksia saattaa ilmaantua vasta 72 tunnin kuluttua laitteen käytöstä.

MAHDOLLISIA SIVUVAIKUTUKSIA OVAT ESIMERKIKSI:

- epä mukava tunne tai kipu käsiteltävällä alueella
- kutina käsiteltävällä alueella
- ihon kuumotus ja punoitus, joka jatkuu yli 24 tuntia.

Harvinaisia haittavaikutuksia:

- rakkuloiden muodostuminen iholle tai palovammat
- turvotus ja/tai mustelmat
- ihon pigmentti(väri)muutokset käsiteltävällä alueella.

MITÄ TEHDÄ, JOS SIVUVAIKUTUKSIA ESIINTYY


Sivuvaikutus	Arvio tilanteesta ja toimintaohje
Käsittelyn aikana esiintyvä lämmön tunne ja kihelmöinti, joka tyypillisesti häviää muutaman sekunnin kuluessa tai yhden minuutin kuluttua ja jonka voimakkuus vähenee, kun laitteen käyttöä jatketaan.	Nämä ovat IPL (Intense Pulsed Light) -tekniikkaa käyttävien ihokarvanpoistolaitteiden odotettuja ja normaaleja sivuvaikutuksia. Voit jatkaa laitteen käyttöä sen käyttöohjeiden mukaisesti.
Epämukavuuden tunne tai kipu on <u>erittäin voimakasta</u> ja jatkuu käsittelyn jälkeen.	Lopeta laitteen käyttö ja kysy neuvoa lääkäriltä, ennen kuin käytät laitetta uudelleen.
Ihon punoitus käsittelyn aikana tai sen jälkeen. Punoitus häviää muutamien minuuttien kuluessa tai pisimmillään useiden tuntien kuluttua.	Nämä ovat IPL-tekniikkaa käyttävien karvanpoistolaitteiden odotettuja ja normaaleja sivuvaikutuksia. Voit jatkaa laitteen käyttöä sen käyttöohjeiden mukaisesti, kun ihon punoitus on hävinnyt.
Ihon punoitus, joka <u>ei häviä</u> 24 – 48 tunnin kuluessa käsittelystä.	Lopeta laitteen käyttö ja kysy neuvoa lääkäriltä, ennen kuin käytät laitetta uudelleen.
Hyvin harvinaisia haittavaikutuksia:	
Karvatupen ympäristön turpoaminen ja punoitus. Oireet häviävät kahden tai kolmen päivän kuluessa.	Voit jatkaa laitteen käyttöä sen käyttöohjeiden mukaisesti, kun karvatupen ympäristön turvotus ja punoitus on hävinnyt.
Karvatupen ympäristön turpoaminen ja punoitus. Oireet <u>eivät häviä</u> kahden tai kolmen päivän kuluessa.	Lopeta laitteen käyttö ja kysy neuvoa lääkäriltä, ennen kuin käytät laitetta uudelleen.
Väliaikaiset <u>muutokset</u> ihonvärissä (vaaleneminen tai tummentuminen).	Jos ihonvärisi muuttuu, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin.
Karvoituksen <u>lisääntyminen</u> käsitellyillä alueilla (todennäköisimmin henkilöillä, joilla on perimää Välimeren alueen maista).	Jos karvoituksen lisääntyminen jatkuu useiden käsittelykertojen jälkeenkin, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin.

Gillette Venus Naked Skin® -laitteen esittely

Venus Naked Skin® -laite käyttää Intense Pulsed Light (IPL) -valopulssitekniikkaa ihokarvoituksen poistamiseen. Se perustuu dermatologien ja muiden ammattilaisten ympäri maailman käyttämään ammattimaiseen valotekniikkaan.

Venus Naked Skin® -järjestelmä sisältää seuraavat osat:

1. Jalusta
2. Käsiosa (yhdistetty jalustaan)
3. Irrotettava ihosävyyn tunnistinosa (lisätietoja ihosävyyn tunnistimesta on sivulla 91)
4. Aktivointipainike
5. Virtalähde
6. Käsittelyikkuna
7. V™-aktivointigeeli
8. Käyttöohje



Miten se toimii?

Venus Naked Skin® -järjestelmä poistaa ihokarvat IPL (intense pulsed light) -tekniikalla, joka on sovellettu alan asiantuntijoiden käyttämästä IPL-tekniikasta. Se auttaa rajoittamaan ihokarvan uudelleenkasvua. Valoenergia siirtyy V™-aktivointigeelin välityksellä tummien ihokarvojen melaniiniin ja saa ihokarvat siirtymään lepotilaan.



ipulse™
Let your skin see the light

V™-aktivointigeeli

Venus Naked Skin® toimii yhdessä kirkkaan vesipohjaisen V™-aktivointigeelin kanssa, joka tehostaa käsittelyä edesauttamalla valon siirtymistä ihokarvaan.

Älä käytä Venus Naked Skin® -laitetta ilman aktivointigeeliä. Voit ostaa geeliä jälleenmyyjältä.

Millaisia tuloksia voinko odottaa


Ihokarvojen määrä voi vähentyä huomattavasti neljän käsittelykerran jälkeen. Ihokarvojen poiston pitkäkestoinen vaikutus alkaa 6–12 hoitokerran jälkeen. Jatka tämän jälkeen ylläpitohoitoa käsittelemällä ihokarvoja kerran kahdessa kuukaudessa ja ihosi pysyy kauniin sileänä jatkuvasti.

Käyttö

Valmistelu

Käsitteltävän alueen tulee olla puhdas ja kuiva eikä siinä saa olla ihokarvoja.

1. Poista näkyvät ihokarvat ennen Venus Naked Skin® -ihokarvanpoistolaitteen käyttöä. Ihokarvojen poistaminen varmistaa valon pääsemisen karvatuppeen käsittelyn aikana.
2. Puhdista käsiteltävä alue ja taputtele kuivaksi.



Asetukset


Virran kytkeminen laitteeseen:

1. Aseta laite tukevalle alustalle. Käsiosan tulee olla kunnolla sille varatussa tilassa jalustassa.
2. Kytke virtalähde sähköpistorasiaan. Ihosävyyn tunnistimen PUNAINEN valo syttyy. Tämä osoittaa laitteen olevan VALMIUStilassa. Ihosävy on tarkistettava, ennen kuin laitetta voi käyttää.

Tarkista ihosävy


IHOSÄVYN TUNNISTIMEN KÄYTTÖ

Venus Naked Skin® -laitteeseen sisältyy ihosävyyn tunnistin, joka auttaa valitsemaan iholle sopivan käsittelyasetuksen.



Ihosävyyn määrittäminen:

1. Irrota ihosävyyn tunnistin jalustasta. Ihosävyyn tunnistimen PUNAINEN valo sammuu. Laite on nyt käyttövalmis.



2. Aseta Ihosävyyn tunnistimen ikkuna kuivalle ja puhtaalle alueelle, jonka haluat käsitellä. Jotta käsittely olisi mahdollisimman mukavaa ja turvallista, käytä tunnistuksessa aina tummintaa ihokohdasta, esimerkiksi alaraajojen ulkoreunaa, kun mittaat jalkojen ihon tummuutta, ja kädenselkää, kun mittaat käsien ihon tummuutta. Kasvojen alueella, tee testi posken tai lähuulen alueella.

3. Voit lukea mittaustuloksen painamalla ihosävyn tunnistinpainiketta:

- Jos esiin tulee VALKOINEN valo (asetukset I, II, III, IIII), kyseisen alueen ihosävy soveltuu käsiteltäväksi.




- Jos esiin tulee PUNAINEN valo, kyseisen alueen ihosävy ei sovellu käsiteltäväksi.



4. TÄRKEÄÄ: Mittaus on tehtävä uudelleen, kun siirryt käsittelemään jotakin toista kehon osaa.

HUOMAA: Kaikkien valojen palaminen tarkoittaa, että mittaus ei ole kelvollinen. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että ihosävyn tunnistimen ihokontakti ei ole riittävän hyvä.



5. Aseta ihosävyn tunnistin takaisin jalustaan. Ihosävyn tunnistinpainikkeeseen syttyä VALKOINEN valo merkitsee siitä, että laite on käyttövalmis. Ihokarvojen poistolaitteen tehoasetus mukautuu automaattisesti ihosävyn tunnistimen mittaustuloksen mukaan. Valkoinen asetusvalo osoittaa tehoasetuksen.

6. Varmista tulos vertaamalla käsitellyn alueen ihosävyä ihosävykaavioon.

TÄRKEÄÄ:

Jos ihosävyn tunnistimen määrittämä sävy eroaa ihosävykaavion väristä, on aina käytettävä tummemman sävyn asetusta / asetusta, joka on suurempi (tummemman sävyn asetus lähettää vähemmän valoenergiaa). Jos esimerkiksi ihosävyn tunnistin ilmoittaa asetukseksi (III) ja ihosävykaavion mukaan oikea asetus on (IIII), käytä asetusta (IIII).

7. Paina ihosävyn tunnistinpainiketta useita kertoja, kunnes oikea ihosävyasetus tulee näkyviin.

Ihosävyn tunnistimen arvot I – IIII.

- Asetus I** on TEHOKKAIN asetus ja se on tarkoitettu ihosävykaavion mukaisesti vaaleaihaisille henkilöille – Ihosävy 1.
- Asetus II** on KESKITASON tehoasetus ja se on tarkoitettu ihosävykaavion mukaisesti henkilöille, joiden iho on keskiruskea – Ihosävy 2.
- Asetus III** on ALHAISEMPI tehoasetus ja se on tarkoitettu ihosävykaavion mukaisesti henkilöille, joiden iho on tummempi – Ihosävy 3.
- Asetus IIII** on ALHAISIN tehoasetus ja se on tarkoitettu ihosävykaavion mukaisesti henkilöille, joiden iho on kaikkein tummin – Ihosävy 4.

HUOMAA: Voit valita ihosävyn tunnistimen tulosta suuremman numeron eli tummemman ihon asetuksen, jolloin laite lähettää vähemmän valoenergiaa. Et voi valita pienempää numeroa eli vaaleamman ihon asetusta.

VALMIUSTILA

Kun ihosävyn tunnistin on paikallaan jalustassa eikä mitään toimintoa tehdä 10 minuutin aikana, laite siirtyy takaisin VALMIUSTilaan. Tämän osoituksena PUNAINEN valo palaa. Ihosävy on tarkistettava, ennen kuin laitetta voi käyttää uudelleen.



Käsittely

Ennen ensimmäistä käsittelykertaa on suositeltavaa kokeilla laitetta pienellä alueella sitä kehon osaa, jota aiot käsitellä. Löydät lisätietoja koekäytöstä sivulta 97.

Voit aloittaa käsittelyn, kun olet määrittänyt oikean ihosävyn ja valmistellut käsiteltävän alueen.



- Levitä iholle paksu kerros aktivointigeeliä. ÄLÄ HANKAA GEELIÄ IHOON. Geeliä on oltava iholla paksu kerros, jotta kontakti käsiosan kanssa on asianmukainen.
- Wipe excess gel from your hands.




TÄRKEÄÄ:

Käytä ainoastaan tämän laitteen kanssa käytettäväksi tarkoitettua aktivointigeeliä. Voit estää geeliä kuivumasta käsittelemällä suuret alueet osa kerrallaan.

3. Valitse jokin kohta käsiteltävän alueen reunasta. Aseta käsiosa tukevasti ihoa vasten siten, että kummatkin käsitteilyikkunan ulkukulmien kosketuspalkit koskettavat ihoa. VALKOINEN valo osoittaa, että ihon ja laitteen välillä on asianmukainen kontakti. Jos valkoinen valo ei syty, muuta käsiosan asentoa, jotta kummatkin palkit koskettavat ihoa.




4. Paina aktivointipainiketta kerran. Käänä katse pois päin käsiosasta, jotta et vahingossa katso kirkkaaseen valoon. Kuulet napsahduksen ja ihoa saattaa kuumottaa.



- Poista käsiosa iholta. Kaksi kosketuspalkkia ja käsittelyikkuna jättävät aktivointigeeliin jäljet, jotta voit helposti seurata käsittelyn etenemistä.
- Venus Naked Skin® -laitetta tulisi käyttää iholla etenemällä järjestelmällisesti riveittäin. Seuraava käsittelykohta tulisi olla heti edellisen kohdan jälkeen. Käsitteltävien kohtien väliin ei tulisi jäädä aukkoja. Aseta käsiosa ihoa vasten siten, että käsittelyikkunan reuna ja kaksi kosketuspalkkia ovat samassa linjassa edellisen käsittelykohdan merkkien kanssa.

VAROITUS:



Älä käsittele samaa kohtaa enempää kuin kerran yhden ja saman käsittelyn aikana. Näin voit välttää mahdollisia sivuvaikutuksia ihosta.

LOPETA KÄYTTÖ VÄLITTÖMÄSTI, jos ihoon muodostuu rakkuloita tai palovammoja. Hoida aluetta viilentävillä geelipakkauksilla ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

- Laitteen uudelleenlataus kestää noin 4 – 6 sekuntia, minkä jälkeen laite voidaan aktivoida uudelleen. Ihosävyyn tunnistinpainikkeen vilkkuminen osoittaa, että laitteen uudelleenlataus on meneillään. Laitetta voidaan käyttää uudelleen, kun VALKOINEN valo palaa tasaisesti. Toista yllä kuvatut toimet, kunnes olet käsitellyt haluamasi alueen loppuun. Tarkista silloin tällöin, että käsittelyikkuna on puhdas ja poista mahdolliset roskat pyyhkimällä ikkunaa.



- Kun olet käsitellyt koko haluamasi alueen, pyyhi alue puhtaaksi geelistä. Pyyhi myös käsiosaan mahdollisesti tarttunut aktivointigeeli pois. Aseta käsiosa jalustaan.
- Tarkista käsitellyltä alueelta, onko ihosi reagoinut jotenkin käsittelyyn. Jos huomaat sivuvaikutuksia, katso lisä tietoja tämän käyttöoppaan sivulta 89.

LEPOTILAN AIKAKATKAISU

- Laite siirtyy vain vähän energiaa kuluttavaan lepotilaan, kun se ei ole ollut aktiivinen 55 minuuttiin. Tämä tarkoittaa, että mitään laitteen painikkeita ei ole painettu tai ihosävyyn tunnistinta ei ole irrotettu tai asetettu paikalleen.
- Laitteen kaikki valot ovat sammutettuja LEPOtilan aikana, ainoastaan ihosävyyn tunnistimen PUNAINEN valo vilkkuu kerran kolmessa sekunnissa. LEPOtilasta poistuminen edellyttää ihosävyyn mittaamista.



Kasvojen käsitteleminen (vain naiset)

Venus Naken Skin® -laitteen käyttö ei-toivottujen karvojen poistamiseksi kasvojen alueelta vaatii erityistä huolellisuutta ja ohjeistusta haitallisten vaikutusten välttämiseksi. On suositeltavaa käsitellä jokin muu kehon alue ennen kasvojen alueen käsittelyä.

Vältä ihon ruskettamista (auringonotto tai esimerkiksi kauneushoitolassa tehty keinorusketus) ennen karvanpoisto-käsittelyä ja käsittelyn jatkuessa. Älä myöskään käytä aurinkovoiteita ennen karvanpoistokäsittelyä tai niin kauan, kun karvanpoistokäsittely jatkuu, sillä laite ei silloin välttämättä tehoa. Tummat ihosävyt saattavat lisäksi imeä itseensä liian paljon valoenergiaa, mikä voi aiheuttaa epämu-kavan tunteen tai kipua.

TÄRKEÄÄ:

- Älä käsittele kulmakarvoja tai silmien, hiuspohjan, sierainten tai korvien ympärillä olevia alueita.
- Älä käsittele yntymämerkkejä tai tummia (pigmentoituja) kohtia.

Ennen käsittelyä


- Tarkista voitko käsitellä kasvoja ihosävykaavion ja ihosävyntunnistimen avulla. Koska kasvoja on vaikea suojata auringolta, iho on kasvoissa usein tummempi kuin muissa kehon osissa.
- Tee testi pienelle, karvattomalle, korvan alapuoliselle alueelle (katso kohta "Kokeilu pienellä alueella").
- Kun olet kokeillut laitetta pienelle alueelle odota 48 tuntia, tutki käsittelemäsi alue ja jos se vaikuttaa normaalilta, voit aloittaa käsittelyn ylähuulen, poskien tai leuan alueella.

Valmistelut

- Poista kaikki kosmetiikka ja voiteet (mukaan lukien itsestäänruskettavat aineet) alueelta, jonka haluat käsitellä.
 - Poista näkyvät ihokarvat.
 - Tarkista ihosävyntunnistimen avulla käsiteltävän alueen soveltuvuus. ÄLÄ käytä laitetta, jos ihosävyntunnistimen punainen valo palaa (IIIIII). Aloita aina kasvojen käsittely alimmalla teholla, huolimatta ihosävyntutauksen tuloksesta. Saatat joutua asettamaan tehon manuaalisesti alimmalle asetukselle (IIII) tai vaaleammalle ihosävyille (I-III).
- Paina valkoista ihosävyntunnistinpainiketta useita kertoja, kunnes alin asetus tulee näkyviin (IIII).

Kasvojen, poskien ja leuan käsittely

- Levitä käsiteltävälle ihoalueelle paksu kerros aktivointigeeliä. (katso alla olevaa kuvaa).



- Pyyhi ylimääräinen geeli käsistäsi.
- Kasvojen ihoalueita käsiteltäessä käytä tarvittaessa peiliä käsiosan asettamiseksi oikein.
- Valitse kohta käsiteltävän alueen reunasta. Aseta käsiosa tukevasti ihoa vasten siten, että kummatkin käsittelyikkunan ulkokulmien kosketuspalkit koskettavat käsiteltävällä iholla olevaa aktivointigeeliä. Aktivointipainikkeen VALKOINEN valo osoittaa, että ihon ja laitteen välillä on asianmukainen kontakti. Jos valkoinen valo ei syty, muuta käsiosan asentoa, jotta kummatkin palkit koskettavat ihoa.

TÄRKEÄÄ:

Ennen kuin painat aktivointipainiketta sulje silmäsi tai käännä katse pois päin käsiosasta, sillä valo on erittäin kirkas.

5. Paina aktivointipainiketta. Ihoa saattaa kuumottaa.
6. Poista käsiosa iholta.
7. Aseta käsiosa edellisen käsittelykohdan välittömään läheisyyteen (älä käsittele samaa aluetta uudelleen) ja paina aktivointipainiketta. Jatka kunnes olet käsitellyt koko haluamasi alueen.

TÄRKEÄÄ:


Vältä saman alueen käsittelemistä kahdesti, koska sillä saattaa olla haitallisia vaikutuksia.

8. Pyyhi ylimääräinen aktivointigeeli pois käsiosasta ja käsittelemättäsi alueelta.

Ylähuulen alueen käsittely**TÄRKEÄÄ:**

- Vältä käyttöä huulien ja sierainten kohdalla. Sierainten välissä oleva ihoalue on usein erittäin herkkä.
- Älä käytä huulten ääriiviivojen ympärillä olevan tatuoinnin tai kestopigmentoinnin kohdalla.

1. Levitä käsiteltävälle ihoalueelle paksu kerros aktivointigeeliä. (katso alla olevaa kuvaa).




VIHJE: urista huulesi yhteen varmistaaksesi ettei valo pääse käsittelemään ylähuulta.

2. Toista kasvojen, poskien ja leuan alueen käsittelyä koskevat kohdat 2-8.

Kaulan ja leuan käsittely

Leuan alla oleva karvoitus voi olla tiheämpää ja karheampaa, mikä saattaa käsittelyn jälkeen joskus johtaa lievään punoitukseen. Tämän punoitus on väliaikaista ja sen tulisi hävitä 24 tunnin sisällä.

1. Levitä käsiteltävälle ihoalueelle paksu kerros aktivointigeeliä. (katso alla olevaa kuvaa).



2. Toista kasvojen, poskien ja leuan alueen käsittelyä koskevat kohdat 2-8.

HUOMAA:

- Jos käsitellyllä alueella esiintyy useamman minuutin ajan kestävää punaisuutta tai polttelua, rauhoita aluetta viileän pyyhkeen tai tupon avulla.
- Lopeta laitteen käyttö, jos huomaat ihossasi värimuutoksia, esim. ihon tummumista tai vaalenemista. Hakeudu lääkäriin selvittääksesi, ettei värimuutoksen taustalla ole sairautta.

Käsittelyn jälkeen

- Vältä käsittelyn jälkeen vaalennusvoiteiden tai kuorivien aineiden käyttöä käsitellyllä alueella 24 tunnin ajan, sillä se voi aiheuttaa ihoärsytystä.
- ältä käsittelyn jälkeen suoraa auringonvaloa 24 tunnin ajan. Ihon suojelemiseksi, käytä käsittelyn jälkeen aurinkosuojaa, jossa on vähintään.

Kokeilu pienellä alueella

Venus Naked Skin® -laitetta ja aktivointigeeliä kannattaa kokeilla pienellä alueella ennen ensimmäistä käsittelykertaa, jotta saat selville, miten ihosi reagoi käsittelyyn.

HUOMAA: Tee testi sillä alueella, jota aiot käsitellä. Kokeilualueen tulisi olla kooltaan noin 2,5 X 5 cm (vastaa kahta vierekkäin tehtyä käsittelyä).

1. Tarkista ensin ihosävy. Lisätietoja on sivulla 91.
2. Valmistele käsiteltävä alue puhdistamalla se ja poistamalla näkyvät ihokarvat. Taputtele alue kuivaksi pyyhkeellä.
3. Levitä iholle paksu kerros aktivointigeeliä. ÄLÄ HANKAA GEELIÄ IHOON. Geeliä on oltava iholle paksu kerros, jotta kontakti käsiosan kanssa on asianmukainen.
4. Aseta käsiosa tukevasti ihoa vasten siten, että kummatkin käsittelyikkunan ulkokulmien kosketuspalkit koskettavat ihoa. Aktivointipainikkeen VALKOINEN valo osoittaa, että ihon ja laitteen välillä on asianmukainen kontakti. Jos valkoinen valo ei syty, muuta käsiosan asentoa, jotta kummatkin palkit koskettavat ihoa.
5. Paina aktivointipainiketta kerran. Käännä katse pois päin käsiosasta, jotta et vahingossa katso kirkkaaseen valoon. Kuulet napsahduksen ja ihoa saattaa kuumottaa.

TÄRKEÄÄ: Käsittelyvoimakkuuden säätö

Käsittelyn aiheuttamat tuntemukset voivat vaihdella henkilöiden välillä ja sen mukaan, mitä aluetta kulloinkin käsitellään. Saat parhaat tulokset käyttämällä käsittelyssä mahdollisimman tehokasta asetusta, joka tuntuu mukavalta.

Taso I – Tehokkain asetus
Taso III – Alhaisin tehoasetus

Voit muuttaa käsittelyn tehoasetusta. Lisätietoja on sivun 92 kohdassa 7.

6. Poista käsiosa iholta
7. Aseta käsiosa edellisen käsittelykohdan välittömään läheisyyteen (lisätietoja vasemmalla olevassa HUOMAUTUKSESSA). Toista kohdat 4-6.
8. Tarkista testialue 48 tunnin kuluttua. Jos iho näyttää normaaliilta, voit aloittaa ensimmäisen käsittelyn käyttämällä mahdollisimman tehokasta asetusta, joka tuntuu mukavalta. Jos ihosi reagoi käsittelyyn, lopeta Venus Naked Skin® -laitteen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin. ÄLÄ käsittele testialuetta uudelleen vähintään viikkoon testin jälkeen.

Hoito ja säilytys

1. Kun lopetat käsittelyn, irrota verkkojohto sähköpistorasiasta ja katkaise virta Venus Naked Skin® -laitteesta.
2. Pyyhi käsiosa, käsittelyikkuna ja jalusta käytön jälkeen puhtaaksi geelistä paperinenäliinalla tai kankaalla. Älä huuhtelee jalustaa tai käsiosaa vedessä tai muussa nesteessä tai upota niitä veteen tai muuhun nesteeseen.
3. Säilytä Venus Naked Skin® -laitetta ja V™-aktivointigeeliä viileässä ja kuivassa paikassa.

Käsittelyaikataulu

Aloituspaihe

Saat parhaat tulokset käsiteltyäsi ihokarvoja Venus Naked Skin® -laitteella kerran kahdessa viikossa yhteensä noin 6 – 12 hoitokertaa.

1 kuukausi	2 kuukausi	3 kuukausi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ylläpito

Aloituspaiheen jälkeen voit ylläpitää ihon sileyttä käsittelemällä ihokarvoja Venus Naked Skin® -laitteella kerran joka toinen kuukausi.

1 kuukausi	2 kuukausi	3 kuukausi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	5 kuukausi	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	

Ongelmanratkaisu

Mikäli Venus Naked Skin® -laitteen käytön aikana ilmenee ongelmia, tarkista ensin mahdollinen ratkaisu alla olevasta taulukosta.

Ongelma	Ratkaisu
Venus Naked Skin® -ohjauspaneelin valot eivät pala.	Varmista, että virtajohto on liitetty. Varmista, että virtajohto on liitetty oikein Venus Naked Skin® -jalustaan.
Venus Naked Skin® ei toimi pienillä alueilla.	Laitteen turvallisen käytön takaamiseksi käsiosan kummankin kosketuspalkin on kosketettava ihoa asianmukaisella tavalla. Jos käsiteltävä alue ei ole riittävän iso ja jompikumpi kosketuspalkki ei kosketa ihoa oikealla tavalla, Venus Naked Skin® ei tuota valopulsseja. Vaihda käsiosan asentoa siten, että kumpikin kosketuspalkki koskettaa käsiteltävälle alueelle levitettyä geeliä.
Venus Naked Skin® -jalusta tai käsiosa on rikki, siinä on halkeamia tai se on viallinen.	ÄLÄ KÄYTÄ laitetta, jos jalusta, käsiosa, liitoskaapeli tai virtajohto on vahingoittunut. Älä käytä Venus Naked Skin® -laitetta, jos epäilet, että sen käyttö ei ole turvallista tai että laite on vaurioitunut..
Ihosävyn tunnistimen punainen valo palaa tai vilkkuu, eikä Venus Naked Skin® reagoi mihinkään.	Venus Naked Skin® on siirtynyt VALMIUS- tai LEPOtilaan. Voit aktivoida laitteen uudelleen mittaamalla ihosävyn tummuuden tämän käyttöoppaan sivuilla 91 – 92 kuvatulla tavalla.
Venus Naked Skin® -ohjauspaneelin valot palavat tai vilkkuvat epätavallisesti.	Venus Naked Skin® kertoo mahdolliset virhesanomien ohjauspaneelin valojen avulla. Alla olevasta taulukosta näkyvät valoyhdistelmien merkitykset.
Käsittelyvalon voimakkuus muuttuu huomattavasti.	Soita asiakastukeen. Asiakastuen puhelinnumeron löydät sivulta 101.

Tehoasetusvalot	Selitys
Kaikki valot palavat, mikään valo ei pala tai valot palavat sattu-manvaraisessa järjestyksessä eikä laite toimi.	Laitte on vaurioitunut ja se tulee toimittaa huoltoon korjattavaksi. Saat lisätietoja jälleenmyyjältä.
Mikään valo ei pala.	Laitetta ei ole yhdistetty oikein verkkovirtaan.
Käsittelylampun valkoinen ilmaisvalo palaa jatkuvasti.	Lamppu tuottaa 50 000 välähdystä. Tämän valon palaminen ilmoittaa, että lamppu on välähtänyt 45 000 kertaa eli 90 % sen käyttöiästään on kulunut.
Käsittelylampun valkoinen ilmaisvalo vilkkuu.	Lampun käyttöikä on päättynyt.

Tekniset tiedot

Venus Naked Skin® on tehokkaita valopulsseja tuottava järjestelmä, jonka sisältämä valo on suodatettua ja laajakaistaista:

Toistotaajuus:	Manuaalinen pulssin laukaisu keskimäärin joka 4.–6. sekunti käyttölämpötilasta riippuen
Virransyöttö:	100 V – 240 V~, 1,3 – 0,55 A
Käyttölämpötila:	15°C – 30°C
Käyttökosteus:	enintään 85 % (suhteellinen kosteus, ei kondensoiva)
Käsittelyalue (käsittelykohdan koko):	3 cm ² (12 mm x 25 mm)

Laitteessa on turvajärjestelmä ja laite toimii oikein vain, kun se koskettaa asianmukaisella tavalla iholle levitettyä aktivointigeeliä. Käytä ainoastaan geelejä, jotka on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Venus Naked Skin® -laitteen kanssa. Älä käytä muita geelejä tai voiteita.

Tämä tuote on tarkoitettu vain yhden käyttäjän käyttöön.

Vaativuustienmukaisuus:



CE-merkintä todistaa, että tämä laite on seuraavien direktiivien mukainen:

- Matalajännitedirektiivi 2006/95/EC
- Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva EMC-direktiivi 2004/108/EC
- Energiaa käyttäviä tuotteita koskeva direktiivi 2005/32/EC

Tuotteiden hävittäminen (käyttöön loppuminen):

Terveystta ja ympäristöä uhkaavien riskien vähentämiseksi tämä tuote tulisi toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromulle tarkoitettuun erilliseen keräyspisteeseen.



Tuotteesta löytyvä roskakorin merkki muistuttaa asianmukaisesta kierrätystavasta.

Ammattimainen kierrätyspiste poistaa ihosävyyn tunnistimen sisällä olevan pariston.

Asiakastuki

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentteja, ota yhteyttä asiakastukeemme soittamalla numeroon 0800 937 86

Takuu







Tuotteen takuu on voimassa kahden vuoden ajan hankintapäivästä. Korjaamme tämän takuuajan sisällä maksutta laitteessa ilmenevät materiaali- tai työviat joko korjaamalla laitteen tai vaihtamalla sen kokonaan uuteen.

Takuu on voimassa kaikissa maissa, joissa Braun tai sen valtuuttama jälleenmyyjä myy tätä laitetta.

Takuun piiriin eivät kuulu: viat, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä tai normaalista kulumisesta. Takuu ei myöskään kata sellaisia vikoja, jotka eivät merkittävästi vaikuta laitteen arvoon tai toimintaan. Lamppu on kulutusosa eikä tämän vuoksi sisälly takuuseen. Tämä takuu raukeaa, jos valtuuttamaton henkilö on tehnyt korjaustyön tai jos alkuperäisiä Braun-osia ei ole käytetty.

Saat lisätietoja siitä, miten laitteen huolto toimii takuuajana, vieraillemalla seuraavassa sivustossa www.braun.com.

Hudens lämplighet

Hudtonstabell	Hudnyansinställning
	I ✓
	II ✓
	III ✓
	IIII ✓
	✗
	✗

ANVÄND INTE



Läs igenom hela användarhandboken inklusive alla varningar och all säkerhetsinformation före användning av Venus Naked Skin® hårborttagningssystem med intensiva ljuspulseringar.

Venus Naked Skin® hårborttagningssystem med intensiva ljuspulseringar passar inte för alla hudtoner och hårfärger. Systemet arbetar effektivt på ljusa till medium hudtoner och mörka hårfärger. Venus Naked Skin® har ingen effekt på behandlingsområden med rött, ljusblont, grått eller vitt hår.

Jämför behandlingsområdets hudton med tabellen (till vänster) så ser du om du kan använda Venus Naked Skin®. Om du är osäker på om du kan använda behandlingsapparaten, kan du ringa gratisnumret på sidan 121 eller pratar med en läkare.

VARNING – ANVÄND EJ:

om huden som ska behandlas har en mörkare ton än hudton (IIII) enligt hudtonstabellen. Mörkare hudtoner absorberar för mycket ljusenergi under behandlingen och detta kan ge skador på huden (t ex. brännskada, missfärgning eller ärr). Eftersom huden i ansiktet kan vara känsligare – använd först apparaten på andra delar av kroppen innan du behandlar överläppen, hakan eller käken. För särskilda instruktioner hur apparaten används i ansiktet – se avsnittet "Behandling av ansiktshår"

Välkommen till Gillette Venus Naked Skin®

Välkommen till en förstklassig
skönhetsbehandling med ditt nya Venus
Naked Skin® hårborttagningssystem
med intensiva ljuspulseringar. Med
Venus Naked Skin® kan du ha len
hud varje dag – så att du är klar för
badsäsong året om! Det är bara att
börja... du kommer älska både hur det
ser ut och känslan av att ha en långvarigt
len hud.

Det är verkligen härligt!

För mer information och för att ladda ner gratis-appen Naked Skin®,
besök www.braun.com



Innehåll

När ska Gillette Venus Naked Skin® inte användas? (Kontraindikationer)	106
Innan du börjar (varningar och försiktighetsåtgärder)	106
Varningar	106
Säkerhetsåtgärder	107
El- och Brandsäkerhet	108
Möjliga biverkningar	109
Möjliga biverkningar omfattar:	109
Vad du ska göra om det uppstår en biverkning	109
Presentation av Gillette Venus Naked Skin®	110
Så fungerar det	110
Vad du kan förvänta dig	111
Hur du använder apparaten	111
Komma igång	111
Förberedelse	111
Bestämma din hudton	111
Behandling	113
Behandling av ansiktshår (endast kvinnor)	115
Hudtest	117
Behandlingsschema	118
Starta behandlingen	118
Skötsel	118
Felsökning	119
Tekniska specifikationer	120
Kundtjänst	121
Garanti	121

När ska Gillette Venus Naked Skin® inte användas? (Kontraindikationer.)

- **ANVÄND INTE** apparaten på hårbotten, ögonbrynen eller i närheten av ögat eller ögonhålan. Användning i dessa områden kan resultera i permanenta ögonskador.
- **ANVÄND INTE** om du har en mörkare hudton (se hudtonstabellen på sidan 102). Mörk hud kan absorbera för mycket ljusenergi under behandlingen och detta kan skada huden (t.ex. ge brännskada, missfärgning eller ärr).
- **ANVÄND INTE** om du har eller har haft hudcancer eller hudförändringar som skulle kunna utvecklas till cancer (s.k. precancerösa läsioner) t.ex. nevi eller många födelsemärken/leverfläckar. Om du tar läkemedel mot någon kronisk sjukdom bör du rådgöra med din läkare innan du börjar använda apparaten.
- **ANVÄND INTE** om du är gravid, ammar eller under 18 år eftersom apparaten inte har testats på dessa grupper.

Innan du börjar (varningar och försiktighetsåtgärder)

VARNINGAR

- **ANVÄND INTE** Venus Naked Skin® om din hudton är mörkare än den mörkaste hudtonen (IIII) som visas i hudtonstabellen, eller om den röda inställningslampan (IIII) på hudtonssensorn lyser. Eftersom mörk hud absorberar mer ljusenergi kan behandling av mörk hud med Venus Naked Skin® ge besvär/smärta eller skada huden (t.ex. ge brännskada, missfärgning eller ärr).
- **ANVÄND INTE** Venus Naked Skin® om du nyligen har solat eller använt brun utan sol-produkter. Eftersom solbrun hud är mörkare finns det större risk för skador vid användning av Venus Naked Skin®. Om du behandlar solbrun hud med Venus Naked Skin® kan du få besvär/smärtor eller skada huden (t.ex. brännskada, missfärgning eller ärr).

Efter behandling med Venus Naked Skin® ska du undvika att utsätta huden för direkt solljus. Behandling med Venus Naked Skin® kan göra huden mer känslig för sol och ge biverkningar som brännskador eller blåsor. Använd solskydd (solskyddsfaktor 15 eller högre) eller täck över huden.

- **ANVÄND INTE** Venus Naked Skin® på:
 - rött hår
 - grått eller vitt hår
 - ljusblont hår

Venus Naked Skin® är inte effektiv på dessa hårfärger. Användning av produkten på dessa hårfärger gör att du är utsatt för riskerna men inte får glädje av fördelarna.

- **ANVÄND INTE** Venus Naked Skin® direkt på bröstvårtorna, könsorganen eller runt analöppningen (anus). Dessa hudområden kan ha en mörkare hudfärg och/eller tätare hårväxt och användning av apparaten på dessa områden kan ge besvär/smärta eller skada huden (t.ex. ge brännskada, missfärgning eller ärr).
- **ANVÄND INTE** Venus Naked Skin®:
 - på mörkbruna eller svarta fläckar så som fräckar, födelsemärken, leverfläckar eller vårtor i de områden du vill behandla.
 - om du har en kronisk hudsjukdom (t.ex. psoriasis eller vitiligo) eller skadad hud (t.ex. solskador, skärsår, öppna sår eller pågående

infektioner) i de hudområden du vill behandla.

- om du har åderbräck i det område du vill behandla.
- på tatuering eller permanent makeup i det område du vill behandla.
- om du har en känd överkänslighet mot solljus (ljusöverkänslighet) eller tar läkemedel som gör huden känsligare, t.ex. Roaccutan (Isotretinoin) och/eller andra topikal retinoider.
- om du har gjort en peelingbehandling på det område du vill behandla.

Om något av ovanstående passar in på dig kan Venus Naked Skin® skada din hud eller förvärra befintliga tillstånd. Du kan drabbas av biverkningar så som brännskador, blåsor och förändringar av hudfärgen (hyper- eller hypopigmentering) eller ärrbildning.

- **TITTA INTE direkt in i glasfiltret** på handenheten eller försök att aktivera den riktad mot dina eller någon annans ögon. För att skydda dina och andras ögon, kan Venus Naked Skin®-handenheten endast aktiveras när båda kontaktfälten längst ner på handenheten är placerade mot huden. Om handenheten någon gång skulle aktiveras UTAN att båda fälten har kontakt med huden, ska du omedelbart SLUTA ANVÄNDA apparaten och kontakta återförsäljaren.
- **ANVÄND INTE** Venus Naked Skin® mer än en gång i veckan på samma område. Tätare användning ger inte snabbare resultat men det kan öka risken för hudskador.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

- Undvik all solning av huden, inklusive solning utomhus, solarie- eller brun utan sol-behandlingar på salong före och under behandling, användning av brun utan sol-preparat före eller under behandling, eftersom apparaten då

kanske inte kan användas på din hud. Dessutom kan mörk hud absorbera för mycket ljusenergi vilket kan ge besvär/smärta eller skada huden (t.ex. ge brännskada, missfärgning eller ärr)

- Om du tar något slags läkemedel regelbundet och över en längre tidsperiod ska du kontakta din läkare för att utesluta att läkemedlet påverkar din huds ljuskänslighet.
- Apparaten är inte avsedd att användas av personer som är under 18 år eller personer (inklusive barn) med reducerad fysisk, mental eller känselförmåga, eller som saknar nödvändig erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller har fått anvisningar om hur apparaten ska användas av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med apparaten. Dra alltid ur kontakten när apparaten inte används. Apparaten bör förvaras på ett säkert ställe otillgängligt för barn.
- Ersätt inte aktiveringsgelen med andra geler, krämer eller lotioner. Använd endast aktiveringsgelen som är särskilt utvecklad för användning med Venus Naked Skin®.
- Se till att du inte får gelen i ögonen. Om du skulle få gel i ögonen, skölja noga med vatten. Om du utvecklar hudirritation eller hudutslag, sluta använd gelen och apparaten. Ta kontakt med läkare om symtomen kvarstår.
- Kontrollera regelbundet om apparaten och sladdarna har några synliga tecken på skador. Om du ser skador eller sprickor ska du sluta använda apparaten och låta en auktoriserad servicetekniker titta på den och vid behov reparera den. Ring telefonnumret på sidan 121 om du behöver hjälp. Reparationer som utförs av obehöriga kan leda till stora risker för användaren.
- Undvik alla aktiviteter och produkter som kan irritera huden i 24 timmar efter

behandlingen. Detta omfattar bl.a.:

- varma bad eller bastubad
- att bära åtsittande kläder
- användning av blekande kräm, parfymade produkter eller peelingprodukter

Ovanstående kan ge upphov till hudirritation, så som klåda och rodnad i de behandlade områdena.

EL- OCH BRANDSÄKERHET

Som med alla elektriska apparater måste vissa försiktighetsåtgärder vidtas för att garantera säkerheten.

FARA:

Öppna aldrig Venus Naked Skin®-apparaten eftersom detta innebär att du kan exponeras för farliga elektriska komponenter och pulserande ljusenergi, som båda var för sig kan orsaka allvarliga kroppsskador och/eller bestående ögonskada.

- **ANVÄND INTE** apparaten om den är skadad; till exempel har en sprucken basenhet, skadad sladd till handenheten (de inre kabeltrådarna syns), sprucket eller trasigt glas på handenheten, osv. Apparaten inre delar innehåller elektriska laddningar som är farliga. Om du använder en skadad apparat kan du utsättas för elektriska stötar.

- **ANVÄND INTE** Venus Naked Skin® i eller i närheten av badkar, duschar, bassänger eller andra behållare som innehåller vatten. Om Venus Naked Skin® blir våt får den inte användas. Användning av en våt apparat kan resultera i elektriska stötar.



- **ANVÄND INTE** produkten om basenheten eller handenheten skulle bli obehagligt varm att ta i. Apparaten kan överhettas och utgöra en fara för elektriska stötar eller brandrisk.
 - **ANVÄND INTE** något annat nätaggregat än det medföljande Cyden typ 6027...-aggregatet för användning tillsammans med Venus Naked Skin® typ 6028... . Enheten kan skadas och utgöra en fara för elektriska stötar eller brandrisk.
 - **ANVÄND INTE** petroleumbaserade eller lättantändliga rengöringsmedel eftersom de utgör en brandrisk.
 - **ANVÄND INTE** abrasiva rengöringsmedel. De kan skada apparaten eller repa glasfönstret på handenheten. Skadade apparater får inte användas. Om du använder en skadad apparat kan du utsättas för elektriska stötar.
 - **TÄCK INTE FÖR** ventilationsöppningarna på handenheten. Apparaten kan överhettas och utgöra en fara för elektriska stötar (elchock) eller brandrisk.
- OBSERVERA:**
- Venus Naked Skin® är konstruerad för användning där spänningen på elnätet är 100 V till 240 V AC, 50/60 Hz. Kontrollera att den faktiska nätspänningen är inom detta intervall.
 - Dra alltid ur kontakten till Venus Naked Skin® när den inte används.

MÖJLIGA BIVERKNINGAR

Venus Naked Skin® är en kraftfull apparat. Vissa personer kan känna lätt obehag (t ex. av värme eller hudrodnad) när de använder Venus Naked Skin®-detta är normalt. Du kan känna värme och stickningar när ljuspulsen aktiveras. Det kan åtföljas av hudrodnad. Den här typen av reaktion försvinner vanligtvis inom 24 timmar. Biverkningar uppträder vanligtvis omedelbart eller inom 24 timmar. I sällsynta fall kan det ta upp till 72 timmar innan de uppstår.

MÖJLIGA BIVERKNINGAR OMFATTAR:

- obehag/smärta på det behandlade området
- klåda på det behandlade området
- värme eller rodnad som kvarstår efter de första 24 timmarna

I sällsynta fall:

- blåsor eller brännskador på huden
- svullnad och/eller blåmärken
- pigmentförändringar (färgförändringar) på det behandlade hudområdet

VAD DU SKA GÖRA OM DET UPPSTÅR EN BIVERKNING


Biverkning	Hur den bedöms och vad du ska göra
Varm eller stickande känsla under behandling som vanligtvis försvinner efter ett par sekunder upp till en minut och minskar vid fortsatt användning.	Detta är en förväntad reaktion som är normal vid behandling med alla IPL-hårbortagningsapparater. Du kan fortsätta använda apparaten enligt anvisningarna.
Obehag och smärta som är intensiv under behandlingen och kvarstår efter behandlingen.	Sluta använda apparaten och rådgör med en läkare innan du använder den igen.
Hudrodnad under eller efter behandlingen, som försvinner inom ett par minuter upp till efter flera timmar.	Detta är en förväntad reaktion som är normal vid behandling med alla IPL-hårbortagningsapparater. Du kan fortsätta använda apparaten enligt anvisningarna när hudrodnaden har försvunnit.
Hudrodnad som <u>inte går bort</u> inom 24 – 48 timmar efter behandlingen.	Sluta använda apparaten och rådgör med en läkare innan du använder den igen.
I mycket sällsynta fall:	
Svullnad och rodnad runt hårsäcken, som försvinner inom två till tre dagar.	Du kan fortsätta använda apparaten enligt anvisningarna när svullnaden och rodnaden runt hårsäcken har försvunnit.
Svullnad och rodnad runt h hårsäcken, som inte försvinner inom två till tre dagar.	Sluta använda apparaten och rådgör med en läkare innan du använder den igen.
Tillfälliga <u>förändringar</u> i hudfärg (huden blir ljusare eller mörkare).	Om din hud ändrar färg ska du sluta använda apparaten och råd göra med en läkare.
<u>Ökning</u> av hårväxten i de behandlade områdena (vanligare hos personer med ursprung från områdena kring Medelhavet).	Om ökningen kvarstår efter flera behandlingstillfällen, avbryt användningen av apparaten och råd gör med din läkare.

Presentation av Gillette Venus Naked Skin®

Venus Naked Skin®-apparaten är utrustad med intensiva ljuspulseringar, (IPL, Intense Pulsed Light), som har sitt ursprung i den professionella ljusteknik som hudläkare/dermatologer över hela världen använder för behandling av oönskad förekomst av hår.

Venus Naked Skin®-system innehåller:

1. Basenhet
2. Handenhet (ansluten till basenheten)
3. Avtagbar hudtonssensor (se sidan 111 för mer information om hudtonssensorn)
4. Aktiveringsknapp
5. Nätaggregat
6. Behandlingsfönster
7. V™ aktiveringsgel
8. Användarhandbok



Så fungerar det

Venus Naked Skin® IPL-systemet har sitt ursprung i professionell IPL-teknologi och hjälper till att bryta hårstråets återväxtcykel. Ljusenergin överförs genom V™ aktiveringsgelen för att nå melaninet i mörkt hår och för att hjälpa till att försätta håret i vila.



ipulse™
Let your skin see the light

V™ aktiveringsgel

Venus Naked Skin® levereras med V™ aktiveringsgel. Det är en genomskinlig, vattenbaserad gel som gör det möjligt för ljuset att föras över till kroppshåret under behandlingen så att effekten blir optimal.

Du ska inte använda Venus Naked Skin® utan den särskilda aktiveringsgelen. Gelen finns att köpa hos din återförsäljare.

Vad du kan förvänta dig


Du bör se en märkbar hårminskning efter fyra behandlingstillfällen och en långvarig hårborttagning efter 6 – 12 behandlingar. Fortsätt behandlingen varannan månad för att underhålla resultatet och få njuta av långvarigt len, vacker hud.

Hur du använder apparaten

Komma igång

Behandlingsområdet ska vara rent, fritt från hår och torrt.

1. Avlägsna allt synligt hår på området innan du använder Venus Naked Skin®. Det garanterar att ljuset når hårsäcken under behandlingen.
2. Rengör behandlingsområdet och klappa torrt.



Förberedelse


Starta apparaten:

1. Ställ apparaten på en stadig yta. Handenheten ska sitta säkert i sin hållare på basenheten.
2. Koppla in nätaggregatet till ett eluttag. Hudtonssensorn kommer att lysa RÖTT för att visa STANDBY-läge. Innan du börjar behöver du göra en avläsning av hudtonen.

Bestämma din hudton

ANVÄNDA HUDTONSSENSORN

Venus Naked Skin® har en integrerad hudtonssensor som är konstruerad för att hjälpa dig att välja rätt hudtonsställning för din hud.



Så här mäter du på din hud:

1. Ta av hudtonssensorn från basenheten. Den RÖDA lampan på hudtonssensorn kommer att släckas för att visa att sensorn är klar att använda.



2. Placera hudtonssensorns fönster på det rena, torra hudområde som du vill behandla. Av säkerhets- och bekvämlighetsskäl ska du alltid välja det mörkaste hudpartiet, t ex utsidan på underbenet när du ska behandla benen och baksidan på handen när du ska behandla armarna. För användning i ansiktet – gör ett test på kinden eller överläppen.

3. Tryck på knappen för hudtonssensorn för att göra en avläsning av din hudton:

- Om en VIT lampa lyser (inställningarna I, II, III, IIII) är hudtonen i detta område lämplig för behandling.



- Om en RÖD lampa lyser, betyder det att hudtonen i detta område INTE är lämplig för behandling.



4. VIKTIGT: Innan du behandlar någon annan kroppsdel måste du göra en ny mätning på det stället.

OBS: Om alla lampor tänds betyder det att den utförda mätningen inte är godkänd, t ex. att hudtonssensorn inte har tillräcklig kontakt.



5. Sätt tillbaka hudtonssensorn i basenheten. Knappen för hudtonssensorn kommer att lysa VIT när enheten är klar att använda. Apparats inställningar kommer automatiskt att ställa in sig efter hudtonssensorns avläsning. Den vita inställningslampan visar den inställda effekten.

6. Dubbelkolla resultatet genom att jämföra hudtonen på det behandlade området mot hudtonstabellen.

VIKTIGT: Om det är skillnad mellan den hudton som identifierats av hudtonssensorn och den du ser på hudtonstabellen, ska du alltid använda det högre numret/mörkare toninställningen (som avger mindre ljusenergi). Till exempel: om hudtonssensorn visar (III) och hudtonstabellen visar (IIII), ska du använda (IIII).

7. Tryck upprepat på hudtonssensor-knappen till den rätta hudtonsställningen kommer upp.

I – IIII på hudnyanssensorn.

- **Inställning I** är den HÖGSTA effektinställningen och är till för människor med ljus hy, så som det visas på hudtonstabellen – hudnyans 1.
- **Inställning II** är den MELLERSTA effektinställningen och är till för människor med medium hudton så som det visas på hudtonstabellen – hudton 2.
- **Inställning III** är en LÄGRE effektinställning och är till för människor med mörkare hy, så som det visas på hudtonstabellen – hudnyans 3.
- **Inställning IIII** är den LÄGSTA effektinställningen och är till för människor med mörkare hy så som det visas på hudtonstabellen – hudnyans 4.

OBS: Du kan välja ett högre nummer/mörkare toninställning (avger mindre ljusenergi) än ditt avläsningsresultat med hudtonssensorn, men ett lägre nummer/ljusare hudtonsställning får inte väljas.

STANDBY-LÄGE

När hudtonssensorn är placerad i basenheten kommer handenheten att gå i STANDBY (beredskapsläge) efter 10 minuters inaktivitet (detta visas med RÖD lampa). En ny avläsning av hudton måste göras för att aktivera enheten på nytt.




Behandling

Före den första behandlingen rekommenderar vi att du gör ett hudtest på ett mindre hudområde på den kroppsdel du tänker behandla. Se sidan 117 för mer information om hudtestet.

När du har rätt hudtonsställning och du har förberett hudområdet kan behandlingen påbörjas.



1. Applicera ett tjockt lager aktiveringsgel på området. GNID INTE IN GELEN. Gelen ska ligga kvar i ett tjockt skikt på huden för att säkerställa ordentlig kontakt med handenheten.




VIKTIGT:

Använd enbart aktiveringsgelen som är särskilt anpassad för att användas med den här apparaten. För att gelen inte ska hinna torka ska du dela upp och behandla större områden i sektioner.


2. Torka av överflödigt gel från händerna.
3. Välj en punkt i utkanten av behandlingsområdet. Placera handenheten stadigt mot huden så att båda kontaktfälten i de yttre hörnen av behandlingsfönstret har kontakt med huden. En VIT lampa visar att du har ordentlig kontakt. Om den vita lampan inte tänds ska du justera handenheten så att båda kontaktfälten får kontakt med huden.



4. Tryck en gång på aktiveringsknappen. Rikta blicken bort ifrån handenheten för att undvika det starka ljuset. Du kommer att höra ett klick och kan känna värme.



5. Ta bort handenheten från huden. De två kontaktfälten och behandlingsfönstret kommer att lämna märken i aktiveringsgelen vilket hjälper dig att enkelt se vilka områden du redan behandlat.
6. Venus Naked Skin® bör användas på huden i sammanhängande rader. Nästa behandlingsområde bör angränsa till det föregående. Det ska inte vara några mellanrum mellan behandlingsområdena. När du placerar handenheten på huden ska kanten på behandlingsfönstret och de två kontaktfälten ligga i linje med märkena från det tidigare behandlingsområdet.



VARNING:

ANVÄND INTE apparaten på samma ställe mer än en gång, för att undvika eventuella biverkningar på huden. Om du får blåsor eller det bränner på huden ska du AVBRYTA BEHANDLINGEN OMEDELBART. Kyl området med kylda gelpack. Rådgör genast med sjukvården.

7. Du måste vänta ungefär 4 – 6 sekunder innan enheten kan aktiveras. Hudtonssensorknappen blinkar för att visa att enheten håller på att ladda. När lampan lyser VIT konstant är den klar att användas på nytt. Upprepa förfarandet ovan tills du har avslutat behandlingen av det valda behandlingsområdet. Torka av behandlingsfönstret emellanåt för att säkerställa att det är rent och det inte har fastnat smuts eller gel på det.



8. När du är klar med behandlingen av ett hudområde torkar du bort aktiveringsgelen från handenheten och det område du har behandlat. Sätt tillbaka handenheten i basenheten.
9. Kontrollera det behandlade området för att se om du har fått någon hudreaktion. Om du upplever någon biverkning, läs sidan 109 i den här användarmanualen.

VILOLÄGE TIMEOUT

- När enheten lämnas "inaktiv" (dvs. att inga knappar trycks eller att hudtonssensorn inte tas ur/sätts tillbaka) under 55 minuter, går enheten in i SLEEP (viloläge) med liten strömförbrukning.
- I SLEEP är alla lampor släckta utom den RÖDA hudtonssensorknappen som blinkar en gång var tredje sekund. Du måste göra en hudtonsavläsning för att komma ur viloläget.



Behandling av ansiktshår (endast kvinnor)

Användning av Venus Naked Skin® för borttagning av oönskat ansiktshår kräver extra försiktighet och anvisningar för att förhindra eventuella biverkningar. Vi rekommenderar att du behandlar andra delar av kroppen innan du använder apparaten i ansiktet.

Undvik all solning av huden, inklusive solning utomhus, solarie- eller brun utan sol-behandlingar på salong före och under behandling, användning av brun utan sol-preparat före eller under behandling, eftersom det kan innebära att apparaten kanske inte kan användas på din hud. Mörkare hud kan absorbera för mycket ljus vilket kan ge besvär/smärta.

VIKTIGT:

- Behandla inte ögonbrynen eller området runt ögonen, hårbotten, näsborrarna eller öronen.
- Använd inte apparaten på födelsemärken, leverfläckar eller mörkare (pigmenterade) hudområden.

Före behandling


1. Fastställ först om ansiktet är lämpligt för behandling med hjälp av hudtonsdigrammet och hudtonssensorn. Eftersom ansiktet ofrånkomligen exponeras för solljus kan det ha en mörkare hudton än andra delar av kroppen.
2. Gör ett hudtest: Testa om huden reagerar på behandlingen på ett hårfritt område under örat (se avsnittet "Hudtest").
3. Vänta i 48 timmar och undersök det behandlade området. Om det ser normalt ut kan du börja behandling av överläppen, hakan eller käken.

Komma igång

1. Rengör huden från smink, lotion och krämer (inklusive brun utan sol-produkter) på det område du önskar behandla.
2. Ta bort synliga hårstrån.
3. Använd hudtonssensorn för att bekräfta att området är lämpligt för behandling. Använd INTE apparaten om hudtonssensorn visar rött (IIII). Börja alltid med den lägsta inställningen när du använder apparaten i ansiktet, oavsett vilket resultat hudtonssensorn ger. Detta kan innebära att du manuellt måste sänka energinivån till lägsta inställningen (IIII) om du har en ljusare hudton (I-III). Gör detta genom att trycka på den vita knappen på hudtonssensorn tills den lägsta inställningen aktiveras (IIII).

Behandling av ansikte, kind och käke

1. Applicera ett tjockt lager aktiveringsgel på det område du önskar behandla (se bild nedan).



2. Torka bort överflödigt gel från händerna.
3. En spegel kan användas för att underlätta placeringen av handenheten när du använder apparaten i ansiktet.
4. Välj en punkt i ytterkanten av behandlingsområdet. Placera handenheten tätt mot huden så att båda kontaktfälten på de yttre hörnen av behandlingsfönstret kommer i kontakt med aktiveringsgelen på huden. Den vita lampan på aktiveringsknappen visar att du har bra kontakt. Om den vita lampan inte tänds, justera handenheten så att båda kontaktfälten kommer i kontakt med huden.

VIKTIGT:

Innan du trycker på aktiveringsknappen – slut ögonen eller titta bort eftersom ljuset är mycket starkt.

- Tryck på aktiveringsknappen. Du kan komma att uppleva en känsla av värme.
- Ta bort handenheten från huden.
- Placera handenheten på nästa angränsande obehandlade område (undvik att överlappa) och tryck på aktiveringsknappen. Fortsätt tills du har behandlat hela det område du ville behandla.

VIKTIGT:


Undvik att behandla samma område två gånger eftersom det kan leda till biverkningar.

- Torka bort eventuell överflödig aktiveringsgel från handenheten och det behandlade området.

Behandling av överläppen**VIKTIGT:**

- Undvik att apparaten kommer i kontakt med läpparna och näsborrarna. Området mitt under näsan (philtrum) är ofta känsligt.
- Använd inte permanent/semipermanent lipliner i utkanten av läppen.

- Applicera ett tjockt lager aktiveringsgel på det område du önskar behandla (se bild nedan).




TIPS: Pressa ihop läpparna för att undvika att ljuset aktiveras på själva överläppen.

- Upprepa steg 2 – 8 som vid behandling av ansikte, kind och käke.

Behandling av hals och haka

Hårväxten under hakan kan vara tätare och vara grövre och detta kan ibland leda till en viss hudrodnad efter slutförd behandling. Hudrodnaden är tillfällig och bör försvinna helt efter 24 timmar.

- Applicera ett tjockt lager aktiveringsgel på det område du önskar behandla (se bild nedan).



- Upprepa steg 2 – 8 som vid behandling av ansikte, kind och käke.

OBS:

- Om du upplever rodnad eller sveda som varar i flera minuter – lägg på ett kylt omslag för att lindra besvären.
- Sluta använda apparaten om du noterar pigmentförändringar i huden, t.ex. att den blivit ljusare eller mörkare. Kontakta läkare för att fastställa orsaken, som kan vara ett underliggande medicinskt tillstånd.

Efter behandling

- Undvik blekande krämer eller peelingprodukter på det behandlade området i 24 timmar efter slutförd behandling eftersom detta kan orsaka hudirritation.
- Undvik direkt solexponering i 24 timmar efter slutförd behandling. Använd en ansiktskräm med SPF 15 eller högre solskyddsfaktor med bredspektrum för att skydda huden.

Hudtest

Före första behandlingen rekommenderar vi att du testar hur din hud reagerar på Venus Naked Skin® apparaten och aktiveringsgelen.

OBS: Testa på det område du har tänkt behandla. Området för hudtestet bör vara omkring 2,5 x 5 cm stort (samma storlek som på två parallella belysningar).

- Kontrollera först din hudton, se sidan 111.
- Förbered området som ska behandlas genom att rengöra det och avlägsna synligt hår. Klappa torrt med en handduk.
- Applicera ett tjockt lager aktiveringsgel på området. GNID INTE IN GELEN. Gelen ska vara kvar i ett tjockt skikt på huden för att säkerställa ordentlig kontakt med handenheten.
- Placera handenheten bestämt på huden så att båda kontaktfälten på de yttre hörnen av behandlingsfönstret har kontakt med huden. Aktiveringsknappen kommer att lysa med ett VITT sken när du har ordentlig kontakt. Om den vita lampan inte tänds ska du justera handenheten så att båda kontaktfälten får kontakt med huden.
- Tryck en gång på aktiveringsknappen. Rikta blicken bort ifrån handenheten för att undvika det starka ljuset. Du kommer att höra ett klick och kan känna värme.

VIKTIGT: Justering av behandlingsnivå

Hur behandlingen känns kan variera beroende på individ och behandlingsområde. Bästa resultat får du om du utför behandlingen med den högsta effekt som känns bra för dig.

Nivå I – högsta effektinställningen
Nivå IIII – lägsta effektinställningen

Hur man anpassar behandlingsnivå, se steg 7 på sidan 112.

- Ta bort handenheten från huden.
- Placera handenheten på det angränsande området till det område du redan har behandlat (se OBS till vänster). Upprepa stegen 4 – 6.
- Vänta 48 timmar och undersök sedan testområdet. Om huden verkar normal börjar du den första behandlingen på den högsta effekt som känns bra för dig. Om en hudreaktion utvecklas ska du sluta använda Venus Naked Skin® och rådgöra med din läkare.
ANVÄND INTE apparaten på det hudområde du utförde hudtestet. Vänta minst en vecka efter testet innan du behandlar området igen.

Skötsel och förvaring

1. När du är färdig med behandlingen stänger du av Venus Naked Skin® system genom att dra ur nätaggregatet ur eluttaget.
2. Efter användning torkar du av handenheten, behandlingsfönstret och basenheten med en pappersservett eller trasa för att avlägsna gel som sitter kvar på apparaten. Skölj eller doppa inte enheten eller handenheten i vatten eller någon annan vätska.
3. Förvara Venus Naked Skin®-apparaten och V™ aktiveringsgel svalt och torrt.

Behandlingsschema

Starta behandlingen

Använd Venus Naked Skin® varannan vecka till 6 – 12 behandlingar för ett optimalt resultat.

1:a månaden	2:e månaden	3:e månaden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Skötsel

Efter startfasen använder du Venus Naked Skin® en gång varannan månad för långvarigt len hud.

1:a månaden	2:e månaden	3:e månaden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
4:e månaden	5:e månaden	6:e månaden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Felsökning

Följande felsökningsvägledning bör användas först för att försöka hitta lösningen på ev. problem med din Venus Naked Skin®.

Problem	Lösning
Lamporna på kontrollpanelen på Venus Naked Skin® lyser inte.	Kontrollera att nätaggregatet är inkopplat. Kontrollera att elsladden till Venus Naked Skin®-basenheten sitter i ordentligt.
Venus Naked Skin® fungerar inte på små områden.	Av säkerhetsskäl ska båda kontaktfälten på handenheten ha kontakt med huden. Om det område du vill behandla är för litet för att de ska ha kontakt kommer Venus Naked Skin® inte att avge någon ljuspuls. Försök att flytta handenheten så att båda kontaktfälten får kontakt med gel på behandlingsområdet.
Basenheten eller handenheten på Venus Naked Skin® är trasig, sprucken eller verkar vara defekt.	ANVÄND INTE apparaten om basenheten, handenheten, elsladd eller nätaggregat är skadat. Om du är osäker på om Venus Naked Skin® är säker att använda eller misstänker att den är skadad på något sätt, ska du inte använda den.
Den röda lampan på hudtonssensorn har tänts eller blinkar och Venus Naked Skin® reagerar inte.	Venus Naked Skin® har gått in i STANDBY- eller SLEEP-läge. För att aktivera den på nytt gör du en ny godkänd hudtonsavläsning enligt beskrivningen på sidorna 111 – 112 i den här användarhandboken.
Lamporna på kontrollpanelen på Venus Naked Skin® är på eller blinkar på ett obekant sätt.	Venus Naked Skin® visar felmeddelanden genom att visa kombinationer av lampor på kontrollpanelen. Tabellen nedan förklarar vad de olika kombinationerna betyder.
Behandlingsljusets intensitet har förändrats märkbart.	Ring kundtjänstnumret på sidan 121.

Effektinställningslampor	Betydelse
Alla lampor tänds och släcks i en slumpmässig följd och enheten fungerar inte.	Apparaten är skadad och ska lämnas till lagning. Ta kontakt med din återförsäljare för mer information.
Alla lampor är AV.	Strömanslutningen är felaktigt gjord.
Den vita lampindikatorn är PÅ hela tiden.	Blixtlampan levererar 50 000 blixtrar. Detta indikerar att 45 000, eller 90 % av blixterna har använts.
Den vita lampindikatorn blinkar.	Blixtlampan är uttjänt.

Tekniska specifikationer

Venus Naked Skin® är ett system med filtrerat bredspektralt ljus med intensiva ljuspulseringar. Det har följande tekniska specifikationer

Repetitionsfrekvens:	Manuella pulseringar var 4 – 6 sekund i genomsnitt beroende på drifttemperatur
Strömförsörjning in :	100 V – 240 V~, 1.3 – 0.55 A
Drifttemperatur:	mellan 15 °C och 30 °C
Fuktighet under drift:	upp till 85 % relativ fuktighet, icke kondenserande
Behandlingsområde (hudytans storlek) :	3 cm ² (12 mm x 25 mm)

Systemet innehåller ett säkerhetssystem och behöver kontakt med hud som är täckt av ett skikt aktiveringsgel för att fungera på rätt sätt. Använd bara Venus Naked Skin®. Andra geler eller krämer bör inte användas.

Apparaten är avsedd för en användare.

Överensstämmelse:



CE-märkningen garanterar att anordningen överensstämmer med följande EU-direktiv:

- Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG
- Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
- Direktivet om energianvändande produkter 2005/32/EG

Avfallshantering (uttjänt produkt):

För att minimera riskerna för hälsa och miljö och för att säkerställa att material kan återvinnas, bör den här produkten lämnas till en återvinningsstation för elektriskt avfall.



Symbolen med den överkorsade soptunnan på hjul, på produkten, är till för att påminna dig om detta.

Det inbyggda batteriet i hudtonssensorn kommer att avlägsnas på återvinningsstationen.

Kundtjänst

Vid frågor eller kommentarer, kontakta gärna vår kundtjänst på 020 - 16 05 876

Garanti


Vi ger två års garanti på produkten från och med inköpsdagen. Inom garantiperioden åtgärdar vi, utan kostnad, eventuella brister på apparaten som orsakats av bristfälligt material eller tillverkningsfel. Detta sker efter vårt gottfinnande antingen genom reparation eller genom utbyte av hela apparaten.

Denna garanti gäller samtliga länder där den här apparaten tillhandahålls av Braun eller deras auktoriserade återförsäljare.

Denna garanti täcker inte: skada på grund av felaktig användning, normalt slitage eller användning, eller skador som försumbart påverkar apparatens värde eller funktion. Ljuspulslampan anses vara en förslitningsprodukt och täcks därför inte av garantin. Garantin blir ogiltig om reparation utförs av ej auktoriserade personer eller om Brauns originaldelar inte används.

På www.braun.com hittar du information om hur du ska göra för att få service inom garantiperioden.

Egnethet for ulike hudtyper



Vennligst les hele denne bruksanvisningen inkludert alle advarsler og sikkerhetsinformasjon før du bruker Venus Naked Skin® Hårfjernings-system med intense lyspulser.

The Venus Naked Skin® Hårfjernings-system med intense lyspulser passer ikke for alle hudtyper. Det fungerer effektivt på lyse til medium hudtoner og mørke hårfarger. Venus Naked Skin® er ikke effektiv på behandlingsområder med rødt, veldig blondt, grått eller hvitt hår.

Sammenlign hudtonen på behandlingsområdet med hudtonekartet (til venstre) for å se om Venus Naked Skin® passer for deg. Om du er usikker på om apparatet passer for deg, ring gratisnummeret på side 141 i bruksanvisningen eller kontakt lege.

ADVARSEL – APPARATET SKAL IKKE BRUKES DERSOM:

Behandlingsområdet på huden er mørkere enn hudtone (III) vist på hudtonekartet. Mørkere hudtoner kan absorbere for mye lysenergi i løpet av behandlingen, og dette kan skade (dvs. brenne, misfarge eller skape arr på) huden. Siden huden i ansiktet kan være mer ømfintlig bør du bruke apparatet på andre kroppsdeler før du behandler overleppe, hake eller kjeveområde. Du finner egen bruksanvisning tilpasset bruk i ansiktet under kapittelet "Ansiktsbehandling".

Velkommen til Gillette Venus Naked Skin®

Velkommen til en utsøkt skjønnhetsopplevelse med din nye Venus Naked Skin® Hårfjernings-system med intense lyspulser.

Med Venus Naked Skin® kan du få glatt hud hver dag, slik at bikinisesongen kan vare året rundt. Det er bare å sette igang... du kommer til å elske at huden din alltid føles og ser glatt ut. Og det er en fantastisk fordel!

For mer informasjon og for å laste ned Naked Skin®-appen gratis, besøk www.braun.com



Innhold

Hvem bør ikke bruke Gillette Venus Naked Skin® (Kontraindikasjoner)	122
Før du begynner (Advarsler og forholdsregler)	122
Advarsel.....	122
Forholdsregler	123
Elektrisk sikkerhet og brannsikkerhet	124
Mulige bivirkninger	125
Mulige bivirkninger inkluderer:	125
Hva gjør du hvis du opplever bivirkninger	125
Introduksjon til Gillette Venus Naked Skin®	126
Slik fungerer det	126
Hva du kan forvente	127
Slik bruker du den	127
Før du setter igang	127
Tilkobling	127
Kontrollér hudtonen din.....	127
Behandling	129
Ansiktsbehandling (kun for kvinner)	131
Hudtest	133
Behandlingsplan	134
Oppstartsfase	134
Vedlikehold	134
Feilsøking	135
Tekniske spesifikasjoner	136
Kundeservice	137
Garanti	137

Hvem bør ikke bruke Gillette Venus Naked Skin® (Kontraindikasjoner)

- **IKKE BRUK** apparatet på hodebunn, øyenbryn eller noe annet sted i nærheten av øynene. Bruk i dette området kan medføre permanent skade på øynene.
- **IKKE BRUK** apparatet hvis du har mørk hudtone (se kart med hudtoner på side 122). Mørkere hudtoner kan absorbere for mye lysenergi i løpet av behandlingen, og dette kan skade (dvs. brenne, misfarge eller skape arr på) huden.
- **IKKE BRUK** apparatet hvis du tidligere har hatt hudkreft eller forstadier til hudkreft (f. eks. nevi eller et stort antall føflekker). Før du begynner, snakk med legen din dersom du tar medisiner for kroniske medisinske tilstander.
- **IKKE BRUK** apparatet hvis du er gravid, ammer eller er under 18 år, siden apparatet ikke er testet med hensyn til disse tilstandene.

Før du begynner (Advarsler og forholdsregler)

ADVARSEL

- **IKKE BRUK** Venus Naked Skin® om huden din er mørkere enn den mørke hudtonen (IIII) som vises på hudtonekartet eller dersom innstilling (IIIIII) lyser rødt på hudtonesensoren. Fordi mørk hud absorberer mer lysenergi, kan behandling av mørk hud med Venus Naked Skin® føre til ubehag/smerte eller mulig skade (f. eks. brannskader, misfarging eller arr) på huden.
- **IKKE BRUK** Venus Naked Skin® dersom du nettopp har solet huden eller dersom huden er behandlet med selvbruningsprodukter. Fordi solbrun hud er mørkere, er det større risiko for skade når du bruker Venus Naked Skin®. Behandling av solbrun hud med Venus Naked Skin® kan føre til ubehag/smerte eller mulig skade (f. eks. brannskader, misfarging eller arr) på huden.

Unngå ubeskyttet eksponering for sollys etter Venus Naked Skin®-behandlingen. Behandling med Venus Naked Skin® kan gjøre huden mer følsom for sol, og resultere i bivirkninger som solbrenthet og blemmer. Bruk solkrem (solfaktor 15 eller høyere) eller dekk til huden.

- **IKKE BRUK** Venus Naked Skin® på:
 - Rødt hår
 - Grått eller hvitt hår
 - Veldig blondt hår

Venus Naked Skin® er ikke effektiv på disse hårfargene. Du utsetter deg for risikoen ved produktet men drar ikke nytte av fordelene.

- **IKKE BRUK** Venus Naked Skin® direkte på brystvorter, kjønnsorganer eller rundt anus. Disse områdene kan ha mørkere hudtone og/eller kraftigere hår, og bruk av produktet på disse områdene kan føre til ubehag/smerte eller skade (brannskader, misfarging eller arr) på huden.
- **IKKE BRUK** Venus Naked Skin®:
 - På mørkebrune eller sorte merker på huden som f. eks. fregner, fødselsmerker, føflekker eller vorter i det området du ønsker å behandle.
 - Dersom du har en kronisk hudsykdom (f.eks. psoriasis eller vitiligo) eller skadet hud (f. eks. solbrent hud, kuttsår, åpne sår eller aktive infeksjoner) på området du ønsker å behandle.

- Dersom du har åreknuter i området du ønsker å behandle.
- På en tatovering eller permanent makeup på området du ønsker å behandle.
- Hvis du vet at du er følsom overfor sollys (fotosensitiv) eller bruker medisiner som gjør huden mer følsom, f. eks. Retin A, Accutane og/eller andre behandlinger mot akne.
- Dersom du har gjort en peeling-behandling på hudområdet du ønsker å behandle.

Dersom noe av det som er nevnt ovenfor gjelder for deg, kan Venus Naked Skin® skade huden eller forverre nåværende hudproblemer. Du kan oppleve bivirkninger som brannskader, blemmer og endringer i hudfarge (hyper- eller hypopigmentering), eller få arr.

- **IKKE se direkte inn i glassfilteret** på den håndholdte enheten eller forsøk å slå på den håndholdte enheten om det er rettet mot øynene. For å beskytte dine egne og andres øyne aktiveres kun den håndholdte enheten til Venus Naked Skin® når begge kontaktpunktene på undersiden berører huden. Om den håndholdte enheten på noe tidspunkt aktiveres UTEN AT begge punktene er i kontakt med huden, AVBRYT bruk av apparatet umiddelbart og kontakt forselgeren.
- **IKKE BRUK** Venus Naked Skin® mer enn én gang per uke på samme område. Det vil ikke gi raskere resultater, og kan øke risikoen for skader på huden.

Forholdsregler

- Unngå soling, også utendørs soling, bruningsbehandlinger i salong for og under behandlingsperioden, og selvbruningsprodukter før og under behandlingsperioden, siden dette kan føre til at behandlingen ikke fungerer for deg. I tillegg kan mørkere hud absor-

bere for mye lys, noe som kan skape ubehag/smerte eller kan skade (f. eks. brenne, misfarge eller skape arr på) huden.

- Dersom du bruker noen form for medisin regelmessig og over lang tid, kontakt legen din for å få vite om du kan være ekstra følsom for lys.
- Dette apparatet er ikke ment for personer under 18 år eller personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring eller kunnskap, med mindre disse instrueres og er under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Pass på at barn ikke leker med apparatet. Koble alltid apparatet fra strømkilden når det ikke er i bruk. Apparatet bør oppbevares utilgjengelig for barn.
- Ikke bytt ut gelen med andre kremer eller geler. Bruk kun gelen som er spesialutviklet for bruk sammen med Venus Naked Skin®-apparatet.
- Unngå at gelen kommer i kontakt med øynene. Om du skulle få gel i øynene, skyl med vann. Dersom du opplever hudirritasjon eller utslett, avbryt bruk av gelen og apparatet. Kontakt lege dersom symptomene ikke forsvinner.
- Kontrollér apparatet og ledningene regelmessig for å forsikre at de ikke har synlige skader. Dersom det finnes skader eller sprekker, avbryt bruk av apparatet og få det kontrollert og reparert av en autorisert reparatør. Ring gratisnummeret på side 141 for assistanse. Ukvalifisert reparasjonsarbeid kan medføre stor fare for brukeren.
- Unngå alle aktiviteter og produkter som kan irritere huden i 24 timer etter behandlingen. Dette inkluderer:
 - Varmer bad eller badstue
 - Trange klær
 - Bruk av blekningskremer, parfymer, te produkter eller peelingprodukter

Det som er nevnt ovenfor kan skape irritasjon, for eksempel kløe og rødhet på de behandlede områdene.

ELEKTRISK SIKKERHET OG BRANNSIKKERHET

Som med alle elektriske apparater er det visse forholdregler som må overholdes for å garantere sikkerheten.

FARE:

Du må aldri åpne Venus Naked Skin®-apparatet, siden dette kan utsette deg for farlige elektriske komponenter og for pulserende lysenergi. Begge deler kan forårsake alvorlige skader på kroppen og/eller permanente øyeskader.

- **IKKE** bruk apparatet hvis det er skadet, for eksempel hvis det har sprekker i base-enheten, skade på kabelen til den håndholdte enheten (slik at ledningene inni er synlige), knust eller ødelagt glass på den håndholdte enheten, osv. Delene i apparatet inneholder elektriske ladninger som er svært farlige. Du kan få elektrisk støt av å bruke et skadet apparat.

- **IKKE** bruk Venus Naked Skin® i nærheten av badekar, dusjer, servanter eller andre beholdere med vann. Dersom Venus Naked Skin® blir våt, må den ikke brukes. Du kan få elektrisk støt av å bruke et vått apparat.



- **IKKE** bruk apparatet dersom enten base-enheten eller den håndholdte enheten blir ubehagelig varm å ta på. Apparatet kan bli overopphetet og dette kan medføre risiko for elektrisk støt eller brannfare.

- **IKKE** bruk annen strømforsyning enn den medfølgende Cyden Type 6027... sammen med Venus Naked Skin® Type 6028... . Det kan skade apparatet og kan medføre risiko for elektrisk støt eller brannfare.

- **IKKE** bruk oljebaserte eller brannfarlige produkter for å rengjøre apparatet siden dette medfører brannfare.

- **IKKE** bruk rengjøringsmidler med slipende effekt. Disse kan skade apparatet eller lage riper i glasset på den håndholdte enheten. Skadde apparater må ikke brukes. Du kan få elektrisk støt av å bruke et skadet apparat.

- **IKKE** blokkér kjøleventilene på den håndholdte enheten. Apparatet kan da overopphetes og dette kan medføre risiko for elektrisk støt eller brannfare.

MERK:

- Venus Naked Skin® er utformet for bruk der spenningen er 100 V til 240 V AC, 50/60 Hz. Kontrollér at den aktuelle spenningen er innenfor dette området.
- Du bør alltid koble Venus Naked Skin® fra strømkilden når den ikke er i bruk.

MULIGE BIVIRKNINGER

Venus Naked Skin® er et kraftfullt apparat. Noen vil oppleve lett ubehag (f. eks. varme eller rødhet i huden) når de bruker Venus Naked Skin® – dette er normalt. Du kan føle varme og en prikkende følelse når du aktiverer lyspulsene, etterfulgt av rødhet i huden. Denne typen reaksjon forsvinner vanligvis i løpet av 24 timer. Negative reaksjoner oppstår vanligvis umiddelbart, eller innen 24 timer. I sjeldne tilfeller kan det ta opptil 72 timer før du merker bivirkninger.

MULIGE BIVIRKNINGER INKLUDERER:

- Ubehag/smerte på det behandlede området
- Kløe på det behandlede området
- Varme og rødhet i huden som fortsetter etter de første 24 timene

I sjeldne tilfeller:

- Blommer eller brannskår på huden
- Opphovning og/eller blåmerker
- Forandringer i pigmenteringen (fargen) på det behandlede området

HVA GJØR DU HVIS DU OPPLEVER BIVIRKNINGER


Bivirkning	Hvordan bedømme og reagere på bivirkninger
Varme eller prikkende følelser under behandlingen som vanligvis forsvinner etter noen få sekunder eller opptil et minutt, og som minsker for hver behandling.	Dette er forventet og normalt for alle hårfjerningsbehandlinger med IPL (Intense lyspuls). Du kan fortsette å bruke apparatet som beskrevet i bruksanvisningen.
Ubehag eller smerte som føles intens under behandlingen eller som vedvarer etter behandlingen.	Avbryt bruk av apparatet og kontakt lege før du bruker det igjen.
Rødhet i huden under eller etter behandlingen som forsvinner i løpet av minutter eller noen timer.	Dette er forventet og normalt for alle hårfjerningsbehandlinger med IPL. Du kan fortsette å bruke apparatet som beskrevet i bruksanvisningen så fort rødheten i huden er forsvunnet.
Rødhet i huden som <u>ikke forsvinner</u> i løpet av 24 – 48 timer etter behandlingen.	Avbryt bruk av apparatet og kontakt lege før du bruker det igjen.
I veldig sjeldne tilfeller:	
Opphovning og rødhet rundt hårsekkene som forsvinner i løpet av to eller tre dager.	Du kan fortsette å bruke apparatet som beskrevet i bruksanvisningen så fort rødheten rundt hårsekkene er forsvunnet.
Opphovning og rødhet rundt hårsekkene som <u>ikke forsvinner</u> i løpet av to eller tre dager.	Avbryt bruk av apparatet og kontakt lege før du bruker det igjen.
Midlertidige <u>endringer</u> i hudfarge (lysning eller mørkning).	Dersom hudfargen endres, avbryt bruk av apparatet og kontakt lege.
<u>Økende</u> hårvekst på områdene som er behandlet (mer vanlig blant brukere med opprinnelse fra områdene rundt Middelhavet).	Dersom økningen vedvarer etter flere behandlinger, avbryt bruk av apparatet og kontakt lege.

Introduksjon til Gillette Venus Naked Skin®

Venus Naked Skin® -apparatet får effekten fra intense lyspulser (IPL) som er avledet av profesjonell lysteknologi som brukes av dermatologer/ profesjonelle hudpleiere over hele verden for behandling av uønsket hårvkst.

Venus Naked Skin®-systemet inkluderer:

1. Base-enhet
2. Håndholdt enhet (koblet til base-enheten)
3. Avtagbar hudtonesensor (se side 131 for mer informasjon om hudtonesensoren)
4. Aktiveringsknapp
5. Strømforsyning
6. Behandlingsvindu
7. \checkmark^{TM} aktiverende gel
8. Bruksanvisning



Slik fungerer det

The Venus Naked Skin® -systemet med IPL (Intense lyspulser) er avledet av profesjonell IPL-teknologi og hjelper til med å avbryte hårets vekstsyklus. Lysenergien transporteres med hjelp av V™ aktiverende gel for å nå inn til melaninet i mørkt hår og hjelpe til med å starte hårets hvileperiode.



ipulse
Let your skin see the light

VTM aktiverende gel

Venus Naked Skin® leveres med V™ aktiverende gel. Dette er en klar, vannbasert gel som gjør at lyset transporteres til håret under behandlingen for å optimere effektiviteten.

Ikke bruk Venus Naked Skin® om du ikke har aktiverende gel. Gelen får du hos din forhandler.

Hva du kan forvente


Du kan forvente merkbart reduksjon i hårvæksten etter fire behandlinger og langvarig hårfjerning etter 6 – 12 behandlinger. Fortsett med behandlingen annenhver måned for å opprettholde resultatet og fortsatt kunne nyte langvarig glatt og vakker hud.

Slik bruker du den

Før du setter igang

Behandlingsområdet skal være rent, hårfritt og tørt.

1. Fjern alle synlige hår før du bruker Venus Naked Skin®. Fjerning av hårer sikrer at lyset treffer hårsekken under behandlingen.
2. Rengjør hudområdet og klapp det tørt.



Tilkobling


For å slå på apparatet:

1. Plassér apparatet på et fast underlag. Den håndholdte delen skal være sikkert plassert i den anviste holderen på base-enheten.
2. Koble strømkabelen til et strømuttak. Hudtonesensor-knappen vil nå lyse RØDT for å indikere STANDBY-innstilling. Du må lese av hudtonen før du begynner behandlingen.

Kontrollér hudtonen din


BRUK AV HUDTONESENSOREN

Venus Naked Skin® har en integrert hud-tonesensor som er utviklet for hjelpe deg med å velge riktig innstilling for din hud.



For å måle hudtonen:

1. Ta av hudtonesensoren fra base-enheten. Det RØDE hudtonesensoryslet slukner for å vise at den er klar.



3. Trykk på hudtonesensor-knappen for å lese av hudtonen:

- Dersom det lyser HVITT (setting I, II, III, IIII), er hudtonen i dette området egnet for behandling.



- Dersom det lyser RØDT betyr det at hudtonen i dette området ikke er egnet for behandling.



4. VIKTIG: Før du behandler en annen kroppsdelt må du foreta en ny måling av hudtonen.

MERK: Dersom alle lysene tennes, betyr dette at målingen ikke er gjennomført, f. eks. fordi hudtonesensoren ikke hadde tilstrekkelig kontakt med huden.



5. Sett hudtonesensoren tilbake på base-enheten. Hudtonesensor-knappen lyser HVITT og indikerer at apparatet er klart til bruk. Innstillingen vil automatisk tilpasse seg i forhold til avlesningen fra hudtonesensoren. Det hvite innstillingslyset viser effektinnstillingen.

6. Dobbeltsjekk resultatet ved å sammenligne hudtonen i behandlingsområdet med hudtonekartet.

VIKTIG: Hvis det er en forskjell mellom den hudtonen som er avlest med hudtonesensoren og den som er mest lik hudområdet på hudtonekartet, bør du alltid bruke det høyeste nummeret/ innstillingen for mørkeste hudtone (som innebærer minst lysenergi). For eksempel: dersom hudtonesensoren indikerer (III) og hudtonekartet indikerer (IIII), bør du bruke (IIII).

7. Trykk flere ganger på hudtonesensor-knappen til du får den korrekte innstillingen.

I – IIII på hudtonesensoren.

- **Setting I** er den HØYESTE effektinnstillingen tilpasset personer med lys hud som vist på hudtonekartet – Hudtone 1.
- **Innstilling II** er MEDIUM effektinnstilling tilpasset personer med medium hudtone som vist på hudtonekartet – Hudtone 2.
- **Innstilling III** er en LAVERE effektinnstilling tilpasset personer med mørkere hud som vist på hudtonekartet – Hudtone 3.
- **Innstilling IIII** er den LAVESTE effektinnstillingen tilpasset personer med mørkere hud som vist på hudtonekartet – Hudtone 4.

NB: Du kan velge et høyere nummer/ mørkere hudtone (innebærer mindre lysenergi) enn hudtonesensoren viser, men du kan ikke velge lavere nummer/ lysere hudtone.

STANDBY-INNSTILLING

Hvis du ikke aktiverer den håndholdte enheten i løpet av 10 minutter etter at du har satt hudtonesensoren tilbake i base-enheten, vil den gå over i STANDBY-innstilling (indikert med et RØDT lys). Du må lese av hudtonen på nytt før du kan aktivere enheten.




Behandling

Før den første behandlingen råder vi deg til å gjøre en test på et lite hudområde på den kroppsdelen du ønsker å behandle. Se side 137 for mer informasjon om test av hudområde.

Når du har riktig innstilling for hudtone og behandlingsområdet er forberedt, er du klar for å begynne behandlingen.



1. Påfør et tykt lag med aktiverende gel på området. IKKE GNI PRODUKTET INN I HUDEN. Gelen skal ligge som et tykt lag utenpå huden for å sikre god kontakt med den håndholdte enheten.




VIKTIG:

Du skal kun bruke den aktiverende gelen som er spesielt utviklet for bruk sammen med dette apparatet. For hindre at gelen tørker ut bør du påføre gelen i seksjoner når du behandler større områder.


2. Tørk bort overflødig gel fra hendene.
3. Velg et punkt i utkanten av behandlingsområdet. Plassér den håndholdte enheten tett mot huden slik at begge kontaktpunktene i hjørnene av behandlingsvinduet berører huden. Når det lyser HVITT, betyr det at du har god kontakt. Dersom det ikke lyser hvitt, justerer du den håndholdte enheten slik at begge punktene berører huden.



4. Trykk på aktiveringsknappen. Ikke se direkte på den håndholdte enheten, slik at du unngår å få det skarpe lyset i øynene. Du vil høre et klikk og kan komme til å kjenne en varm følelse.



5. Fjern den håndholdte enheten fra huden. De to kontaktpunktene og behandlingsvinduet lager spor i den aktiverende gelen slik at du lett kan se hvilke områder du har behandlet.
6. Venus Naked Skin® bør brukes på huden i sammenhengende rader. Det neste området du behandler bør ligge ved siden av det forrige. Det bør ikke være gliper mellom de behandlede områdene. Når du plasserer den håndholdte enheten på huden bør kanten på behandlingsvinduet og de to kontaktpunktene være i linje med det forrige behandlingsområdet.



ADVARSEL:

IKKE BRUK apparatet på samme område mer enn én gang for å unngå mulige negative effekter på huden. Dersom du får blemmer eller brannskader på huden, AVBRYT BEHANDLINGEN UMIDDELBART. Avkjøl området med gel-pakker. Kontakt lege umiddelbart.

7. Du må vente ca. 4 – 6 sekunder på at enheten skal lades opp før den er klar til å aktiveres igjen. Hudtonesensor-knappen blinker for å vise at enheten lades opp. Når det lyser konstant HVITT, er den klar til bruk igjen. Gjenta fremgangsmåten ovenfor til du er ferdig med å behandle det ønskede området. Tørk av behandlingsvinduet med jevne mellomrom for å sikre at det er fritt for smuss



8. Når du er ferdig med å behandle et område tørker du bort all overflødig aktiverende gel fra den håndholdte enheten og området du har behandlet. Sett den håndholdte enheten tilbake på base-enheten.
9. Kontrollér det behandlede området for å se om du har fått noen hudreaksjoner. Hvis du opplever bivirkninger, les side 129 i denne bruksanvisningen.

SLEEP TIMEOUT-INNSTILLING

- Når enheten ikke er blitt aktivert (dvs. ingen knapper er trykket på eller hudtonesensoren ikke er fjernet/satt tilbake) i løpet av 55 minutter, vil den gå over i en strømsparende SLEEP-innstilling.
- I SLEEP-innstillingen er alle lysene slukket med unntak av den RØDE hudtonesensor-knappen som blinker hvert tredje sekund. Du må gjennomføre en ny hudtoneavlesing for å avslutte SLEEP-innstillingen og aktivere apparatet.



Ansiktsbehandling (kun for kvinner)

Å bruke Venus Naked Skin for å fjerne uønsket hår i ansiktet krever ekstra forsiktighet og veiledning for å forhindre mulige negative reaksjoner. Vi anbefaler å bruke apparatet på andre kroppsdeler før det brukes på ansiktet.

Unngå soling, inkludert utendørs soling, bruningsbehandlinger i salong før og under behandlingsperioden og selvbruningsprodukter før og under behandlingsperioden, siden dette kan føre til at behandlingen ikke fungerer for deg. I tillegg kan mørkere hud absorbere for mye lys, noe som kan skape ubehag/smerte.

VIKTIG:

- Ikke bruk apparatet på øyenbryn eller andre deler av områdene rundt øynene, hodebunnen, neseborene eller ørene.
- Ikke bruk apparatet på føflekker eller andre mørkere (pigmenterte) hudområder.

Før behandlingen

1. Avgjør om ansiktet er egnet for behandling ved å bruke hudtonekartet og hudtonesensoren. Siden ansiktet naturlig utsettes for mer sollys kan det ha en mørkere hudtone enn andre områder på kroppen.
2. Utfør en hudtest: Test om huden reagerer på behandlingen på et hårfritt område under øret (se kapittelet "Hudtest").
3. Vent 48 timer etter hudtesten og undersøk så testområdet. Hvis det ser normalt ut kan du begynne å behandle overleppe, hake eller kjeveområde.

Oppstartsfase


1. Rengjør huden for kosmetikk, lotion og kremer (inkludert

selvbruningsprodukter) på det området du ønsker å behandle.

2. Fjern alle synlige hår.
3. Bruk hudtonesensoren til å bestemme om området er egnet for behandling. IKKE bruk apparatet hvis hudtonesensoren viser rødt (IIII). Begynn alltid med den laveste innstillingen når du bruker apparatet i ansiktet, uavhengig av hva hudtonesensoren viser. Dette kan innebære at du må stille om energinivået manuelt til den laveste innstillingen (IIII) hvis du har en lysere hudtone (I-III). Dette gjør du ved å trykke på den hvite knappen på hudtonesensoren til den laveste innstillingen lyser (IIII).

Behandling av ansikt, kinn og kjeveområde

1. Påfør et tykt lag aktiverende gel på området som skal behandles (se illustrasjon nedenfor).



2. Tørk bort overflødig gel fra hendene.
3. Det kan være praktisk å bruke et speil for å hjelpe til med å plassere den håndholdte enheten riktig når du behandler ansiktet.
4. Velg et punkt i utkanten av behandlingsområdet. Plassér den håndholdte enheten tett mot huden slik at begge kontaktpunktene i hjørnene av behandlingsvinduet er i kontakt med aktiveringsgelen som dekker huden. Et hvitt lys på aktiveringsknappen signaliserer at du har god kontakt. Dersom det ikke lyser hvitt, justerer du den håndholdte enheten slik at begge punktene berører huden.

VIKTIG:

Lukk øynene eller se bort før du trykker på aktiveringsknappen, siden lyset er veldig skarpt.

- Trykk på aktiveringsknappen. Du kan komme til å kjenne en varm følelse.
- Fjern den håndholdte enheten fra huden.
- Plassér den håndholdte enheten på det neste, ubehandlede hudområdet (unngå overlapp mellom områdene) og trykk på aktiveringsknappen. Fortsett til du har dekket hele området du ønsker å behandle.

VIKTIG:


Avoid treating the same area twice as this may cause adverse reactions.

- Tørk bort overflødig aktiverende gel fra den håndholdte enheten og området du har behandlet.

Behandling av overleppen**VIKTIG:**

- Unngå kontakt med leppene og neseborene. Området midt under nesen er ofte ømfintlig.
- Ikke bruk apparatet på permanent/semi-permanent lipliner i utkanten av leppene.

- Påfør et tykt lag aktiverende gel på området som skal behandles (se illustrasjon nedenfor).




TIP: Du kan presse leppene sammen for å passe på at lyset ikke aktiveres på selve overleppen.

- Gjenta trinn 2-8 som vist for behandling av ansikt, kinn og kjeveområde.

Behandling av hals og hake

Hårveksten under haken kan være tettere og grovere og dette kan noen ganger føre til at huden blir litt rød etter behandlingen. Denne rødheten er forbigående og bør være forsvunnet etter 24 timer.

- Påfør et tykt lag aktiverende gel på området som skal behandles (se illustrasjon nedenfor).



- Gjenta trinn 2-8 som vist for behandling av ansikt, kinn og kjeveområde.

NB:

- Hvis du opplever rødhet eller en brennende følelse som varer i flere minutter, kan du legge en kald klut på området for å lindre det.
- Hvis du oppdager pigmentforandringer i huden, for eksempel områder som blir lysere eller mørkere, må du avbryte bruken av apparatet. Kontakt lege for å avgjøre årsaken, som kan være en underliggende, medisinsk tilstand.

Etter behandlingen

- Unngå bruk av blekingsprodukter eller peelingprodukter på det behandlede området i 24 timer etter behandlingen siden dette kan skape irritasjon.
- Unngå å utsette området for direkte sollys i 24 timer etter behandlingen. Bruk en ansiktskrem med bredspektrert solfaktor 15 eller høyere for å beskytte huden.

Hudtest

Før den første behandlingen anbefaler vi at du tester om huden reagerer på Venus Naked Skin®-apparatet og den aktive-gelen.

MERK: Test området du planlegger å behandle. Testområdet bør være ca. 2,5 X 5 cm stort (tilsvarende størrelsen av to behandlingsvinduer ved siden av hverandre).

- Kontrollér først hudtonen din, se side 131).
- Forbered området som skal behandles ved å rengjøre og fjerne synlige hår. Klapp området tørt med et håndkle.
- Legg et tykt lag med aktiverende gel på området. IKKE GNI PRODUKTET INN I HUDEN. Gelen skal ligge som et tykt lag utenpå huden for å sikre god kontakt med den håndholdte enheten.
- Plassér den håndholdte enheten tett mot huden slik at begge kontaktpunktene i hjørnene av behandlingsvinduet berører huden. Når det lyser HVITT, betyr det at du har god kontakt. Der- som det ikke lyser hvitt, justerer du den håndholdte enheten slik at begge punktene berører huden.
- Trykk på aktiveringsknappen. Ikke se direkte på den håndholdte enheten, slik at du unngår å få det skarpe lyset i øynene. Du vil høre et klikk og kan komme til å kjenne en varm følelse.

VIKTIG: Justering av effektnivå

Resultatet av behandlingen kan variere fra person til person og fra hudområde til hudområde. For best mulig resultat bør du utføre behandlingen med den høyeste effekten du føler deg komfortabel med å bruke.

Innstilling I – Høyeste effekt
Innstilling IIII – Laveste effekt

For å justere effektnivået, se trinn 7 på side 132.

- Fjern den håndholdte enheten fra huden.
- Plassér den håndholdte enheten på området rett ved siden av området du har behandlet (Se **MERK** til venstre). Gjenta trinn 4 – 6.
- Kontrollér testområdet etter 48 timer. Dersom huden ser normal ut, kan du begynne behandlingen på det høyeste nivået du føler deg komfortabel med. Dersom du opplever en hudreaksjon, avbryt bruk av Venus Naked Skin® og kontakt lege. Du skal **IKKE** behandle testområdet igjen på minst én uke etter utført test.

Rengjøring og oppbevaring

1. Når du er ferdig med behandlingen kobler du strømkabelen fra strømkilden for å slå av Venus Naked Skin®-systemet.
2. Tørk av den håndholdte enheten, behandlingsvinduet og base-enheten med papir eller en klut for å fjerne gel. Ikke skyll eller utsett base-enheten eller den håndholdte enheten for vann eller annen væske.
3. Oppbevar Venus Naked Skin®-apparatet og V™ aktiverende gel tørt og kjølig.

Behandlingsplan

Oppstartsfase

For optimale resultater bør Venus Naked Skin® brukes annenhver uke i 6 – 12 behandlinger.

1. måned	2. måned	3. måned
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Vedlikehold

For å vedlikeholde den glatte huden etter oppstartfasen bør du bruke Venus Naked Skin® annenhver måned.

1. måned	2. måned	3. måned
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	5. måned	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Feilsøking

Følgende feilsøkingssguide kan brukes som utgangspunkt for å løse problemer som kan oppstå med Venus Naked Skin®.

Problem	Løsning
Lampene på kontrollpanelet til Venus Naked Skin® lyser ikke.	Se til at en strømkilde er tilkoblet. Se til at strømkabelen til base-enheten til Venus Naked Skin® er korrekt satt i.
Venus Naked Skin® fungerer ikke på små områder.	Av sikkerhetsmessige årsaker må begge kontaktpunktene på den håndholdte enheten være i kontakt med huden. Dersom hudområdet du vil behandle er for lite for at dette er mulig, vil ikke Venus Naked Skin® gi fra seg noen lyspuls. Forsøk å justere den håndholdte enheten slik at begge kontaktpunktene berører gelen på behandlingsområdet.
Base-enheten eller den håndholdte enheten til Venus Naked Skin® er ødelagt, sprukket eller virker som om den er defekt.	IKKE BRUK apparatet hvis base-enheten, den håndholdte enheten, ledningen mellom disse eller strømkabelen er skadet. Hvis du er i tvil om Venus Naked Skin® er sikkert å bruke eller mistenker at apparatet på noen måte er skadet, skal du ikke bruke det.
Den røde lampen på hudtone-sensoren lyser eller blinker og Venus Naked Skin® reagerer ikke.	Venus Naked Skin® står i STANDBY- eller SLEEP- innstillingen. For å aktivere apparatet må du gjennomføre en ny avlesing av hudtonen som beskrevet på side 131 - 132 i denne bruksanvisningen.
Lampene på kontrollpanelet for Venus Naked Skin® lyser eller blinker på en uvanlig måte.	Venus Naked Skin® viser feilmeldinger ved hjelp av lys-kombinasjoner på kontrollpanelet. Tabellen under viser hva de forskjellige kombinasjonene betyr.
Det er merkbar endring i intensiteten for lyspulserne under behandlingen.	Ring kundeservice, se telefonnummer på side 141.

Lys for effektinnstilling	Forklaring
Alle lysene slås PÅ & AV i tilfeldig rekkefølge og apparatet virker ikke.	Apparatet er skadet og bør leveres til reparasjon. Kontakt forhandler for nærmere informasjon.
Alle lys er AV.	Strømtilkoblingen er ikke korrekt.
Lyspuls-lampe-indikatoren lyser konstant.	Lampen gir totalt 50 000 lyspulser. Denne indikatoren viser at 45 000, eller 90 % av lyspulserne, er brukt.
Den hvite lyspuls-lampe-indikatoren blinker.	Lyspuls-lampen er brukt opp.

Tekniske spesifikasjoner

Venus Naked Skin® er et filtrert, bredspektrert system for intense lyspulser med følgende tekniske spesifikasjoner:

Repetisjonsgrad:	Manuelle pulser gjennomsnittlig hvert 4. – 6. sekund avhengig av behandlingstemperatur
Inngangsstrøm:	100 V – 240 V~, 1.3 – 0.55 A
Behandlingstemperatur:	mellom 15°C og 30°C
Luftfuktighet under behandlingen:	opptil 85 % relativ fuktighet uten kondens
Behandlingsområde (størrelse på behandlingsvinduet):	3 cm ² (12 mm x 25 mm)

Systemet inkluderer et sikkerhetssystem og krever kontakt med hud som er dekket med et lag av aktiverende gel for å fungere korrekt. Bruk kun gel som er spesialutviklet for bruk sammen med Venus Naked Skin®. Andre kremer eller geler skal ikke brukes.

Dette apparatet er beregnet for én bruker.

Sertifisering:



CE-merking viser at dette apparatet overensstemmer med følgende EEC-direktiver:

- Lavspenningdirektivet 2006/95/EC
- Elektromagnetisk kompatibilitetsdirektiv 2004/108/EC
- Direktiv for energidrevne produkter 2005/32/EC

Avhending (etter produktets levetid):

For å minimere helserisikoer og miljøfare og for å sikre at materialene kan resirkuleres bør dette produktet leveres til et innsamlingssted for elektriske og elektroniske apparater etter endt levetid.



Resirkuleringssymbolet på produkter minner deg på dette.

Det installerte batteriet i hudtonesensoren vil bli fjernet av profesjonelle på resirkuleringsstasjonen.

Kundeservice

Har du spørsmål og kommentarer, kontakt vårt kundeserviceteam på 800 30 917

Garanti

Vi gir deg 2 års garanti for produktet, regnet fra kjøpsdato. Innenfor garantiperioden vil vi kostnadsfritt reparere alle defekter ved apparatet som skyldes material- eller produksjonsfeil, enten ved å reparere apparatet eller bytte det ut mot et nytt, etter vårt skjønn.

Denne garantien gjelder i alle land hvor apparatet selges av Braun eller en godkjent distributør.

Denne garantien dekker ikke: skader som skyldes feil bruk, normal slitasje og bruk, samt defekter uten vesentlig betydning for apparatets verdi eller praktiske bruk. Lyspulslyslampen regnes som en forbruksdel av apparatet og er derfor ikke dekket av garantien. Garantien er ikke gyldig hvis apparatet er reparert av uautoriserte personer, eller hvis det ikke er brukt originale deler fra Braun.

For reparasjon innenfor garantiperioden, besøk www.braun.com for ytterligere informasjon.

Gillette
Venus

NAKED SKIN®

INTENSE PULSED LIGHT HAIR REMOVAL SYSTEM

designed by

BRAUN